

製品説明書

Aesthetic Line[®]

フォrestaデント エステティックライン ブラケット



認証番号：220AKBZX00159000

販売名：フォrestaデント エステティックライン ブラケット

フォスタデント エステティックライン ブラケット

製品の特徴:

1. プラスチック ブラケット

- ポリカーボネート - この素材は、多くのプラスチックのブラケットに利用されています。
- ブラケットは素材を強化するため、特別なファイラーによって補強されています。

2. 審美性

- 無色です。
- 優秀な外観を示し、審美性に優れています。

3. 素材の特徴



- ポリカーボネート：市場の多くのプラスチック ブラケットに利用されています。
- この素材は水を吸収し、ブラケットの変色をもたらします。また、この素材は時間によってより弱くなる傾向にあります。
- 歯牙がブラケットに接触すると:
 - * ブラケットは摩耗しますが、歯牙のエナメル質は摩耗しません。
- それほど複雑ではない症例に適当です。それは長い治療期間を必要としない症例です。
最適な治療期間は1年から15ヶ月までです。
- 生体適合性に優れています。
- 特に歯肉への刺激のリスクは軽減します。

4. ブラケット ベース - ボンディング

- 2つのデザインを組み合わせたベース形態:
 - グループ タイプ(溝:切れ込み)ベース
 - 歯牙形態にフィットする曲線デザイン ベース
- プラスチック プライマーの使用を前提とし、優秀な接着強度を発揮します。

5. ブラケット スロット

- 素材を強化するため、特別なフィラーによって補強されています。

6. ボンディング剤

- No-Mix タイプの接着剤を推奨します。
- Two-Paste タイプ (Mix タイプ) はプラスチック プライマーを併用することで使用可能となります。
- 光重合タイプは推奨しません。

*- ボンディングは使用する接着剤の使用説明書に従ってください。

7. ブラケット カラー マーキング



- 容易な部位識別のためのカラーマーキング
- スロットのカラー マーキングによる容易なポジショニング。
 - ブラケットが透明なので、スロットのカラー マーキングによってブラケットを歯牙に正しくポジショニングするのに役立ちます。

8. トルク イン ベース デザイン



- 正確な矯正力の伝達

9. 経済的な審美ブラケット

- 審美ブラケットによる治療に対して、経済的な選択肢を提供します。

10. プリスクリプション

- Roth-System*、Standard Rickets*、スタンダード エッジワイズが選択できます。

*- The FORESTADENT version of these prescription are not claimed to be a duplication of any other, nor dose Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.