


歯科技工用吸引型成型器

トラックV

サーモフォーミングユニット



*Track-V vacuum
Thermoforming Unit*

歯科技工用吸引型成型器

トラック V

サーモフォーミングユニット

製品の特徴

◆ 吸引式熱成型器

電源をコンセントに差し込むだけですぐに使用できます。バキュームユニットなどに接続する必要はありません。

◆ コンピューター制御された温度管理

タッチパネルの表示ガイドに従って操作。赤外線温度センサーとプリプログラムにより適切な加熱と冷却が行えます。

◆ プリプログラムされたファイル情報

FORESTADENT社のトラック サーモフォーミング フォイルの情報は予めプログラムされています。使用するフォイルを選択するだけで最適な成型時間と温度を設定できます。

◆ 他社製品フォイルの登録も可能

ユーザープログラムを利用して現在使用している他社製のフォイルをお気に入りリストに登録しておくこと、いつでも迅速に作業することができます。



歯科技工用吸引型成型器

トラックV

サーモフォーミングユニット

◆ タッチパネルを採用した簡単操作を実現。

使用するファイルをユニットにセット、後は登録されたファイルを選択するだけ。温度選択から冷却時間まで自動で作業が行えます。




①ファイルの選択



②厚みの選択



③作業開始



簡単3ステップで
すぐに作業開始

歯科技工用吸引型成型器

トラックV

サーモフォーミングユニット




◆ 吸引式熱成型器


電源をコンセントに差し込むだけですぐに使用できます。バキュームユニットなどに接続する必要はありません。

吸引式成型器:

フィルムは作業模型に引っ張られる形で成型されます。素早い吸引を行うことで良好な成型を可能とします。



電源をコンセントに
差し込むだけ




歯科技工用吸引型成型器

トラックV

サーモフォーミングユニット

◆トラック-Vは垂直方向にプレスします。

垂直方向に下ろす成型方式では比較的均等な厚みで成型できます。対して、回転式の成型器では、フォイルの厚みが不均等になる可能性が大きくなります。



垂直方向にプレス

歯科技工用吸引型成型器

トラックV

サーモフォーミングユニット





◆プリプログラムされたフォイル情報

FORESTADENT社のトラック サーモフォーミング フォイルの情報は予めプログラムされています。使用するフォイルを選択するだけで最適な成型時間と温度を設定できます。

トラックフォイルは登録済み

トラックの情報はすでにプログラムされています。

厚さ (mm)		温度 (°C)	時間 (秒)
0.5mm		160°C	30
0.6mm		160°C	30
0.8mm		160°C	30
1.0mm		160°C	45
1.5mm		160°C	60



歯科技工用吸引型成型器

トラックV


サーモフォーミングユニット

◆ オクルーフォーム (対合歯圧跡付加器)
が利用できます。(オプション)

吸引成形したフォイルにオクルーフォームを
利用して対合歯模型を圧接することができ、吸引成型
と同時に圧跡を付与できます。



圧跡を付与できます
(オプション利用)



オクルーフォーム
(対合歯圧跡付加器)

トラック

サーモフォーミング フォイル

◆ 様々な材質とサイズをご提供します。

トラック サーモフォーミング フォイルは、アライナー用のトラックAを始め、様々な材質をご用意。先生方の治療に効果的にご活用できます。



A

材質: ポリエチレンテレフタレート (PETG)



C

材質: ポリエチレン (PE)



B

材質: 硬質層: ポリエチレンテレフタレート (PETG)
軟質層: 熱可塑性ポリウレタン樹脂



E

材質: エチレン/酢酸ビニル共重合体 (EVA)



Bleach

材質: エチレン/酢酸ビニル共重合体 (EVA)

