

BioStarter® / BioTorque® / BioCoumetic® / BioLingual®
FORESTADENT Bio-archwires

フォrestaデント バイオ ワイヤー シリーズ
製品カタログ



Forestadent Ni-Ti Wires

フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZ00033000
販売名: フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ
管理医療機器

フォレストアデントのニッケルチタンワイヤーは、FORESTADENT社が誇るポリッシング技術によってワイヤーの特性を最大限に発現させ、治療初期から中期における歯牙の移動をスムーズに行います。

BioStarter® Wire バイオスターター ワイヤー

イニシャルワイヤーとして効果的な矯正力を提供するサーモアクティブ Ni-Ti ラウンド ワイヤー

BioTorque® Wire バイオトルク ワイヤー

治療初期から3次元コントロールが可能なサーモアクティブ Ni-Ti レクタングルワイヤー



River Finish Gold = 最新の表面処理技術と特殊コーティング処理によってフリクションを最小限に抑えることができます。



1 PK (10本入)

				Straight-Arch-Form		Euro-Smile-Form											
				注文番号		注文番号											
				上顎	下顎	上顎	下顎										
アーチワイヤー	プロファイル	フォース	サイズ inch														
												20 g	.010	203-0825	203-0925	203-1825	203-1925
												30 g	.012	203-0830	203-0930	203-1830	203-1930
												40 g	.014	203-0835	203-0935	203-1835	203-1935
												50 g	.016	203-0840	203-0940	203-1840	203-1940
70 g	.018	203-0845	203-0945	203-1845	203-1945												
BioStarter® Wire バイオスターター ワイヤー	●																
												120 g	.014 x .025	203-2035	203-2135	203-4035	203-4135
												60 g	.016 x .016	203-1440	203-1540	203-3440	203-3540
												100 g	.016 x .022	203-2040	203-2140	203-4040	203-4140
												135 g	.016 x .025	203-2440	203-2540	203-4440	203-4540
												140 g	.017 x .025	203-2044	203-2144	203-4044	203-4144
												90 g	.018 x .018	203-1445	203-1545	203-3445	203-3545
												150 g	.018 x .025	203-2046	203-2146	203-4046	203-4146
												170 g	.019 x .025	203-2048	203-2148	203-4048	203-4148
												130 g	.020 x .020	203-1450	203-1550	203-3450	203-3550
BioTorque® Wire バイオトルク ワイヤー	■																
												200 g	.021 x .025	203-2053	203-2153	203-4053	203-4153

BioCosmetic Wire

バイオ コスメティック ワイヤー (Ni-Ti)

医療機器認証番号:221AKBZX00033000
販売名:フォレストアドेंट ニッケルチタン ワイヤー
一般的名称:面列矯正用ワイヤ
管理医療機器



*BioCosmetic®-archwires –
durable, perfect aesthetics.*

新しいコーティング ワイヤーへのアプローチ

FORESTADENTの新しいバイオコスメティック アーチワイヤーは、通常のコーティング処理されたアーチワイヤーと違い、ニッケルチタン製のアーチワイヤーを柔軟性のあるチューブ状の素材に埋め込みました。これによりワイヤー表面は均質でなめらかな面となり、矯正歯科治療において多くの利点を与えることが可能となりました。

注文番号 上顎	注文番号 下顎	プロファイル	サイズ inch	コアワイヤー サイズ inch	入数	アーチフォーム
217-0845	217-0945	●	.017	.010	10	 <p>ストレート アーチフォーム</p>
217-0850	217-0950	●	.019	.012	10	
217-1440	217-1540	■	.016 x .016	.012 x .012	10	
217-2040	217-2140	■	.016 x .022	.012 x .018	10	
217-2046	217-2146	■	.018 x .025	.014 x .021	10	

BioLingual® Wire バイオスタリナル ワイヤー
オフセットベンドの入ったサーモアクティブ リンガル Ni-Ti ラウンド ワイヤー



1 PK (10本入)

アーチワイヤー	プロファイル	フォース	サイズ inch						
				Shape 1	Shape 2	Shape 3	Shape 4	Shape 5	Shape 6
BioLingual® Wire バイオリンガル ワイヤー		20 g	.010	270-0125	270-0225	270-0325	270-0425	270-0525	270-0625
		30 g	.012	270-0130	270-0230	270-0330	270-0430	270-0530	270-0630
		40 g	.014	270-0135	270-0235	270-0335	270-0435	270-0535	270-0635
		50 g	.016	270-0140	270-0240	270-0340	270-0440	270-0540	270-0640

バイオリンガル ワイヤー カスタマイズド パック

ワイヤー サイズごとに4種類のShapeを組み合わせた10本入りパック

アーチワイヤー	プロファイル	フォース	サイズ inch	注文番号	ワイヤー入数			
					Shape 2	Shape 3	Shape 4	Shape 5
BioLingual® Wire Customized-Pack バイオリンガル ワイヤー カスタマイズド パック		30 g	.012	270-0030	2	3	3	2
		40 g	.014	270-0035	2	3	3	2
		50 g	.016	270-0040	2	3	3	2

アーチワイヤーラック

注文番号	入数	
200-0005	1	アーチワイヤーホルダー (2段 - 6PK収納)
200-0006	1	アーチワイヤーホルダー (4段 - 8PK収納)



写真は4段-8PK収納用です。