


## Forestadent Ni-Ti Wires

フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZX00033000  
販売名: フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー  
一般名称: 歯列矯正用ワイヤ  
管理医療機器

### フォレストアデント バイオ ワイヤー シリーズ

フォレストアデント バイオ ワイヤー シリーズは、ラウンド ワイヤー、そしてレクト/スクエア ワイヤーともに、とてもソフトな超弾性Ni-Tiワイヤーです。口腔内では37°Cで最大の弾性力が発揮され、特にイニシャルワイヤーとして効果的な歯牙移動を実現します。



#### BioStarter® Wire バイオスターター ワイヤー

イニシャルワイヤーとして効果的な矯正力を提供するサーモアクティブ Ni-Ti ラウンド ワイヤー

#### BioTorque® Wire バイオトルク ワイヤー

治療初期から3次元コントロールが可能なサーモアクティブ Ni-Ti レクタングュラー ワイヤー



1 PK (10本入)

		Straight-Arch-Form		Euro-Smile-Form		
		注文番号		注文番号		
		上顎	下顎	上顎	下顎	
BioStarter® Wire バイオスターター ワイヤー		20 g .010	203-0825	203-0925	203-1825	203-1925
		30 g .012	203-0830	203-0930	203-1830	203-1930
		40 g .014	203-0835	203-0935	203-1835	203-1935
		50 g .016	203-0840	203-0940	203-1840	203-1940
		70 g .018	203-0845	203-0945	203-1845	203-1945
BioTorque® Wire バイオトルク ワイヤー		120 g .014 x .025	203-2035	203-2135	203-4035	203-4135
		60 g .016 x .016	203-1440	203-1540	203-3440	203-3540
		100 g .016 x .022	203-2040	203-2140	203-4040	203-4140
		135 g .016 x .025	203-2440	203-2540	203-4440	203-4540
		140 g .017 x .025	203-2044	203-2144	203-4044	203-4144
		90 g .018 x .018	203-1445	203-1545	203-3445	203-3545
		150 g .018 x .025	203-2046	203-2146	203-4046	203-4146
		170 g .019 x .025	203-2048	203-2148	203-4048	203-4148
		130 g .020 x .020	203-1450	203-1550	203-3450	203-3550
		200 g .021 x .025	203-2053	203-2153	203-4053	203-4153

## Forestadent Ni-Ti Wires


### フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー

#### フォレストアデント バイオ ワイヤー シリーズ

##### BioCosmetic Wire

##### バイオ コスメティック ワイヤー (Ni-Ti)

FORESTADENTの新しいバイオコスメティック アーチワイヤーは、通常のコーティング処理されたアーチワイヤーと違い、ニッケルチタン製のアーチワイヤーを柔軟性のあるチューブ状の素材に埋め込みました。これによりワイヤー表面は均質でなめらかな面となり、矯正歯科治療において多くの利点を与えることが可能となりました。



注文番号 上顎	注文番号 下顎	プロファイル	サイズ inch	コアワイヤー サイズ inch	入数	アーチフォーム
217-0845	217-0945	●	.017	.010	10	 ストレート アーチフォーム
217-0850	217-0950	●	.019	.012	10	
217-1440	217-1540	■	.016 x .016	.012 x .012	10	
217-2040	217-2140	■	.016 x .022	.012 x .018	10	
217-2046	217-2146	■	.018 x .025	.014 x .021	10	


##### Cosmetic Wire

##### コスメティック ワイヤー (Ni-Ti)

ティースカラーでコーティングした審美性の高いスーパーエラスチック(SE) ワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZX00033000  
販売名: フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー  
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ  
管理医療機器



注文番号 上顎	注文番号 下顎	プロファイル	サイズ inch	コアワイヤー サイズ inch	入数	アーチフォーム
207-0835	207-0935	●	.014	.012	10	 ストレート アーチフォーム
207-0840	207-0940		.016	.014	10	
207-0845	207-0945		.018	.016	10	
207-0850	207-0950		.020	.018	10	
207-1445	207-1545	■	.018 x .018	.016 x .016	10	
207-2045	207-2145	■	.018 x .024	.016 x .022	10	

## Forestadent Ni-Ti Wires

フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー

フォレストアデント バイオ ワイヤー シリーズ

医療機器認証番号: 221AKBZX00033000  
販売名: フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー  
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ  
管理医療機器

### BioLingual® Wire バイオリンガル ワイヤー

オフセットバンドの入ったサーモアクティブ リンガル Ni-Ti ラウンド ワイヤー



1 PK (10本入)



アーチワイヤー	プロファイル	フォース	サイズ inch	Shape 1	Shape 2	Shape 3	Shape 4	Shape 5	Shape 6
BioLingual® Wire バイオリンガル ワイヤー		20 g	.010	270-0125	270-0225	270-0325	270-0425	270-0525	270-0625
		30 g	.012	270-0130	270-0230	270-0330	270-0430	270-0530	270-0630
		40 g	.014	270-0135	270-0235	270-0335	270-0435	270-0535	270-0635
		50 g	.016	270-0140	270-0240	270-0340	270-0440	270-0540	270-0640

### バイオリンガル ワイヤー カスタマイズド パック

ワイヤー サイズごとに4種類のShapeを組み合わせた10本入りパック

1 PK (10本入)

アーチワイヤー	プロファイル	フォース	サイズ inch	注文番号	ワイヤー入数			
					Shape 2	Shape 3	Shape 4	Shape 5
		30 g	.012	270-0030	2	3	3	2
		40 g	.014	270-0035	2	3	3	2
		50 g	.016	270-0040	2	3	3	2

### Superelastic Lingual Wire

スーパーエラスチック (SE) リンガル アーチ ワイヤー

注文番号 上顎	注文番号 下顎	プロファイル	サイズ mm	サイズ inch	入数	アーチフォーム
272-0830	272-0930		0.30	.012	10	
272-0835	272-0935		0.35	.014	10	
272-0840	272-0940		0.40	.016	10	
272-1440	272-1540		0.41 x 0.41	.016 x .016	10	

**Forestadent Ni-Ti Wires**  
フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZX00033000  
販売名: フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー  
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ  
管理医療機器


**Superelastic Wire**

スーパーエラスチック (SE) ワイヤー


1 PK (10本入)

アーチワイヤー	プロファイル	サイズ inch	注文番号		注文番号		
			上顎	下顎	上顎	下顎	
Superelastic Wires スーパーエラスチック (SE) ワイヤー	●	.012	204-0830	204-0930	-	-	
		.014	204-0835	204-0935	-	-	
		.016	204-0840	204-0940	-	-	
		.018	204-0845	204-0945	-	-	
	■	■	.016 x .016	204-1440	204-1540	244-1440	244-1540
			.016 x .022	204-2040	204-2140	244-2040	244-2140
			.017 x .022	204-2043	204-2143	-	-
			.017 x .025	204-2044	204-2144	-	-
		■	.018 x .025	204-2046	204-2146	244-2046	244-2146

Straight-Arch-Form



Euro-Smile-Form



**FORESTADENT Ni-Ti Wire**

ニッケルチタン スピーカーブ ワイヤー

注文番号 上顎	注文番号 下顎	プロファイル	サイズ mm	サイズ inch	入数	アーチフォーム
205-0840	205-0940	●	0.40	.016	10	
205-0845	205-0945		0.45	.018	10	
205-1440	205-1540	■	0.41 x 0.41	.016 x .016	10	
205-2040	205-2140		0.41 x 0.56	.016 x .022	10	
205-2044	205-2144	■	0.43 x 0.64	.017 x .025	10	

## McLaughlin Bennett 5.0 – Ni-Ti & SS ArchWires


ニッケルチタン & ステンレススチール アーチ ワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZX00032000  
販売名: フォレストudent ニッケルチタン ワイヤー  
一般名称: 歯列矯正用ワイヤ  
管理医療機器

医療機器認証番号: 230AKBZX00022000  
販売名: フォレストudent SS アーチワイヤー  
一般名称: 歯列矯正用ワイヤ  
管理医療機器

# McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT



1 PK (10本入)

アーチワイヤー	プロファイル	サイズ inch	注文番号		注文番号		注文番号	
			上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎
			Tapered-form		Ovoid-form		Square-form	
Nickel Titanium – Heat Activated ヒートアクティベイトド ニッケルチタン ワイヤー	●	.014	208H0835	208H0935	208H1835	208H1935	208H2835	208H2935
		.016	208H0840	208H0940	208H1840	208H1940	208H2840	208H2940
	■	.016 x .022	208H2040	-	208H3040	208H3140	208H4040	208H4140
		.017 x .025	208H2044	-	208H3044	208H3144	208H4044	208H4144
		.019 x .025	208H2048	208H2148	208H3048	208H3148	208H4048	208H4148

アーチワイヤー	プロファイル	サイズ inch	注文番号		注文番号		注文番号	
			上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎
			Tapered-form		Ovoid-form		Square-form	
Stainless Steel ステンレススチール ワイヤー	●	.014	202-0835	202-0935	202-1835	202-1935	202-2835	202-2935
		.016	202-0840	202-0940	202-1840	202-1940	202-2840	202-2940

アーチワイヤー	プロファイル	サイズ inch	注文番号		注文番号		注文番号	
			上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎
			Tapered-form		Ovoid-form		Square-form	
SS Heat Treated ステンレススチール ヒートトリートド ワイヤー	●	.018	202H0845	202H0945	202H1845	202H1945	202H2845	202H2945
		.020	202H0850	202H0950	202H1850	202H1950	202H2850	202H2950
	■	.019 x .025	202H2048	202H2148	202H3048	202H3148	202H4048	202H4148

## FACE Evolution & Trevisi System – Ni-Ti & SS ArchWires

ニッケルチタン & ステンレススチール アーチワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZX00033000  
販売名: フォレストアドेंट ニッケルチタン ワイヤー  
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ  
管理医療機器

医療機器認証番号: 230AKBZX00022000  
販売名: フォレストアドेंट SS アーチワイヤー  
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ  
管理医療機器



1 PK (10本入)



アーチワイヤー	プロファイル	フォース	サイズ inch	Straight-Arch-Form		Euro-Smile-Form	
				注文番号		注文番号	
				上顎	下顎	上顎	下顎
BioStarter® Wire バイオスターター ワイヤー		20 g	.010	203-0825	203-0925	203-1825	203-1925
		30 g	.012	203-0830	203-0930	203-1830	203-1930
		40 g	.014	203-0835	203-0935	203-1835	203-1935
		70 g	.018	203-0845	203-0945	203-1845	203-1945
BioTorque® Wire バイオトルク ワイヤー		170 g	.019 x .025	203-2048	203-2148	203-4048	203-4148
ステンレススチール アーチワイヤー		-	.019 x .025	202-3748	202-3848	201-3748	201-3848
		-	.021 x .025	202-3754	202-3854	201-3754	201-3854






1 PK (10本入)

アーチワイヤー	プロファイル	フォース	サイズ inch	Straight-Arch-Form		Euro-Smile-Form	
				注文番号		注文番号	
				上顎	下顎	上顎	下顎
BioStarter® Wire バイオスターター ワイヤー		20 g	.010	203-0825	203-0925	203-1825	203-1925
		30 g	.012	203-0830	203-0930	203-1830	203-1930
		40 g	.014	203-0835	203-0935	203-1835	203-1935
		50 g	.016	203-0840	203-0940	203-1840	203-1940
BioTorque® Wire バイオトルク ワイヤー		140 g	.017 x .025	203-2044	203-2144	203-4044	203-4144
		170 g	.019 x .025	203-2048	203-2148	203-4048	203-4148
ステンレススチール アーチワイヤー		-	.019 x .025	202-3748	202-3848	201-3748	201-3848


## Forestadent Stainless Steel Arch Wires

### フォレスタデント ステンレススチール アーチワイヤー


1 PK (10本入)

アーチワイヤー	プロファイル	サイズ inch	注文番号		注文番号	
			上顎	下顎	上顎	下顎
Stainless Steel Arch Wires ステンレススチール アーチワイヤー		.016	202-3940	202-4040	-	-
		.018	202-3945	202-4045	-	-
		016 x 016	202-3540	202-3640	201-3540	201-3640
		.016 x .022	202-3740	202-3840	201-3740	201-3840
		.017 x .025	202-3743	202-3843	201-3743	201-3843
		.018 x .025	202-3745	202-3845	-	-
		.019 x .025	202-3748	202-3848	201-3748	201-3848
		.021 x .025	202-3754	202-3854	-	-

Straight-Arch-Form



Euro-Smile-Form



### フォレスタデント フォレスタフレックス ワイヤ

注文番号	注文番号	サイズ inch	入数	
上顎 200-8240	下顎 200-8340	 .016 x .022	10	ツイステッド レクタングル ワイヤ (eight in one)
200-3340		 .016	10	シックス ツイステッド ワイヤ スタンダードフォーム
200-2240		 .016 x .016	10	ツイステッド レクタングル ワイヤ スタンダードフォーム
200-2355		 .016 x .022	10	ツイステッド レクタングル ワイヤ (eight in one)
253-4038		 .015	10	トリプル ツイステッド ワイヤ ストレート (355 mm / 14")
263-4040		 .016	10	シックス ツイステッド ワイヤ ストレート (355 mm / 14")

*Forestadent Arch Wires*  
フォレストアデント アーチワイヤー

アーチワイヤー アクセサリー

注文番号		入数	
200-0005		1	アーチワイヤーホルダー (2段 - 6PK収納)
200-0006	 <p>写真は4段-8PK収納用です。</p>	1	アーチワイヤーホルダー (4段 - 8PK収納)
435-0007	<p>McLaughlin Bennett 5.0 with FORESTADENT</p> 	set	アーチワイヤーテンプレート (テーパード / オーボイド / スクエア アーチフォーム)
435-0005	 <p>Template for BioLingual® arches</p> <p>Remember: Do not overbite with head or crown! Ref. no. 125-000</p>	1	バイオリンガルアーチワイヤー テンプレート
435-0006		1	アーチワイヤーテンプレート (ストレート アーチフォーム / ユーロスマイル アーチフォーム)