









フォレストアデント Ni-Free* (ニッケルフリー) 製品のご紹介

ニッケルへのアレルギーを抱える患者さんに適した、Ni-Free* (ニッケルフリー) の製品です。使用されているステンレススチールはニッケルの含有量が0.3%以下ですので、アレルギー発生のリスクを減少させることができます。

*-ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

	製 品	掲載ページ
 Ni-Free*	Micro Sprint® Brackets フォレストアデント マイクロスプリントブラケット ニッケルフリー* のステンレススチールを使用したブラケット <small>* < 0.3 % Ni</small>	P. 56
 Ni-Free*	Mini Sprint® II Brackets フォレストアデント ミニ スプリント II ブラケット ニッケルフリー* のステンレススチールを使用したブラケット <small>* < 0.3 % Ni</small>	P. 59
 Ni-Free*	Comfort Line 3D Buccal Tubes コンフォートライン 3D バッカルチューブ ニッケルフリー* のステンレススチールを使用した ダイレクト ボンディング用バッカルチューブ <small>* < 0.3 % Ni</small>	P. 64
 Ni-Free*	Comfort Line 3D Mini Buccal Tubes コンフォートライン 3D ミニ バッカルチューブ ニッケルフリー* のステンレススチールを使用した ダイレクト ボンディング用バッカルチューブ <small>* < 0.3 % Ni</small>	P. 15
	TruKlear-Brackets トゥルクリアー オール セラミック セルフライゲーション ブラケット メタル材を一切使用しない真に審美性に優れた セルフライゲーション ブラケット。	P. 22
	GLAM®-Brackets フォレストアデント グラム セラミックブラケット 高い審美性をもつ単結晶セラミック ブラケット	P. 51
	Universal expansion screws チタン製ユニバーサル エクспанション スクリュー チタン製の床タイプ側方拡大用スクリュー(上下顎用)	P. 96
 Ni-Free*	FORESTANIT® - Ni-Free フォレストアデント ステンレススチールワイヤー ニッケルフリー* のステンレススチールを使用したワイヤー <small>* < 0.3 % Ni</small>	P. 85