

# McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

## Mini Sprint II Bracket ミニスプリントIIブラケット



ヨーロッパでメタルブラケットのベストセラーとなっている一体型のフォスタデントミニスプリントブラケットが、新たにMcLaughlin Bennett 5.0にアップデートしてミニスプリントIIとしてリリース。FORESTADENT社による高度なMIM技術により卓越した精度を持ったメタルブラケットは、ベースコンター、ローフックデザインなどの改善に加え、IN/OUTの修正、犬歯0°トルクの追加などにより、最新のMcLaughlin Bennett 5.0システムにマッチしたブラケットとなりました。



## Mini Sprint II -Brackets

フォレストアデントミニスプリント II ブラケット

ミニ スプリントからミニ スプリント II ブラケットへ - FORESTADENTでは従来のミニ スプリントの基本デザインはそのままに、臨床における使いやすさと口腔内での快適性を改善しました。

## McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT



主な改善点は:

1. ブラケットベースのアライメントの変更
2. タイピング下のスペースを確保したまま、ブラケットのロープロファイル化を実現
3. 装着時の快適性の向上のため、フックのデザイン変更と、ブラケットをより丸みのあるデザインに変更
4. 確実な接着強度のために、コントアベース デザインの改善

丸みを帯びたブラケットと滑らかな表面により、装着感が向上。

患者さんの快適さとより良い審美性のためのローフラットなプロファイル。

正確なポジショニングのため途切れないセンターライン。

解剖学的にデザインされた新しいフックベースにより接着強度が向上。

ブラケット撤去が容易な近心および遠位の面取り部。

よフラットなデザインにより干渉が抑えられたフック形状。


\*\*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

950T0210		1	ミニスプリント II ブラケット コンサルテーション モデル
----------	--	---	--------------------------------

**McLaughlin  
Bennett 5.0**  
with FORESTADENT

*Mini Sprint® II -Brackets*  
ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000  
販売名: フォレストアドバンススプリントブラケット  
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器



**McLaughlin Bennett 5.0**

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	1.05	-	780T0103	779T0103	780T0101	779T0101
2 側切歯	+10	+8	1.25	-	780T0203	779T0203	780T0201	779T0201
3 犬歯	-7	+8	0.6	-	780T0313	779T0313	780T0311	779T0311
3 犬歯 フック付	-7	+8	0.6	-	780T0303	779T0303	780T0301	779T0301
3 犬歯	0	+8	0.6	-	780T0333	779T0333	780T0331	779T0331
3 犬歯 フック付	0	+8	0.6	-	780T0323	779T0323	780T0321	779T0321
4+5 小臼歯	-7	0	0.8	-	780T0413	779T0413	780T0411	779T0411
4+5 小臼歯 フック付	-7	0	0.8	-	780T0403	779T0403	780T0401	779T0401


下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-1	0	1.3	-	780T1223		780T1221	
	-6	0	1.3	-	780T1203		780T1201	
3 犬歯	-6	+3	0.6	-	780T1413	779T1413	780T1411	779T1411
3 犬歯 フック付	-6	+3	0.6	-	780T1403	779T1403	780T1401	779T1401
3 犬歯	0	+3	0.6	-	780T1433	779T1433	780T1431	779T1431
3 犬歯 フック付	0	+3	0.6	-	780T1423	779T1423	780T1421	779T1421
4 小臼歯	-12	+2	0.65	-	780T1513	779T1513	780T1511	779T1511
4 小臼歯 フック付	-12	+2	0.65	-	780T1503	779T1503	780T1501	779T1501
5 小臼歯	-17	+2	0.65	-	780T1613	779T1613	780T1611	779T1611
5 小臼歯 フック付	-17	+2	0.65	-	780T1603	779T1603	780T1601	779T1601

\*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

**McLaughlin  
Bennett 5.0**  
with FORESTADENT

*Mini Sprint<sup>®</sup> II -Brackets*  
ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000  
販売名: フォレストアデントスプリントブラケット  
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器



ミニ スプリント II メタル ブラケット 5-5 セット  
**McLaughlin Bennett 5.0**



	Slot .018			Slot .022		
犬歯ブラケットトルク付	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706T1031	706T1032	706T1033	706T1046	706T1047	706T1048
犬歯フック付	706T1036	706T1037	706T1038	706T1051	706T1052	706T1053
犬歯・小臼歯フック付	706T1041	706T1042	706T1043	706T1056	706T1057	706T1058

ミニ スプリント II メタル ブラケット 5-5 セット  
**McLaughlin Bennett 5.0**



	Slot .018			Slot .022		
犬歯ブラケット 0° トルク	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706T1060	706T1061	706T1062	706T1069	706T1070	706T1071
犬歯フック付	706T1063	706T1064	706T1065	706T1072	706T1073	706T1074
犬歯・小臼歯フック付	706T1066	706T1067	706T1068	706T1075	706T1076	706T1077

\*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。