## McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

# GLAM® Ceramic Bracket グラム セラミック ブラケット





GLAM: 魅力的な、華やかな、の意味を持つ"Glamorous" から名づけました。



グラム セラミック ブラケットの持つ透明感は患者さんがもつ歯牙の自然なシェードと調和し、優れた審美性を発揮します。

グラム セラミック ブラケットにはプラスチック素材は一切使用されていないため、吸水による変色はありません。また治療中に起こるブラケットの破折を極力なくし、治療期間中を通して常に美しい状態を保つように独自のブラケット デザインを採用しています。

グラム セラミック ブラケットに新たにカラーIDマーキングを採用。ボンディング時のポジショニングに役立つスロット部にもカラーマーキングを施しました。





セラミック ブラケットの美しい審美性は多くの矯正歯科医がその利点を認めています。しかし、ブラケット撤去時に、セラミック素材が破折したり、歯面に一部が残るリスクについても多くの矯正歯科医が抱えている問題です。 グラム セラミック ブラケットには専用のディボンディングツールをご用意しています。このツールはディボンディング時のブラケットの破折のリスクを軽減し、よりイージーで安全なブラケット撤去を可能にします。



#### McLaughlin Bennett 5.0 -

### フォレスタデント グラム セラミック ブラケット







医療機器認証番号: 224AKBZX00003000 販売名:フォレスタデントグラムブラケット 一般的名称:歯列共用アッタチメント 管理医療機器

#### McLaughlin Bennett 5.0

1 PK (10個人)

上顎					Slot .018		Slot .022		
Tooth		Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文 Right	番号 Left	注文 Right	番号 Left
1	中切歯	+17	+4	1.25	-	G762T0103	G761T0103	G762T0101	G761T0101
2	側切歯	+10	+8	1.5	-	G762T0203	G761T0203	G762T0201	G761T0201
3	犬歯	-7	+8	1.0	-	G762T0303	G761T0303	G762T0301	G761T0301
L	犬歯 フック付	-7	+8	1.0	-	G762T0313	G761T0313	G762T0311	G761T0311
3	犬歯	0	+8	1.0	-	G762T0323	G761T0323	G762T0321	G761T0321
3	犬歯 フック付	0	+8	1.0	-	G762T0333	G761T0333	G762T0331	G761T0331
4+5	小臼歯	-7	7 0 1.0 - G762T0503 G761T0503 G76	G762T0501	G761T0501				
4+0	小臼歯 フック付	-7	0	1.0	-	G762T0513	G761T0513	G762T0511	G761T0511

下顎				Slot .018		Slot .022						
Tooth		Torque	Angulation	In/out	Rotation		注文番号 Right Left			注文番号 Right Left		
1+2	下顎前歯	-6	0	1.5	-		G761	T1203		G761	Γ1201	
3	犬歯	-6	+3	1.0	-	G	762T1403	G761T1403		G762T1401	G761T1401	
3	犬歯 フック付	-6	+3	1.0	-	G	762T1413	G761T1413		G762T1411	G761T1411	
3	犬歯	0	+3	1.0	-	G	762T1423	G761T1423		G762T1421	G761T1421	
3	犬歯 フック付	0	+3	1.0	-	G	762T1433	G761T1433		G762T1431	G761T1431	
	小臼歯	-12	0	0.7	-	G	762T1503	G761T1503		G762T1501	G761T1501	
4	小臼歯 フック付	-12	0	0.7	-	G	762T1513	G761T1513		G762T1511	G761T1511	
5	小臼歯	-17	0	0.7	-	G	762T1603	G761T1603		G762T1601	G761T1601	
9	小臼歯 フック付	-17	0	0.7	-	G	762T1613	G761T1613		G762T1611	G761T1611	

フォレスタデント グラム セラミック ブラケット 5-5 セット McLaughlin Bennett 5.0

	Slot	.018	Slot .022 注文番号 1症例セット 3症例セット			
犬歯プラケットトルク付	注文 1症例セット	番号 3症例セット				
フックなし	G706T0759	G706T0760	G706T0735	G706T0736		
犬歯フック付	G706T0762	G706T0763	G706T0740	G706T0741		
犬歯・小臼歯フック付	G706T0765	G706T0766	G706T0745 G706T0746			
犬歯ブラケット 0° トルク	注文番号 1症例セット 3症例セット		注文番号 1症例セット 3症例セット			
7ックなし G706T0773 犬歯フック付 G706T0775		G706T0774	G706T0767	G706T0768 G706T0770		
		G706T0776	G706T0769			
犬歯・小臼歯フック付	G706T0777	G706T0778	G706T0771	G706T0772		

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレスタデント・ジャパン株式会社