

フォレストudent グラム セラミック ブラケット ご注文用紙
(ご注文FAX番号: 03-3568-8864)

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT



ご注文日: 年 月 日

McLaughlin Bennett 5.0 フォレストudent グラム セラミック ブラケット

標準価格 ¥11,000 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	タイプ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	+17	+4	1.25		-	G762T0103		G762T0101	
	L	+17	+4	1.25		-	G761T0103		G761T0101	
側切歯	R	+10	+8	1.50		-	G762T0203		G762T0201	
	L	+10	+8	1.50		-	G761T0203		G761T0201	
犬歯	R	-7	+8	1.00		-	G762T0303		G762T0301	
	L	-7	+8	1.00		-	G761T0303		G761T0301	
	R	-7	+8	1.00		Hook	G762T0313		G762T0311	
	L	-7	+8	1.00		Hook	G761T0313		G761T0311	
犬歯	R	0	+8	1.00		-	G762T0323		G762T0321	
	L	0	+8	1.00		-	G761T0323		G761T0321	
	R	0	+8	1.00		Hook	G762T0333		G762T0331	
	L	0	+8	1.00		Hook	G761T0333		G761T0331	
小臼歯	R	-7	0	1.00		-	G762T0503		G762T0501	
	L	-7	0	1.00		-	G761T0503		G761T0501	
	R	-7	0	1.00		Hook	G762T0513		G762T0511	
	L	-7	0	1.00		Hook	G761T0513		G761T0511	
下顎	R/L	トルク	タイプ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	-6	0	1.50		-	G761T1203		G761T1201	
	犬歯	R	-6	+3	1.00		-	G762T1403		G762T1401
L		-6	+3	1.00		-	G761T1403		G761T1401	
R		-6	+3	1.00		Hook	G762T1413		G762T1411	
L		-6	+3	1.00		Hook	G761T1413		G761T1411	
犬歯	R	0	+3	1.00		-	G762T1423		G762T1421	
	L	0	+3	1.00		-	G761T1423		G761T1421	
	R	0	+3	1.00		Hook	G762T1433		G762T1431	
	L	0	+3	1.00		Hook	G761T1433		G761T1431	
第1小臼歯	R/L	-12	0	0.70		-	G761T1503		G761T1501	
	R/L	-12	0	0.70		Hook	G761T1513		G761T1511	
第2小臼歯	R/L	-17	0	0.70		-	G761T1603		G761T1601	
	R/L	-17	0	0.70		Hook	G761T1613		G761T1611	

ブラケット セット	上下顎	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格	
上下顎犬歯ブラケット トルク 0°	5-5	1	20	-	G706T0773		G706T0767		¥22,000	
	5-5	3	60	-	G706T0774		G706T0768		¥66,000	
	5-5	1	20	犬歯フック付	G706T0775		G706T0769		¥22,000	
	5-5	3	60	犬歯フック付	G706T0776		G706T0770		¥66,000	
	5-5	1	20	犬歯・小臼歯フック付	G706T0777		G706T0771		¥22,000	
	5-5	3	60	犬歯・小臼歯フック付	G706T0778		G706T0772		¥66,000	
ブラケット セット	上下顎	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格	
	上顎犬歯ブラケット トルク -7° 下顎犬歯ブラケット トルク -6°	5-5	1	20	-	G706T0759		G706T0735		¥22,000
		5-5	3	60	-	G706T0760		G706T0736		¥66,000
		5-5	1	20	犬歯フック付	G706T0762		G706T0740		¥22,000
		5-5	3	60	犬歯フック付	G706T0763		G706T0741		¥66,000
		5-5	1	20	犬歯・小臼歯フック付	G706T0765		G706T0745		¥22,000
5-5		3	60	犬歯・小臼歯フック付	G706T0766		G706T0746		¥66,000	

標準価格 ¥10,800 1/pk (10個入り)

ビックフットベース ¥11,800 1/pk (10個入り)


McLaughlin Bennett 5.0 チューリップ バッカルチューブ

チューリップ バッカルチューブ	トルク	オフセット	部位	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
	76 67	-14	10	UR6/UR7	743T0744	743T0742	
				UL6/UL7	742T0744	742T0742	
				UR6/UR7	743B0744	743B0742	ビックフット ベース
				UL6/UL7	742B0744	742B0742	ビックフット ベース
	6 6	-20	0	LR6	743T1714	743T1712	
				LL6	742T1714	742T1712	
				LR6	743B1714	743B1712	ビックフット ベース
				LL6	742B1714	742B1712	ビックフット ベース
	7 7	-10	0	LR7	742T0724	742T0722	
				LL7	743T0724	743T0722	

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	



ご注文日: 年 月 日



Nickel Titanium - Heat Activated
ヒートアクティベート ニッケルチタン ワイヤー

標準価格 ¥9,500 1/pk (10個入り)

サイズ inch	注文番号		注文番号		注文番号		注文番号		注文番号		注文番号	
	上顎	注文数	下顎	注文数	上顎	注文数	下顎	注文数	上顎	注文数	下顎	注文数
.014	208H0835		208H0935		208H1835		208H1935		208H2835		208H2935	
.016	208H0840		208H0940		208H1840		208H1940		208H2840		208H2940	
.016 x .022	208H2040		208H2140		208H3040		208H3140		208H4040		208H4140	
.017 x .025	208H2044		208H2144		208H3044		208H3144		208H4044		208H4144	
.019 x .025	208H2048		208H2148		208H3048		208H3148		208H4048		208H4148	

Stainless Steel
ステンレススチール ワイヤー

標準価格 ¥6,200 1/pk (10個入り)

サイズ inch	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数		
.014	202-0835		202-0935		202-1835		202-1935		202-2835		202-2935	
.016	202-0840		202-0940		202-1840		202-1940		202-2840		202-2940	

Stainless Steel Heat Treated
ステンレススチール ヒートリーテッド ワイヤー

標準価格 ¥7,200 1/pk (10個入り)

サイズ inch	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数	注文番号	注文数		
.018	202H0845		202H0945		202H1845		202H1945		202H2845		202H2945	
.020	202H0850		202H0950		202H1850		202H1950		202H2850		202H2950	
.019 x .025	202H2048		202H2148		202H3048		202H3148		202H4048		202H4148	

Stainless Steel Ball Posted
ステンレススチール ボール ポステッド ワイヤー

標準価格 ¥11,800 1/pk (10個入り)

mm	サイズ inch	注文番号		注文番号		注文番号		注文番号		注文番号		注文番号	
		上顎	注文数	下顎	注文数	上顎	注文数	下顎	注文数	上顎	注文数	下顎	注文数
24	.017 x .025			209T2444				209O2444				209S2444	
26				209T2644				209O2644				209S2644	
28				209T2844				209O2844				209S2844	
30		209T3044					209O3044				209S3044		
32		209T3244					209O3244				209S3244		
34		209T3444					209O3444				209S3444		
36		209T3644					209O3644				209S3644		
38		209T3844					209O3844				209S3844		
40	209T4044					209O4044				209S4044			
24	.019 x .025			209T2448				209O2448				209S2448	
26				209T2648				209O2648				209S2648	
28				209T2848				209O2848				209S2848	
30		209T3048					209O3048				209S3048		
32		209T3248					209O3248				209S3248		
34		209T3448					209O3448				209S3448		
36		209T3648					209O3648				209S3648		
38		209T3848					209O3848				209S3848		
40	209T4048					209O4048				209S4048			

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	