

Mini Sprint II Bracket

ミニスプリントIIブラケット

ヨーロッパでメタルブラケットのベストセラーとなっている一体型のフォrestaデント ミニスプリント ブラケットが、新たにMcLaughlin Bennett 5.0にアップデートしてミニスプリントIIとしてリリース。FORESTADENT社による高度なMIM技術により卓越した精度を持ったメタル ブラケットは、ベースコンター、ローフックデザインなどの改善に加え、IN/OUTの修正、犬歯0°トルクの追加などにより、最新のMcLaughlin Bennett 5.0 システムにマッチしたブラケットとなりました。



McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT



FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



Mini Sprint II -Brackets

フォレストアデントミニスプリント II ブラケット

ミニ スプリントからミニ スプリント II ブラケットへ - FORESTADENTでは従来のミニ スプリントの基本デザインはそのままに、臨床における使いやすさと口腔内での快適性を改善しました。

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT



主な改善点は:

- 1、ブラケットベースのアライメントの変更
- 2、タイウイング下のスペースを確保したまま、ブラケットのロープロファイル化を実現
- 3、装着時の快適性の向上のため、フックのデザイン変更と、ブラケットをより丸みのあるデザインに変更
- 4、確実な接着強度のために、コントアベース デザインの改善

丸みを帯びたブラケットと滑らかな表面により、装着感が向上。

患者さんの快適さとより良い審美性のためのローフラットなプロファイル。

正確なポジショニングのため途切れないセンターライン。

解剖学的にデザインされた新しいフックベースにより接着強度が向上。

ブラケット撤去が容易な近心および遠位の面取り部。

よフラットなデザインにより干渉が抑えられたフック形状。


** - Prof. Dr. H.F. Kappert, University of Freiburg, dtd. March 8, 1999. ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

950T0210		1	ミニ スプリント II ブラケット コンサルテーション モデル
----------	--	---	---------------------------------

Mini Sprint[®] II -Brackets

ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000
販売名: フォレスタデント スプリント ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT

McLaughlin Bennett 5.0

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	1.05	-	780T0103	779T0103	780T0101	779T0101
2 側切歯	+10	+8	1.25	-	780T0203	779T0203	780T0201	779T0201
3 犬歯	-7	+8	0.6	-	780T0313	779T0313	780T0311	779T0311
	犬歯 フック付	-7	+8	0.6	-	780T0303	779T0303	780T0301
3 犬歯	0	+8	0.6	-	780T0333	779T0333	780T0331	779T0331
	犬歯 フック付	0	+8	0.6	-	780T0323	779T0323	780T0321
4+5 小臼歯	-7	0	0.8	-	780T0413	779T0413	780T0411	779T0411
	小臼歯 フック付	-7	0	0.8	-	780T0403	779T0403	780T0401

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-1	0	1.3	-	780T1223		780T1221	
	-6	0	1.3	-	780T1203		780T1201	
3 犬歯	-6	+3	0.6	-	780T1413	779T1413	780T1411	779T1411
	犬歯 フック付	-6	+3	0.6	-	780T1403	779T1403	780T1401
3 犬歯	0	+3	0.6	-	780T1433	779T1433	780T1431	779T1431
	犬歯 フック付	0	+3	0.6	-	780T1423	779T1423	780T1421
4 小臼歯	-12	+2	0.65	-	780T1513	779T1513	780T1511	779T1511
	小臼歯 フック付	-12	+2	0.65	-	780T1503	779T1503	780T1501
5 小臼歯	-17	+2	0.65	-	780T1613	779T1613	780T1611	779T1611
	小臼歯 フック付	-17	+2	0.65	-	780T1603	779T1603	780T1601


** - ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Mini Sprint® II -Brackets

ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000
販売名: フォレスタデント スプリント ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Ni-Free**



McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

ミニ スプリント II メタル ブラケット 5-5 セット

McLaughlin Bennett 5.0



犬歯ブラケット トルク付	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706T1031	706T1032	706T1033	706T1046	706T1047	706T1048
犬歯フック付	706T1036	706T1037	706T1038	706T1051	706T1052	706T1053
犬歯・小臼歯フック付	706T1041	706T1042	706T1043	706T1056	706T1057	706T1058

ミニ スプリント II メタル ブラケット 5-5 セット

McLaughlin Bennett 5.0




犬歯ブラケット 0° トルク	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706T1060	706T1061	706T1062	706T1069	706T1070	706T1071
犬歯フック付	706T1063	706T1064	706T1065	706T1072	706T1073	706T1074
犬歯・小臼歯フック付	706T1066	706T1067	706T1068	706T1075	706T1076	706T1077

**- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Mini Sprint® II -Brackets
ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000
販売名: フォレスタデント スプリント ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



face™ FACE Evolution II System

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	1.05	-	794-0103	793-0103	794-0101	793-0101
2 側切歯	+8	+9	1.25	-	794-0203	793-0203	794-0201	793-0201
3 犬歯	+3	+8	0.7	-	794-0313	793-0313	794-0311	793-0311
	犬歯 フック付	+3	+8	0.7	-	794-0303	793-0303	794-0301
4+5 小臼歯	0	0	0.85	-	794-0533	793-0533	794-0531	793-0531
	小臼歯 フック付	0	0	0.85	-	794-0523	793-0523	794-0521

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-1	0	1.3	-	793-1303		793-1301	
3 犬歯	-6	+2	0.6	-	794-1413	793-1413	794-1411	793-1411
	犬歯 フック付	-6	+2	0.6	-	794-1403	793-1403	794-1401
4 小臼歯	-12	0	0.65	-	794-1533	793-1533	794-1531	793-1531
	小臼歯 フック付	-12	0	0.65	-	794-1523	793-1523	794-1521
5 小臼歯	-17	0	0.65	-	794-1633	793-1633	794-1631	793-1631
	小臼歯 フック付	-17	0	0.65	-	794-1623	793-1623	794-1621


**- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Mini Sprint® II -Brackets

ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号:221AKBZX00036000
販売名:フォレストアデント スプリント ブラケット
一般的名称:歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Ni-Free**



ミニ スプリント II ブラケット 5-5 セット FACE Evolution II System

	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
	フックなし	706-1218	706-1219	706-1220	706-1227	706-1228
犬歯フック付	706-1221	706-1222	706-1223	706-1230	706-1231	706-1232
犬歯・小臼歯フック付	706-1224	706-1225	706-1226	706-1233	706-1234	706-1235

**ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。



Comfort Line buccal tubes

フォレストアデント コンフォートライン バッカルチューブ

医療機器認証番号:221AKBZX00015000
販売名:フォレストアデント バッカルチューブ
一般的名称:歯列矯正用チューブ
管理医療機器

FACE Evolution System

1 PK (10個入)

	Teeth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Base	注文番号	
							右	左
	6 6	-30	0	10	.018	ダイレクト用 スタンダードベース	739-0704	738-0704
					.022		739-0702	738-0702
	7 7	-30	0	6	.018	ダイレクト用 スモールベース	739-0804	738-0804
					.022		739-0802	738-0802
	6 6	-30	0	0	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	739B1704	738B1704
					.022		739B1702	738B1702
	7 7	-30	0	0	.018	ダイレクト用 スモールベース	739-1804	738-1804
					.022		739-1802	738-1802

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

製造販売元 **フォレストアデント・ジャパン株式会社**

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは...

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>