

オールセラミック セルフライゲーション ブラケット
トゥルークリアー
ご注文用紙

フォレストアデント・ジャパン株式会社 行き

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名
〒 -
電話 () FAX ()

* ご注文書はコピーしてもご利用になれます。

医療機器認証番号: 226AKBZX00113000
販売名: フォレストアデントトゥルークリアー ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Roth System*

上顎 Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	.018 Slot				.022 Slot			
					Right	ご注文数	Left	ご注文数	Right	ご注文数	Left	ご注文数
1 中切歯	+12	+5	0.9	-	C713-0103		C712-0103		C713-0101		C712-0101	
2 側切歯	+8	+9	1.1	-	C713-0203		C712-0203		C713-0201		C712-0201	
3 犬歯 フック付	-2	+11	0.7	4° mesial	C713-0313		C712-0313		C713-0311		C712-0311	
4 小臼歯	-7	0	0.7	2° distal	C713-0503		C712-0503		C713-0501		C712-0501	
	小臼歯 フック付	-7	0	0.7	2° distal	C713-0513		C712-0513		C713-0511		C712-0511
5 小臼歯	-7	0	0.7	2° distal	C713-0503		C712-0503		C713-0501		C712-0501	
	小臼歯 フック付	-7	0	0.7	2° distal	C713-0513		C712-0513		C713-0511		C712-0511

上顎 5-5	.018 Slot						.022 Slot					
	1症例セット	ご注文数	3症例セット	ご注文数	6症例セット	ご注文数	1症例セット	ご注文数	3症例セット	ご注文数	6症例セット	ご注文数
犬歯フック付	C706-2000		C706-2001		C706-2002		C706-2006		C706-2007		C706-2008	
犬歯・小臼歯 フック付	C706-2003		C706-2004		C706-2005		C706-2009		C706-2010		C706-2011	

McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

上顎 Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	.018 Slot				.022 Slot			
					Right	ご注文数	Left	ご注文数	Right	ご注文数	Left	ご注文数
1 中切歯	+17	+4	0.9	-	C715-0103		C714-0103		C715-0101		C714-0101	
2 側切歯	+10	+8	1.1	-	C715-0203		C714-0203		C715-0201		C714-0201	
3 犬歯 フック付	-7	+8	0.7	-	C715-0313		C714-0313		C715-0311		C714-0311	
4 小臼歯	-7	0	0.7	-	C715-0403		C714-0403		C715-0401		C714-0401	
	小臼歯 フック付	-7	0	0.7	-	C715-0413		C714-0413		C715-0411		C714-0411
5 小臼歯	-7	0	1.0	-	C715-0503		C714-0503		C715-0501		C714-0501	
	小臼歯 フック付	-7	0	1.0	-	C715-0513		C714-0513		C715-0511		C714-0511

上顎 5-5	.018 Slot						.022 Slot					
	1症例セット	ご注文数	3症例セット	ご注文数	6症例セット	ご注文数	1症例セット	ご注文数	3症例セット	ご注文数	6症例セット	ご注文数
犬歯フック付	C706-2012		C706-2013		C706-2014		C706-2018		C706-2019		C706-2020	
犬歯・小臼歯 フック付	C706-2015		C706-2016		C706-2017		C706-2021		C706-2022		C706-2023	

* The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

配達日、お届け先の変更のご希望がある場合はお書きください

尚、取寄せ品、品切れの場合はお届けまでに約3週間かかりますので、ご容赦ください。

ご注文

FAX 03-3568-8864

お問い合わせ

フォレストアデント・ジャパン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F
TEL 03-6277-6980

FAX
送信方向

ご注文

FAX 03-3568-8864

FAX番号および送信面をもう一度ご確認をお願いします。

個人情報の取り扱い

当社は、本注文書にご記入いただいたお客様の個人情報は、ご注文いただいた内容の確認、商品の発送、代金の請求、お問い合わせへの対応、製品のカタログ、講習会のご案内を目的として収集させていただきます。ご同意の上、ご注文いただきますようお願いいたします。尚、詳しい個人情報に関する情報は、当社ホームページをご覧ください。

お取引条件

当社、フォレストudent・ジャパン株式会社が、お客様からお受けしたすべての注文については、以下に定めるお取引条件を適用させていただきます。

1、一般お取引条件

当社は、すべての製品の販売を本取引条件に従って取り扱うものといたします。当社の書面による合意がない限り、本取引条件は当社とお客様との間の合意とさせていただきます。

2、ご注文、及び製品のお問い合わせ

担当営業、又は直接お電話/FAX/e-mailでお受けいたします。

3、製品のお届け

3.1 発送場所 東京より宅配便、又は郵便で発送いたします。

3.2 発送日 15:00までのご注文は当日に出荷いたします。それ以降のご注文は翌日以降の発送となります。(学会セール期間等で発送数が増えた場合は遅れることもあります。あらかじめご了承ください。)

3.3 お届け日 原則、北海道、九州、沖縄地域以外は翌日のお届けとなります。北海道、九州、沖縄地域のお届けは翌々日となります。

3.4 送料 原則 送料は当社負担とさせていただきます。但し、指定配達等のご利用希望の場合は別途実費をいただきます。

3.5 標準在庫品以外の製品は、ご注文後に発注をいたします。その場合、お届けまでに3週間ほどお時間をいただきます。尚、標準在庫品であっても在庫状況によって品切れとなる場合があります。あらかじめご了承ください。

4、お支払

毎月20日締め、翌月10日払いです。

4.1 納入させていただいた商品代金の請求は毎月20日締めにて請求書を作成し郵送いたします。

4.2 請求書に同封の振込用紙による銀行振り込み、郵便振込、又はお近くのコンビニエンスストアにて振込をお願いいたします。その際、振込用紙の一部が領収書となります。

4.3 お支払いが長期間滞った場合、ご注文いただいた商品の発送を見合わせていただく場合もございますので、お支払いはお早めをお願いいたします。

* 当社規定により、お支払い条件を現金引き換えのみとさせていただきます場合があります。

5、製品の返品・交換

5.1 医療機器である製品の返品は原則お受けできません。

5.2 但し、次の条件を全て満たす場合は、返品をお受けいたします。

5.2.1 未開封、未使用品のもの。

5.2.2 適正に保管されていたもの。

5.2.3 当社標準在庫品であること。

5.2.4 製品到着後15日以内のもの。

5.2.5 事前に当社宛ご連絡済みであること。

* 製品の返品を希望される場合は、その旨を事前にご通知ください。

* 製品を返送の場合、製品の破損・損失には十分にご注意ください。

* 返品された製品の請求金額がすでに受領済みであれば当社にて代金を返還するか、又は将来のご注文時の代金から減額いたします。

5.3 以下の場合はいかなる場合も返品をお受けできませんのでご了承ください。

5.3.1 開封された製品。

5.3.2 ご使用された製品。

5.3.3 製品到着後、16日以上経過した製品。

5.3.4 保管条件等により、劣化が懸念される製品。

5.3.5 お取り寄せ製品、及び特注製品。

6、製品の価格、試供品について

6.1 当社表示価格には送料、及びお振込み手数料等を含みません。

* 当社における表示価格を維持するよう努力いたしますが、為替等の変動により、お客様への事前通知なく価格を改定することがあります。

6.2 試供品(サンプル)については、製品が医療機器のため、公正取引委員会の指導により原則ご提供できませんので予めご了承ください。