



フォレストデント クイックリアー セルフライゲーション セラミック ブラケット ご注文用紙
(ご注文FAX番号:03-3568-8864)

Roth System*

標準価格 ¥16,000 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	+12	+5	1.00		-	C731-0103		C731-0101	
	L	+12	+5	1.00		-	C730-0103		C730-0101	
側切歯	R	+8	+9	1.50		-	C731-0203		C731-0201	
	L	+8	+9	1.50		-	C730-0203		C730-0201	
犬歯	R	-2	+11	0.90	4° mesial	Hook	C731-0313		C731-0311	
	L	-2	+11	0.90	4° mesial	Hook	C730-0313		C730-0311	
小臼歯	R	-7	0	0.90	2° distal	Hook	C731-0513		C731-0511	
	L	-7	0	0.90	2° distal	Hook	C730-0513		C730-0511	
下顎	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	0	0	1.60		-	C730-1203		C730-1201	
犬歯	R	-11	+7	1.30	2° mesial	Hook	C731-1413		C731-1411	
	L	-11	+7	1.30	2° mesial	Hook	C730-1413		C730-1411	
第1小臼歯	R	-17	0	1.20	4° distal	-	731-1503		731-1501	クイック メタル ブラケット
	L	-17	0	1.20	4° distal	-	730-1503		730-1501	クイック メタル ブラケット
	R	-17	0	1.20	4° distal	Hook	731-1513		731-1511	クイック メタル ブラケット
	L	-17	0	1.20	4° distal	Hook	730-1513		730-1511	クイック メタル ブラケット
第2小臼歯	R	-22	0	1.20	4° distal	-	731-1603		731-1601	クイック メタル ブラケット
	L	-22	0	1.20	4° distal	-	730-1603		730-1601	クイック メタル ブラケット
	R	-22	0	1.20	4° distal	Hook	731-1613		731-1611	クイック メタル ブラケット
	L	-22	0	1.20	4° distal	Hook	730-1613		730-1611	クイック メタル ブラケット

ブラケット セット	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格
	5-5	1	20	下顎小臼歯メタルフックなし	C706-1078		C706-1082	¥29,200
	5-5	3	60	下顎小臼歯メタルフックなし	C706-1079		C706-1083	¥87,600
	5-5	1	20	下顎小臼歯メタルフック付	C706-1080		C706-1084	¥29,200
	5-5	3	60	下顎小臼歯メタルフック付	C706-1081		C706-1085	¥87,600

(クイックリアー セラミック ブラケットの犬歯、小臼歯は全てフック付です。)

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System*

標準価格 ¥16,000 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	+17	+4	1.10		-	C733-0103		C733-0101	
	L	+17	+4	1.10		-	C732-0103		C732-0101	
側切歯	R	+10	+8	1.50		-	C733-0203		C733-0201	
	L	+10	+8	1.50		-	C732-0203		C732-0201	
犬歯	R	-7	+8	0.90		Hook	C733-0313		C733-0311	
	L	-7	+8	0.90		Hook	C732-0313		C732-0311	
第1小臼歯	R	-7	0	0.90		Hook	C733-0413		C733-0411	
	L	-7	0	0.90		Hook	C732-0413		C732-0411	
第2小臼歯	R	-7	0	1.30		Hook	C733-0513		C733-0511	
	L	-7	0	1.30		Hook	C732-0513		C732-0511	
下顎	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	-6	0	1.60		-	C732-1203		C732-1201	
犬歯	R	-6	+3	1.30		Hook	C733-1413		C733-1411	
	L	-6	+3	1.30		Hook	C732-1413		C732-1411	
第1小臼歯	R	-12	+2	1.20		-	733-1503		733-1501	クイック メタル ブラケット
	L	-12	+2	1.20		-	732-1503		732-1501	クイック メタル ブラケット
	R	-12	+2	1.20		Hook	733-1513		733-1511	クイック メタル ブラケット
	L	-12	+2	1.20		Hook	732-1513		732-1511	クイック メタル ブラケット
第2小臼歯	R	-17	+2	1.20		-	733-1603		733-1601	クイック メタル ブラケット
	L	-17	+2	1.20		-	732-1603		732-1601	クイック メタル ブラケット
	R	-17	+2	1.20		Hook	733-1613		733-1611	クイック メタル ブラケット
	L	-17	+2	1.20		Hook	732-1613		732-1611	クイック メタル ブラケット

ブラケット セット	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格
	5-5	1	20	下顎小臼歯メタルフックなし	C706-0842		C706-0857	¥29,200
	5-5	3	60	下顎小臼歯メタルフックなし	C706-0843		C706-0858	¥87,600
	5-5	1	20	下顎小臼歯メタルフック付	C706-0847		C706-0862	¥29,200
	5-5	3	60	下顎小臼歯メタルフック付	C706-0848		C706-0863	¥87,600

(クイックリアー セラミック ブラケットの犬歯、小臼歯は全てフック付です。)

* The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	

2012 02