

セルフライゲーション セラミック ブラケット

フォレスタデント **クイッククリアー**

2nd Generation



- ブラケットデザインは、より丸みを与え快適性が向上しました。
- クリップは光沢をなくし、より審美性が増しました。



独自の形態を持つブラケットベース



効果的な新しいディボンディング システム



安定した信頼性の高いメカニズム

QuicKlear-Brackets

医療機器認証番号: 221AKBZX00115000
販売名: フォレストアドेंट クイックリアー ブラケット

.018 Slot Roth System*

MAXILLARY

1 PK (5個入)

	C731-0203	C731-0103	C730-0103	C730-0203		C730-0313	C730-0513	C730-0513
	C731-0513	C731-0513	C731-0313					
	731-1603*	731-1503*		C730-1203	C730-1203	C730-1203	C730-1203	
	731-1613*	731-1513*	C731-1413					C730-1413
								730-1503*
								730-1603*
								730-1513*
								730-1613*

MANDIBULAR

*- バイオクイック セルフライゲーション メタル ブラケット (1PK 10個入)

2nd Generation



Bracket Set セット内容

Case	クイックリアー セラミック ブラケット	バイオクイック メタル ブラケット	1症例セット 注文番号	3症例セット 注文番号
上顎	1-2 + 3-5		C706-1078	C706-1079
下顎	1-2 + 3	4-5 下顎小臼歯フックなし		
上顎	1-2 + 3-5		C706-1080	C706-1081
下顎	1-2 + 3	4-5 下顎小臼歯フック付		

.022 Slot Roth System*

MAXILLARY

1 PK (5個入)

	C731-0201	C731-0101	C730-0101	C730-0201		C730-0311	C730-0511	C730-0511
	C731-0511	C731-0511	C731-0311					
	731-1601*	731-1501*		C730-1201	C730-1201	C730-1201	C730-1201	
	731-1611*	731-1511*	C731-1411					C730-1411
								730-1501*
								730-1601*
								730-1511*
								730-1611*

MANDIBULAR

*- バイオクイック セルフライゲーション メタル ブラケット (1PK 10個入)

2nd Generation



Bracket Set セット内容

Case	クイックリアー セラミック ブラケット	バイオクイック メタル ブラケット	1症例セット 注文番号	3症例セット 注文番号
上顎	1-2 + 3-5		C706-1082	C706-1083
下顎	1-2 + 3	4-5 下顎小臼歯フックなし		
上顎	1-2 + 3-5		C706-1084	C706-1085
下顎	1-2 + 3	4-5 下顎小臼歯フック付		

QuicKlear-Brackets

医療機器認証番号: 221AKBZX00115000
販売名: フォレストアデント クイックリアーブラケット

.018 Slot McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

1 PK (5個入)

MAXILLARY

	C733-0513	C733-0413	C733-0313	C733-0203	C733-0103	C732-0103	C732-0203	C732-0313	C732-0413	C732-0513
Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1.3	0.9	0.9	1.5	1.1	1.1	1.5	0.9	0.9	1.3
Rotation										
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	1.2	1.2	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2
Rotation										
	733-1603*	733-1503*		C732-1203	C732-1203	C732-1203	C732-1203		732-1503*	732-1603*
	733-1613*	733-1513*	C733-1413					C732-1413	732-1513*	732-1613*

MANDIBULAR

* バイオクイック セルフライゲーション メタル ブラケット (1PK 10個入)

2nd Generation



Bracket Set

セット内容

Case	クイックリアー セラミック ブラケット	バイオクイック メタル ブラケット	1症例セット 注文番号	3症例セット 注文番号
上顎	1-2 + 3-5		C706-0842	C706-0843
下顎	1-2 + 3	4-5 下顎小臼歯フックなし		
上顎	1-2 + 3-5		C706-0847	C706-0848
下顎	1-2 + 3	4-5 下顎小臼歯フック付		

.022 Slot McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

1 PK (5個入)

MAXILLARY

	C733-0511	C733-0411	C733-0311	C733-0201	C733-0101	C732-0101	C732-0201	C732-0311	C732-0411	C732-0511
Torque	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Angulation	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
In/Out	1.3	0.9	0.9	1.5	1.1	1.1	1.5	0.9	0.9	1.3
Rotation										
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Angulation	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
In/Out	1.2	1.2	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2
Rotation										
	733-1601*	733-1501*		C732-1201	C732-1201	C732-1201	C732-1201		732-1501*	732-1601*
	733-1611*	733-1511*	C733-1411					C732-1411	732-1511*	732-1611*

MANDIBULAR

* バイオクイック セルフライゲーション メタル ブラケット (1PK 10個入)

2nd Generation



Bracket Set

セット内容

Case	クイックリアー セラミック ブラケット	バイオクイック メタル ブラケット	1症例セット 注文番号	3症例セット 注文番号
上顎	1-2 + 3-5		C706-0857	C706-0858
下顎	1-2 + 3	4-5 下顎小臼歯フックなし		
上顎	1-2 + 3-5		C706-0862	C706-0863
下顎	1-2 + 3	4-5 下顎小臼歯フック付		

フォレスタデント クイッククリアー

スターターキット

患者コンサルテーションモデルや各種のインスツルメント、ワイヤーなどが入ったお得なキットです。

すぐにクイッククリアーで治療がスタートできます。

ブラケットはブラケットセットよりご選択ください。



スターターキット明細 (ブラケット以外)

- バイオスターター ワイヤー .012 Upper 10本
- バイオスターター ワイヤー .012 Lower 10本
- コンサルテーション モデル
- クイッククリアー/クイック ディレクター
- アーチワイヤー ディレクター
- クイッククリアー ディボンディング ツール
- クイッククリアー デモンストレーション キット

Roth System*	注文番号
クイッククリアー スターターキット 3症例 ブラケットはブラケットセットよりご選択ください。(3症例セットx 1)	C707-3025
クイッククリアー スターターキット 6症例 ブラケットはブラケットセットよりご選択ください。(3症例セットx 2)	C707-6025
McLaughlin/Bennett/Trevisi System*	注文番号
クイッククリアー スターターキット 3症例 ブラケットはブラケットセットよりご選択ください。(3症例セットx 1)	C707-3026
クイッククリアー スターターキット 6症例 ブラケットはブラケットセットよりご選択ください。(3症例セットx 2)	C707-6026

医療機器認証番号: 221AKBZX00120000

販売名: フォレスタデント クイック/クイッククリアー ブラケット スターターキット

フォレスタデント クイッククリアー セルフライゲーション セラミック ブラケット アクセサリー

C501-1842		1	クイッククリアー/クイック ディレクター オートクレーブ滅菌対応 届出番号: 1382X10094F00002 販売名: フォレスタデント ディレクター
501-0861		1	アーチワイヤー ディレクター オートクレーブ滅菌対応 届出番号: 1382X10094F00002 販売名: フォレスタデント ディレクター
C501-0815		1	クイッククリアー ディボンディング ツール オートクレーブ滅菌対応 届出番号: 1382X10094F00001 販売名: フォレスタデント プライヤー
C501-0828		1	ブラケットリムビング プライヤー ノッチ付 ワイヤーを装着したままブラケット撤去が可能 です。 届出番号: 1382X10094F00001 販売名: フォレスタデント プライヤー
C950-0023		1	クイッククリアー デモンストレーション キット ブラケット模型、ラウンド/レクト デモワイヤー 付属
C950-1005		1	クイッククリアー/クイック コンサルテーション モデル Roth-System*
C950-1006			クイッククリアー/クイック コンサルテーション モデル McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレスタデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX.03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは...

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>