

フォレスタデント プリラント ブラケット ご注文用紙

(ご注文FAX番号:03-3568-8864) 標準価格 ¥12,000/10個入り

Roth System

上顎	R/L	トルク	タイプ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	+12	+5	1.00	-	-	766-0103		766-0101	
	L	+12	+5	1.00	-	-	765-0103		765-0101	
側切歯	R	+8	+9	1.50	-	-	766-0203		766-0201	
	L	+8	+9	1.50	-	-	765-0203		765-0201	
犬歯	R	-2	+13	0.90	4° mesial	-	766-0303		766-0301	.016" パーチカル スロット付
	L	-2	+13	0.90	4° mesial	-	765-0303		765-0301	.016" パーチカル スロット付
	R	-2	+13	0.90	4° mesial	Hook	766-0313		766-0311	
	L	-2	+13	0.90	4° mesial	Hook	765-0313		765-0311	
小臼歯	R	-7	0	0.90	2° distal	-	766-0503		766-0501	
	L	-7	0	0.90	2° distal	-	765-0503		765-0501	
下顎	R/L	トルク	タイプ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	0	0	1.50	-	-	765-1203		765-1201	
	犬歯	R	-11	+7	0.90	2° mesial	-	766-1403		766-1401
犬歯	L	-11	+7	0.90	2° mesial	-	765-1403		765-1401	.016" パーチカル スロット付
	R	-11	+7	0.90	2° mesial	Hook	766-1413		766-1411	.016" パーチカル スロット付
	L	-11	+7	0.90	2° mesial	Hook	765-1413		765-1411	.016" パーチカル スロット付
	第1小臼歯	R	-17	-1	0.70	4° distal	-	766-1503		766-1501
第2小臼歯	L	-17	-1	0.70	4° distal	-	765-1503		765-1501	
	R	-22	-1	0.70	4° distal	-	766-1603		766-1601	
L	-22	-1	0.70	4° distal	-	765-1603		765-1601		

ブラケット セット	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
標準価格 (@¥1,200 x ブラケット数)	3-3	5	60	-	706-0481	706-482	
	5-5	1	20	-	706-0471	706-476	
	5-5	5	100	-	706-0472	706-477	
	5-5	10	200	-	706-0473	706-478	
	5-5	20	400	-	706-0474	706-479	
標準価格 (@¥1,200 x ブラケット数)	5-5	50	1000	-	706-0475	706-480	
	3-3	5	60	犬歯フック付	706-0483	706-484	
	5-5	1	20	犬歯フック付	706-0491	706-496	
	5-5	5	100	犬歯フック付	706-0492	706-497	
	5-5	10	200	犬歯フック付	706-0493	706-498	
5-5	20	400	犬歯フック付	706-0494	706-499		
5-5	50	1000	犬歯フック付	706-0495	706-500		

Standard-Ricketts System

(1袋/10個入り)

標準価格 ¥12,000/10個入り

上顎	R/L	トルク	タイプ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R/L	+22	0	1.00	-	-	768-0103		-	
側切歯	R	+14	+8	1.00	-	-	769-0203		-	
	L	+14	+8	1.00	-	-	768-0203		-	
犬歯	R	-7	+5	1.00	-	-	769-0303		-	.016" パーチカル スロット付
	L	-7	+5	1.00	-	-	768-0303		-	.016" パーチカル スロット付
小臼歯	R/L	0	0	1.00	-	-	767-0503		-	.016" パーチカル スロット付
下顎	R/L	トルク	タイプ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	0	0	1.00	-	-	767-1203		-	
犬歯	R	+7	+5	1.00	-	-	768-0303		-	.016" パーチカル スロット付
	L	+7	+5	1.00	-	-	769-0303		-	.016" パーチカル スロット付
小臼歯	R/L	0	0	1.00	-	-	767-0503		-	.016" パーチカル スロット付
ブラケット セット	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数			
標準価格 (@¥1,200 x ブラケット数)	3-3	5	60	-	706-0671	-				
	5-5	1	20	-	706-0666	-				
	5-5	5	100	-	706-0667	-				
	5-5	10	200	-	706-0668	-				
	5-5	20	400	-	706-0669	-				
5-5	50	1000	-	706-0670	-					

Standard-Edgewise System

(1袋/10個入り)

標準価格 ¥12,000/10個入り

上顎	R/L	トルク	タイプ	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
上顎中切歯	R/L	0	0	-	-	-	767-0103	767-0101	
上顎側切歯	R/L	0	0	-	-	-	767-0203	767-0201	
犬歯/小臼歯	R/L	0	0	-	-	-	767-0503	767-0501	
下顎前歯	R/L	0	0	-	-	-	767-1203	767-1201	
ブラケット セット	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数		
標準価格 (@¥1,200 x ブラケット数)	3-3	5	60	-	706-0677	706-0683			
	5-5	1	20	-	706-0672	706-0678			
	5-5	5	100	-	706-0673	706-0679			
	5-5	10	200	-	706-0674	706-0680			
	5-5	20	400	-	706-0675	706-0681			
5-5	50	1000	-	706-0676	706-0682				

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	

フォレスタデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F

お問い合わせ:03-6277-6980