


2026 FORESTADENT AUTUMN SALE

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



8/17



10/16

2026 フォレスタデント
オータム セール

≥ FOLLOW ME ≤



フォレスタデント・ジャパン株式会社

McLaughlin – Bennett 5.0

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT

ALL
15% OFF

GLAM®-Brackets

フォレストデント グラム セラミックブラケット



医療機器認証番号: 224AKBZX00003000
販売名: フォレストデント グラム ブラケット
一般名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT



ALL
20% OFF

Mini Sprint® II -Brackets


ミニ スプリント II メタル ブラケット

Ni-Free*



医療機器認証番号: 221AKBZX00036000
販売名: フォレストデント スプリント ブラケット
一般名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT



*ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Forestadent Buccal Tubes

チューリップ バッカルチューブ

チューリップ バッカルチューブは非常にフラットなデザインを持ち、チューブの入り口はチューリップ型に開いた形になっており、アーチワイヤーの挿入を迅速に容易に行うことが可能です。

ALL
20% OFF



医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストデント バッカルチューブ
一般名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器



ラージベース



"ピックフット"ベース

	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	ラージベース		"ピックフット"ベース	
						右	注文番号 左	右	注文番号 左
	6 6	-14	-	10	.018	743T0744	742T0744	743B0744	742B0744
					.022	743T0742	742T0742	743B0742	742B0742
	6 6	-20	-	0	.018	743T1714	742T1714	743B1714	742B1714
					.022	743T1712	742T1712	743B1712	742B1712
	7 7	-10	-	0	.018	742T0724	743T0724		
					.022	742T0722	743T0722		

McLaughlin – Bennett 5.0

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT

コンフォートライン 3D バッカルチューブ

Ni-Free*

	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	インデントなし		インデント付	
						右	左	右	左
	76 67	-14	-	12	.018	728M0804	727M0804	728K0804	727K0804
					.022	728M0802	727M0802	728K0802	727K0802
	6 6	-20	-	0	.018	728M1714	727M1714	728K1714	727K1714
					.022	728M1712	727M1712	728K1712	727K1712
	7 7	-10	-	0	.018	728M1804	727M1804	728K1804	727K1804
					.022	728M1802	727M1802	728K1802	727K1802

ALL
20% OFF

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストアデント バッカルチューブ
一般名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

コンフォートライン 3D ミニ バッカルチューブ

Ni-Free*

	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	右	左
	7 7	-14	-	4	.018	728-0814	727-0814
					.022	728-0812	727-0812
	7 7	-10	-	0	.018	728-1814	727-1814
					.022	728-1812	727-1812

ALL
20% OFF

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストアデント ミニ バッカルチューブ
一般名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

MB5.0用のワイヤーは P.6に掲載しております。

McLaughlin Bennett 5.0 – Ni-Ti & SS ArchWires

ニッケルチタン & SS アーチ ワイヤー

ALL
20% OFF

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT

医療機器認証番号: 221AKBZX00033000
販売名: フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー
一般名称: 歯列矯正用ワイヤー
管理医療機器

医療機器認証番号: 230AKBZX00022000
販売名: フォレストアデント SS アーチワイヤー
一般名称: 歯列矯正用ワイヤー
管理医療機器

アーチワイヤー	プロファイル	サイズ inch	Tapered-form		Ovoid-form		Square-form	
			注文番号		注文番号		注文番号	
			上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎
Nickel Titanium – Heat Activated ヒートアクティベイトッド ニッケルチタン ワイヤー		.014	208H0835	208H0935	208H1835	208H1935	208H2835	208H2935
		.016	208H0840	208H0940	208H1840	208H1940	208H2840	208H2940
		.016 x .022	208H2040		208H3040	208H3140	208H4040	208H4140
		.017 x .025	208H2044		208H3044	208H3144	208H4044	208H4144
		.019 x .025	208H2048	208H2148	208H3048	208H3148	208H4048	208H4148
Stainless Steel ステンレススチールワイヤー		.014	202-0835	202-0935	202-1835	202-1935	202-2835	202-2935
		.016	202-0840	202-0940	202-1840	202-1940	202-2840	202-2940
SS Heat Treated ステンレススチール ヒートリーテッド ワイヤー		.018	202H0845	202H0945	202H1845	202H1945	202H2845	202H2945
		.020	202H0850	202H0950	202H1850	202H1950	202H2850	202H2950
		.019 x .025	202H2048	202H2148	202H3048	202H3148	202H4048	202H4148

Forestadent Self-ligation Brackets


Quicklear® III -Brackets

クイックリアー III セラミックセルフライゲーションブラケット

ALL
15% OFF

医療機器認証番号: 221AKB2X00115000
販売名: フォレストデント クイックリアー ブラケット
一般の名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

FACE Evolution System, Roth System**, McLaughlin/Bennett/Trevisi-System**




Bio-Quick® Brackets

バイオクイック メタルセルフライゲーションブラケット

ALL
20% OFF

医療機器認証番号: 221AKB2X00114000
販売名: フォレストデント バイオクイック ブラケット
一般の名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Trevisi System, FACE Evolution System, Roth System**, McLaughlin/Bennett/Trevisi-System**



Quick® molar-Brackets

6番/7番用 クイック モラー セルフライゲーション ブラケット
(ダイレクト ボンディング ベース)ALL
20% OFF

	Teeth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Active/Passive	右 注文番号	左
	<u>76</u> <u>67</u>	-14	0	12	.018	インターアクティブタイプ	731-0713	730-0713
					.022		731-0711	730-0711
	<u>76</u> <u>67</u>	-14	0	12	.018	フルパッシブタイプ	731P0713	730P0713
					.022		731P0711	730P0711
	<u>76</u> <u>67</u>	-20	0	2	.018	インターアクティブタイプ	731-1713	730-1713
					.022		731-1711	730-1711
	<u>76</u> <u>67</u>	-20	0	2	.018	フルパッシブタイプ	731P1713	730P1713
					.022		731P1711	730P1711

Forestadent Metal Brackets

Micro Sprint® -Brackets


マイクロ スプリント ブラケット

Ni-Free*



医療機器認証番号: 221AKB2X00036000
販売名: フォレストデント スプリント ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Roth System**, McLaughlin/Bennett/Trevisi-System**



* ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

ALL
20% OFF

Mini Sprint® II -Brackets


ミニ スプリント II ブラケット

Ni-Free*



医療機器認証番号: 221AKB2X00036000
販売名: フォレストデント スプリント ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

McLaughlin-Bennett 5.0 System, FACE Evolution II System



* ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

ALL
20% OFF

Forestadent 2D Lingual Brackets

2D Lingual Bracket フォレストデント 2D リンガル ブラケット

2Dリンガル ブラケットには通常のブラケットにある角型のスロットはありません。
2つのセルフライゲーション クリップがワイヤーを保持します。

ALL
15% OFF



医療機器認証番号: 221AKB2X00048000
販売名: フォレストデント リンガル ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

注文番号 760-1026



注文番号 760-1027



注文番号 760-1028



注文番号 760-1126



注文番号 763-1126



注文番号 760-1029



注文番号 760-1167 / 2167



(1pk/10個入)

Orthometrics Products

NEW ICERAM

ポリクリスタライン セラミック ブラケット


ALL
30% OFF

NEW ICERAM ブラケットは CIM (セラミック射出成形) 技術を使用して製造され、最も純粋な多結晶酸化アルミニウムで作られているため、治療の最初から最後まで優れた審美効果を保証します。



Maxillary

Mandibular



医療機器認証番号: 307AKBZX00075000
販売名: ICERAM セラミック ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

1 case | **MBT 022" PRESCRIPTION**

製品番号 / 10.84.2000

Upper and Lower 5-5 with Hooks
.022 スロット / 上下顎 5-5 犬歯・小臼歯フック付

1 case | **ROTH 022" PRESCRIPTION**

製品番号 / 10.83.2000

Upper and Lower 5-5 with Hooks
.022 スロット / 上下顎 5-5 犬歯・小臼歯フック付

ALL
30% OFFICERAM Mini Tube
セラミック ミニ チューブ

セラミックミニチューブは、ユニバーサルデザインで上顎と下顎の両方に使用できます。アーチワイヤーを簡単に挿入できるように、テーパの付いた入口のスロット、ベースのジンジバル オフセットにより咬合干渉の発生率が低下します。

UNIVERSAL | 022"

10個入/PK

PRESCRIPTION	USE	LEN.	TUBE	TORQUE	DISTAL	QTY.	製品番号
UNIVERSAL	54 45 54 45	3.0 mm	-	-7°	0°	10	21.02.2004

Orthometrics Products

ICERAM - P

ポリクリスタライン セラミック ブラケット

ALL
30% OFF

ICERAM-Pブラケットは多結晶酸化アルミニウムから作られ、特別な処理を施すことで、サファイアブラケットと同等の透明感を実現しました。



医療機器認証番号: 307AKBZX00075000
販売名: ICERAM セラミック ブラケット
一般名: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

1 case | **MBT 022" PRESCRIPTION**

製品番号 / 10.93.2000

Upper and Lower 5-5 with Hooks

.022 スロット / 上下顎 5-5 犬歯・小臼歯フック付

1 case | **ROTH 022" PRESCRIPTION**

製品番号 / 10.92.2000

Upper and Lower 5-5 with Hooks

.022 スロット / 上下顎 5-5 犬歯・小臼歯フック付

ALL
30% OFFICERAM Button
セラミック ボタン

ICERAM ボタンは、ポリサファイアとも呼ばれる透明な多結晶セラミックで作られており、CIM（セラミック射出成形）を使用して製造され、優れた審美性、耐性、耐久性を備えています。



For Bonding

10個入/PK

PRESCRIPTION	QTY.	製品番号
CONCAVE	10	30.10.3004



Light Curing Unit and Vericom Bonding System

1秒
照射モードハイパワーLED光重合器
フラッシュマックスP3注文番号
DT-FMP3

Technical specification

AC/DCパワーサプライ

入力: 100-240V AC50 / 60Hz

出力: 5V DC 1.0A

バッテリー

電圧: 3.2V

電流容量: 1,200mAh

タイプ: LiFePO4

充電時間

約2時間(空の状態から)

バッテリー使用時間

約200秒

連続照射時間

3秒モード x 30回

LEDワット数

15W

出力

4,000 - 6,000 mw/cm²

波長

460 nm ± 20

ハンドピース重量

120.7g

製造販売元: 有限会社デンタルテクニカ

医療機器製造販売届出番号: 27B1X00130000007

販売名: 可視光線照射器FlashMax P3

一般的名称: 歯科用光照射器

一般医療機器

キャンペーン
価格Aボタン (3秒照射) Bボタン (1秒照射)
モードライト

■ 治療に合わせて3種類の照射モードを設定できます。

■ 容易で確実な照射を実現する両面スイッチを採用。

■ モード設定によってライトの色が変わり、現在設定されている照射モードを確認することができます。

緑: 1回照射モード
黄: 2回照射モード
赤: 連続モード

矯正歯科ボンディングシステム

光照射器+接着材+エッチング材組み合わせ特価

ハイパワーLED光重合器
フラッシュマックスP3U-ボンド オース キット
(Color Change)U-ボンド オース 4g x 2ea
U-ボンド プライマー 6ml 1ea
ブラシホルダー 1本
ブラシ 50個V-エッチ シリンジパック
1.2 ml x 4eaキャンペーン
価格

VERICOM

U-BondTM Ortho

Light-cured Orthodontic Adhesive

U-ボンド オース
矯正用光重合型接着材All
20% OFFU-ボンド オース キット (Color Change)
U-ボンド オース キット (Clear)U-ボンド オース 4g x 2ea
U-ボンド プライマー 6ml 1ea
ブラシホルダー 1本
ブラシ 50個U-ボンド オース (補充)
(Color Change)
U-ボンド オース (補充)
(Clear)
U-ボンド オース 4g x 1eaU-ボンド プライマー
U-ボンド プライマー
6ml 1eaV-エッチ シリンジパック
1.2 ml x 4eaV-エッチ バルクパック
30 ml 1ea医療機器認証番号: 303AKBZX00059000
販売名: U-ボンド オース
一般的名称: 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
管理医療機器医療機器認証番号: 303AKBZX00050000
販売名: U-ボンド オース
一般的名称: 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
管理医療機器医療機器認証番号: 303AKBZX00051000
販売名: U-ボンド プライマー
一般的名称: 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
管理医療機器医療機器認証番号: 303AKBZX00052000
販売名: V-エッチ
一般的名称: 歯科用エッチング材
管理医療機器

Forestadent Wire Products

ALL
20% OFF

Forestadent Ni-Ti Wires

フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZX00033000
販売名: フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤー
管理医療機器

バイオスターター ワイヤー (ラウンド)

バイオトルク ワイヤー (レクト)

アーチワイヤー	プロファイル	フォース	サイズ inch	注文番号		注文番号	
				上顎	下顎	上顎	下顎
BioStarter® Wire バイオスターター ワイヤー		20 g	.010	203-0825	203-0925	203-1825	203-1925
		30 g	.012	203-0830	203-0930	203-1830	203-1930
		40 g	.014	203-0835	203-0935	203-1835	203-1935
		50 g	.016	203-0840	203-0940	203-1840	203-1940
		70 g	.018	203-0845	203-0945	203-1845	203-1945
BioTorque® Wire バイオトルク ワイヤー		120 g	.014 x .025	203-2035	203-2135	203-4035	203-4135
		60 g	.016 x .016	203-1440	203-1540	203-3440	203-3540
		100 g	.016 x .022	203-2040	203-2140	203-4040	203-4140
		135 g	.016 x .025	203-2440	203-2540	203-4440	203-4540
		140 g	.017 x .025	203-2044	203-2144	203-4044	203-4144
		90 g	.018 x .018	203-1445	203-1545	203-3445	203-3545
		150 g	.018 x .025	203-2046	203-2146	203-4046	203-4146
		170 g	.019 x .025	203-2048	203-2148	203-4048	203-4148
		130 g	.020 x .020	203-1450	203-1550	203-3450	203-3550
		200 g	.021 x .025	203-2053	203-2153	203-4053	203-4153

バイオリングル ワイヤー (ラウンド)

1 PK (10本入)

アーチワイヤー	プロファイル	フォース	サイズ inch	Shape 1	Shape 2	Shape 3	Shape 4	Shape 5	Shape 6
BioLingual® Wire バイオリングル ワイヤー		30 g	.012	270-0130	270-0230	270-0330	270-0430	270-0530	270-0630
		40 g	.014	270-0135	270-0235	270-0335	270-0435	270-0535	270-0635
		50 g	.016	270-0140	270-0240	270-0340	270-0440	270-0540	270-0640

ALL
20% OFF

バイオリングル ワイヤー (ラウンド)

バイオリングル ワイヤー カスタマイズド パック

ワイヤー サイズごとに4種類のShapeを組み合わせた10本入りパック

1 PK (10本入)

アーチワイヤー	プロファイル	フォース	サイズ inch	注文番号	ワイヤー入数			
					Shape 2	Shape 3	Shape 4	Shape 5
		30 g	.012	270-0030	2	3	3	2
		40 g	.014	270-0035	2	3	3	2
		50 g	.016	270-0040	2	3	3	2

Forestadent Cortical Anchorage

矯正用アンカースクリュー
フォレストアデント オーソージー ピン システム



医療機器承認番号: 23000BZX00222000
販売名: オーソージー ピン
一般的名称: 歯科矯正用アンカースクリュー
高度管理医療機器

OrthoEasy® Pins

Orthodontic implants for skeletal anchorage needs.



Made in
Germany

ALL
15% OFF

注文番号		入数
1101A2306	 ローズ 6 mm 6 x 1.7 mm Slot .022"	5
1101A2308	 ピンク 8 mm 8 x 1.7 mm Slot .022"	5
1101A2310	 ゴールド 10 mm 10 x 1.7 mm Slot .022"	5

医療機器承認番号: 23000BZX00222000
販売名: オーソージー ピン
一般的名称: 歯科矯正用アンカースクリュー
高度管理医療機器
届出番号: 13B1X10233F00026
販売名: オーソージー ドライバー
一般的名称: 手術用ネジ回し
一般医療機器

□ オーソージー ピン システムをご使用前には、必ず製品に添付の「添付文書」と「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますようお願いいたします。また、「取扱説明書」は大切に保管してください。

□ オーソージーピン システムは、常にFORESTADENT社純正の専用の器材及び付属品と合わせて使用ください。これらの製品は互いに適合するよう開発製造されています。他社製品と合わせて使用することは不測のリスクを招きかねないためお勧めできません。

□ オーソージーピン システムは、高度管理医療機器に指定された製品です。初回ご購入時に医療施設名、ご使用者などの登録させていただきますのでご了承ください。

ALL
10% OFF

オーソージーピン システム アクセサリー

注文番号		入数
1199-0006	 オーソージー ブレード 10 mm ショート	1
1199-0015	 オーソージー ブレード 45 mm ロング	1
1199-0007	 オーソージー アングル ハンドピース ブレード 5 mm	1
1199-0008	 オーソージー アングル ハンドピース ブレード 10 mm	1
1199-0002	 オーソージー ハンドル ドライバー	1
1199-0000	 オーソージー ラック *. オーソージーピン、インスツルメント等は付属しません。 オーソージーピン専用となります。	1

Orthodontic Aesthetic Wire

ORTHOWHITE WIRE

ダニー オーソホワイト ワイヤー

革新的なハイブリッド コーティングを採用

新しいダニー オーソホワイトワイヤーは先端技術を使用して耐摩耗性を向上させた独自の技術を採用した新しい歯列矯正用審美ワイヤーです。



ALL
20% OFF

ダニー オーソホワイト ワイヤーは、歯列矯正用審美ワイヤーに求められる、生体適合性、耐久性、審美性、低摩擦を実現するため、内層にシルバー(Ag)とジルコニウム(Zr)、そして外層にはバイオポリマーを使用。これらを高いレベルで融合させた新しい審美ワイヤーです。

医療機器認証番号: 305AKBZX00007000

販売名: ダニー オーソホワイト ニッケルチタン ワイヤー
一般名称: 歯列矯正用ワイヤー
管理医療機器

医療機器認証番号: 305AKBZX00008000

販売名: ダニー オーソホワイト ステンレスチタン ワイヤー
一般名称: 歯列矯正用ワイヤー
管理医療機器

NiTi Round	上顎用	注文番号	下顎用	注文番号
	.012	DCW-NNSU-0012	.012	DCW-NNSL-0012
	.014	DCW-NNSU-0014	.014	DCW-NNSL-0014
	.016	DCW-NNSU-0016	.016	DCW-NNSL-0016
	.018	DCW-NNSU-0018	.018	DCW-NNSL-0018
	.020	DCW-NNSU-0020	.020	DCW-NNSL-0020
NiTi Rectangular	上顎用	注文番号	下顎用	注文番号
	.016 x .016	DCW-NNSU-1616	.016 x .016	DCW-NNSL-1616
	.016 x .022	DCW-NNSU-1622	.016 x .022	DCW-NNSL-1622
	.017 x .025	DCW-NNSU-1725	.017 x .025	DCW-NNSL-1725
	.018 x .025	DCW-NNSU-1825	.018 x .025	DCW-NNSL-1825
	.019 x .025	DCW-NNSU-1925	.019 x .025	DCW-NNSL-1925
SS Round	上顎用	注文番号	下顎用	注文番号
	.012	DCW-SNU-0012	.012	DCW-SNL-0012
	.014	DCW-SNU-0014	.014	DCW-SNL-0014
	.016	DCW-SNU-0016	.016	DCW-SNL-0016
	.018	DCW-SNU-0018	.018	DCW-SNL-0018
	.020	DCW-SNU-0020	.020	DCW-SNL-0020
SS Rectangular	上顎用	注文番号	下顎用	注文番号
	.016 x .016	DCW-SNU-1616	.016 x .016	DCW-SNL-1616
	.016 x .022	DCW-SNU-1622	.016 x .022	DCW-SNL-1622
	.017 x .025	DCW-SNU-1725	.017 x .025	DCW-SNL-1725
	.018 x .025	DCW-SNU-1825	.018 x .025	DCW-SNL-1825
	.019 x .025	DCW-SNU-1925	.019 x .025	DCW-SNL-1925


Orthodontic Appliances

ORTHOCtain

歯列矯正用咬合誘導装置

オーソ テイン

医療機器認証番号:303AKBZX00109000
販売名:オーソ テイン
一般的名称:歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器



習癖是正装置

Age : 2-4, 4-6, 5-8, 6-12 or older

ALL
15% OFF

Soft Type

Habit Corrector®

ハビット コレクター

ハビット コレクター 幼児用

1つのバリエーションの幼児用習癖是正装置(2~4歳前後の患者向け)

ハビット コレクター キッズ

小児用ハビット コレクターには4つのバリエーションがあります
(4~6歳前後の患者の場合で、乳歯列、第1大臼歯が存在しないケース)

ハビット コレクター キッズ+

新たに加わった5歳から8歳の子供向けのハビット コレクター

ハビット コレクター ユース

学童期用ハビット コレクターには4つのバリエーションがあります
(7~11歳前後の患者の場合で、混合歯列、第1大臼歯が存在するケース)

ハビット コレクター アダルト & アダルト スレンダーライズ

ハビット コレクターには2つのバリエーションがあります。
フランジが高く、より細身のデザインとなった成人用スレンダーライズ が新たに加わりました。

ハビット コレクター 装置のタイプ	適用年齢	フランジ高	オクルーザル プレーン厚	歯列矯正期	筋機能作用	アライナーとの 併用	ブラケットとの 併用
Toddler 幼児用	2-4	Regular	Regular	乳歯列	○	○	○
Kids 小児用	4-6	Regular	Regular	乳歯列	○	○	○
Kids+ 小児用	6-9	Higher	Thinner	第一大臼歯	○	○	X
Youth 学童期用	7-11	Regular	Regular	第一大臼歯	○	○	○
Adult 成人用	12+	Regular	Regular	第二大臼歯	○	○	○
Adult Stenderized 成人用 スレンダーライズ	12+	Higher	Thinner	第二大臼歯	○-下顎部が後 方に落ち込むのを 防ぐためわずかに 長いリンガルタブ	○	X

製品番号	幼児用 (適用年齢 2-4)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCT40AT	ハビット コレクター 幼児用	21.0	50.8	35.3
製品番号	小児用 (適用年齢 4-6)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCP40-B	ハビット コレクター キッズ	24.4	55.0	37.9
OT-HCCP40-BP	ハビット コレクター キッズ パッド付	24.4	55.0	37.9
OT-HCCP40-BT	ハビット コレクター キッズ プルタブ付	24.4	55.0	37.9
OT-HCCP40-BPT	ハビット コレクター キッズ パッド/プルタブ付	24.4	55.0	37.9
製品番号	小児用 (適用年齢 5-8)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCSK40AN	ハビット コレクター キッズ+	27.4	57.4	46.3
OT-HCCSK40AP	ハビット コレクター キッズ+ パッド付	27.4	57.4	46.3
製品番号	学童期用 (適用年齢 7-11)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCY40-B	ハビット コレクター ユース	25.8	58.9	46.6
OT-HCCY40-BP	ハビット コレクター ユース パッド付	25.8	58.9	46.6
OT-HCCY40-BT	ハビット コレクター ユース プルタブ付	25.8	58.9	46.6
OT-HCCY40-BPT	ハビット コレクター ユース パッド/プルタブ付	25.8	58.9	46.6
製品番号	成人用 (適用年齢 12以上)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCA40AN	ハビット コレクター アダルト	25.9	58.2	50.3
OT-HCCA40BP	ハビット コレクター アダルト パッド付	25.9	58.2	50.3
製品番号	成人用 (適用年齢 12以上)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCSA40AN	ハビット コレクター アダルト スレンダーライズ	30.6	59.8	50.4
OT-HCCSA40BP	ハビット コレクター アダルト スレンダーライズ パッド付	30.6	59.8	50.4

Orthodontic Appliances

ORTHOTain

医療機器認証番号: 303AKBZX00109000
販売名: オーソ ティン
一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

ALL
15% OFF

成長抑制装置

Age: 2-6 or 6-12




Soft Type

Max A® マックス A

乳歯又は初期の混合歯列期において、前歯部の是正と臼歯部のクロスバ이트の是正に効果的な装置です。2種類のサイズから選択できます。

製品番号	規格
OT-MAXA40A	マックスA サイズ 2-6
OT-YMAXA40A	マックスA サイズ 6-12

製品番号	規格
OT-CLASSⅢ40A	クラスⅢコレクター サイズ 2-6
OT-YCLASSⅢ40A	クラスⅢコレクター サイズ 6-12



Soft Type

Class III Corrector® クラスⅢ コレクター

仮性クラスⅢを是正し、骨格性クラスⅢの悪化を最小限に抑えるように設計された装置。2種類のサイズから選択できます。

ALL
15% OFF

萌出誘導装置

Age: 4-6



Hard Type

Nite-Guide® ('C' Series) ナイトガイド ('C' シリーズ)

下顎の切歯を誘導し、過蓋咬合を防ぎ、乳歯および早期の混合歯列のオーバージェットを是正するために使用される萌出誘導装置 (EGA) です。多くのサイズから選択できます。

製品番号	規格	下顎切歯部(乳歯または永久歯)	上顎切歯部(乳歯または永久歯)	下顎6前歯部(永久歯)
OT-10C1400E	C サイズ 1	18.9 - 19.6 mm	24.9 - 26.0 mm	22.6 mm
OT-15C1400E	C サイズ 1.5	19.7 - 20.4 mm	26.1 - 27.2 mm	23.2 mm
OT-20C1400E	C サイズ 2	20.5 - 21.1 mm	27.3 - 28.3 mm	23.7 mm
OT-25C1400E	C サイズ 2.5	21.2 - 21.9 mm	28.4 - 29.5 mm	24.3 mm
OT-30C1400E	C サイズ 3	22.0 - 22.7 mm	29.6 - 30.7 mm	24.9 mm
OT-35C1400E	C サイズ 3.5	22.8 - 23.5 mm	30.8 - 31.9 mm	25.4 mm
OT-40C1400E	C サイズ 4	23.6 - 24.3 mm	32.0 - 33.1 mm	26.0 mm
OT-45C1400E	C サイズ 4.5	24.4 - 25.0 mm	33.2 - 34.2 mm	26.6 mm
OT-50C1400E	C サイズ 5	25.1 - 25.8 mm	34.3 - 35.4 mm	27.2 mm
OT-55C1400E	C サイズ 5.5	25.9 - 26.6 mm	35.5 - 36.6 mm	27.7 mm
OT-60C1400E	C サイズ 6	26.7 - 27.4 mm	36.7 - 37.8 mm	28.3 mm

Age: 6-12



Soft Type

Interim-G® ('IG' Series) インテリム・G ('IG' シリーズ)

この装置は矯正歯科治療のフェーズⅠとフェーズⅡの間の理想的な保定装置としても機能し、永久臼歯が存在する場合にナイトガイドとして使用されます。多くのサイズから選択できます。

製品番号	規格	下顎切歯部(乳歯または永久歯)	上顎切歯部(乳歯または永久歯)	上顎6前歯部(永久歯)
OT-20I1600BC	IG サイズ 2	20.5 - 21.1 mm	27.3 - 28.3 mm	42.5 - 43.9 mm
OT-25I1600BC	IG サイズ 2.5	21.2 - 21.9 mm	28.4 - 29.5 mm	44.0 - 45.4 mm
OT-30I1600BC	IG サイズ 3	22.0 - 22.7 mm	29.6 - 30.7 mm	45.5 - 46.9 mm
OT-35I1600BC	IG サイズ 3.5	22.8 - 23.5 mm	30.8 - 31.9 mm	47.0 - 48.4 mm
OT-40I1600BC	IG サイズ 4	23.6 - 24.3 mm	32.0 - 33.1 mm	48.5 - 49.9 mm
OT-45I1600BC	IG サイズ 4.5	24.4 - 25.0 mm	33.2 - 34.2 mm	50.0 - 51.4 mm
OT-50I1600BC	IG サイズ 5	25.1 - 25.8 mm	34.3 - 35.4 mm	51.5 - 52.9 mm
OT-55I1600BC	IG サイズ 5.5	25.9 - 26.6 mm	35.5 - 36.6 mm	53.0 - 54.4 mm
OT-60I1600BC	IG サイズ 6	26.7 - 27.4 mm	36.7 - 37.8 mm	54.5 - 55.9 mm
OT-65I1600BC	IG サイズ 6.5	27.5 - 28.2 mm	37.9 - 39 mm	56.0 - 57.4 mm
OT-70I1600BC	IG サイズ 7	28.3 mm over	39.1 mm over	57.5 mm over

Age: 8-12



Hard Type

Occlus-o-Guide® ('G' Series)

オクルーズ・オー・ガイド ('G' シリーズ)

混合歯列期のために特別に設計されており、重度のオーバーバイト、オーバージェット、叢生およびスペースを是正します。多くのサイズから選択できます。

製品番号	規格	下顎切歯部(乳歯または永久歯)	上顎切歯部(乳歯または永久歯)	上顎6前歯部(永久歯)
OT-10G1200	G サイズ 1	18.9 - 19.6 mm	24.9 - 26.0 mm	39.5 - 40.9 mm
OT-15G1200	G サイズ 1.5	19.7 - 20.4 mm	26.1 - 27.2 mm	41.0 - 42.4 mm
OT-20G1200	G サイズ 2	20.5 - 21.1 mm	27.3 - 28.3 mm	42.5 - 43.9 mm
OT-25G1200	G サイズ 2.5	21.2 - 21.9 mm	28.4 - 29.5 mm	44.0 - 45.4 mm
OT-30G1200	G サイズ 3	22.0 - 22.7 mm	29.6 - 30.7 mm	45.5 - 46.9 mm
OT-35G1200	G サイズ 3.5	22.8 - 23.5 mm	30.8 - 31.9 mm	47.0 - 48.4 mm
OT-40G1200	G サイズ 4	23.6 - 24.3 mm	32.0 - 33.1 mm	48.5 - 49.9 mm
OT-45G1200	G サイズ 4.5	24.4 - 25.0 mm	33.2 - 34.2 mm	50.0 - 51.4 mm
OT-50G1200	G サイズ 5	25.1 - 25.8 mm	34.3 - 35.4 mm	51.5 - 52.9 mm
OT-55G1200	G サイズ 5.5	25.9 - 26.6 mm	35.5 - 36.6 mm	53.0 - 54.4 mm
OT-60G1200	G サイズ 6	26.7 - 27.4 mm	36.7 - 37.8 mm	54.5 - 55.9 mm
OT-65G1200	G サイズ 6.5	27.5 - 28.2 mm	37.9 - 39 mm	56.0 - 57.4 mm
OT-70G1200	G サイズ 7	28.3 mm over	39.1 mm over	57.5 mm over

Orthodontic Appliances

ORTHOtain

医療機器認証番号: 303AKZX00109000
販売名: オーソ テイン
一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

ALL
15% OFF

成人矯正装置

Age: 12- Over

Ortho-Tain® Positioner

オーソ テイン ポジショナー



Hard Type

'N' 非抜歯用
'U' 上顎小臼歯抜歯用
'X' 上下顎小臼歯抜歯用

'N'、'U'、および'X' シリーズの装置により、以下の是正が行えます。

- 叢生の改善
- スペースクロージング
- オーバージェット、オーバーバイトの是正
- TMJ問題の効果的な是正
- 理想的なクラスⅠ咬合のための設計
- ブラケット撤去後すぐに保定可能
- 器具を紛失してもラポ作業なしですぐに交換可能

最適な結果を得るために多くの成形済サイズが利用可能です。


製品番号	規格	抜歯	上顎6前歯部(永久歯)
OT-10N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 1	非抜歯	39.5 - 40.9 mm
OT-15N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 1.5	非抜歯	41.0 - 42.4 mm
OT-20N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 2	非抜歯	42.5 - 43.9 mm
OT-25N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 2.5	非抜歯	44.0 - 45.4 mm
OT-30N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 3	非抜歯	45.5 - 46.9 mm
OT-35N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 3.5	非抜歯	47.0 - 48.4 mm
OT-40N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 4	非抜歯	48.5 - 49.9 mm
OT-45N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 4.5	非抜歯	50.0 - 51.4 mm
OT-50N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 5	非抜歯	51.5 - 52.9 mm
OT-55N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 5.5	非抜歯	53.0 - 54.4 mm
OT-60N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 6	非抜歯	54.5 - 55.9 mm
OT-65N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 6.5	非抜歯	56.0 - 57.4 mm
OT-70N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 7	非抜歯	57.5 mm over

製品番号	規格	抜歯	上顎6前歯部(永久歯)
OT-20U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 2	上顎小臼歯	42.5 - 43.9 mm
OT-25U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 2.5	上顎小臼歯	44.0 - 45.4 mm
OT-30U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 3	上顎小臼歯	45.5 - 46.9 mm
OT-35U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 3.5	上顎小臼歯	47.0 - 48.4 mm
OT-40U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 4	上顎小臼歯	48.5 - 49.9 mm
OT-45U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 4.5	上顎小臼歯	50.0 - 51.4 mm
OT-50U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 5	上顎小臼歯	51.5 - 52.9 mm
OT-55U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 5.5	上顎小臼歯	53.0 - 54.4 mm
OT-60U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 6	上顎小臼歯	54.5 mm over

製品番号	規格	抜歯	上顎6前歯部(永久歯)
OT-10X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 1	上下顎小臼歯	45.5 - 46.9 mm
OT-15X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 1.5	上下顎小臼歯	47.0 - 48.4 mm
OT-20X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 2	上下顎小臼歯	48.5 - 49.9 mm
OT-25X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 2.5	上下顎小臼歯	50.0 - 51.4 mm
OT-30X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 3	上下顎小臼歯	51.5 - 52.9 mm
OT-35X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 3.5	上下顎小臼歯	53.0 - 54.4 mm
OT-40X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 4	上下顎小臼歯	54.5 - 55.9 mm
OT-45X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 4.5	上下顎小臼歯	56.0 - 57.4 mm
OT-50X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 5	上下顎小臼歯	57.5 - 58.9 mm
OT-55X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 5.5	上下顎小臼歯	59.0 - 60.4 mm
OT-60X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 6	上下顎小臼歯	60.5 mm over

Ruler


メジャールーラー



ナイトガイド、インテリム・G
オクルース・オー・ガイド用

メジャールーラー ピンク

ALL
15% OFF



オーソ テイン ポジショナー用
メジャールーラー ホワイト

Animal Boxes

アニマル ボックス

オーソ テインの装置が一つずつ入る収納ボックスです。



製品番号
OT-AB-01

製品番号
OT-AB-02

Monkey

製品番号
OT-AB-03

Alligator

製品番号
OT-AB-04

Dog


製品番号
OT-AB-05

Cat

Other Products

doctorseyes® ウルトラブライツデンタルミラー
 Ultra Bright Dental Mirror

ウルトラブライツデンタルミラーは「ウルトラブライツコーティング」により、限りなく100%に近い反射率を実現しました。舌側用No.14、および頬側用No.16のミラーには、撮影中の患者さんの負担を軽減できるように考慮された形状をご用意しました。また咬合面用には小児用のサイズもご用意しています。

**ALL
15% OFF**

doctorseyes® オクルーザル コントラスター 4本セット
 Ultra Bright Dental Mirror

*- セット販売のみとなります。
*- カラーグリップはサイズ区別のため変更はできません。

**ALL
15% OFF**

コントラスターを使用し、不必要な部分を覆い隠すことで、情報量の多い写真を撮影することができます。



製造販売元: 有限会社デンタルテクニカ
一般名称: 歯鏡
販売名: コントラスター
医療機器届出番号: 27B1X00130000010
一般医療機器

アンテリアー コントラスター 3本セット

前歯部の形態や色調の撮影に使用します。



2026 FORESTADENT AUTUMN SALE

8/17



10/16

フォレストudent・ジャパン株式会社 行き

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名

〒

電話 ()

FAX ()

Mail @

ご注文はこの注文書をコピーしてご利用ください。

	注文番号	製品名	注文数
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

配達日、お届け先の変更のご希望がある場合はお書きください

尚、取寄せ品、品切れの場合はお届けまでに約3週間かかりますので、ご容赦ください。

その他ご希望、ご質問があればお書きください

ご注文

FAX 03-3568-8864

お問い合わせ

TEL 03-6277-6980

<お問い合わせ・製造販売元> フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info.fdj@forestadent.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご相談は……

TEL. 03-6277-6980 <http://www.forestadent.co.jp>