

2026 FORESTADENT AUTUMN SALE

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

formlabs | dental



8/17



10/16

2026 矯正歯科技工製品
オータム セール

≥ FOLLOW ME ≤

* Facebook*



* Twitter*



* Instagram*



* LINE*



フォレストアデント・ジャパン株式会社

Formlabs 3D Printer

formlabs | dental

新世代LFD方式3Dプリンタ

Form 4B

高スピードと高精度の融合
 高速: 1モデル作成を49秒で完了
 高精度: いつでも完璧にフィット
 シンプル操作: 15分で習得可能

Form 4Bはサージカルプレートレジンやカスタムトレー用レジン等、歯科用材料を使用できる医療機器3Dプリンタです。

造形方式	MSLA (マスク式光造形) 方式
プリントエンジン	Low Force Display™ (LFD)
最大造形サイズ (幅 x 奥行 x 高さ)	200 x 125 x 210mm
積層ピッチ (Z軸解像度)	25~300ミクロン
XY軸解像度	50ミクロン
平均造形速度	40mm/h
最高造形速度	100mm/h
レジタンクの耐用期間	Formlabs提供のどの材料でも75,000層以上
プリンタ重量	18.3 kg 40.4 lb
プリンタ寸法	39.8 x 36.7 x 55.4 cm 15.7 x 14.5 x 21.9 in
保証およびサービス	1年間の製品保証 別途、有料サービスおよび延長保証あり
ソフトウェア使用環境	Windows 7以降 Mac OS X 10.12以降
利用可能なファイル形式	STL, OBJ, 3MF

JOS 特別価格
お問い合わせください



製品の詳しい情報、お見積り
依頼はこちらから



届出番号: 13B1X10233F00057
 販売名: Form 4B 3Dプリンター
 一般的名称: 歯科技工装置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
 一般医療機器

すぐに造形が可能な歯科用のデンタル ベーシック パッケージ

Form 4B Dental Basic Package



+



*- 標準価格にはForm 4B Dental Service Plan (1 year)が含まれます。別途輸送費用が必要となります。

Form Wash (2nd Generation)

造形物のサイズや数量に応じて溶剤の使用量を調整できるため、小型の造形品に大量の溶剤を使うことなく、より効率的な備品管理を実現します。



315 x 293 x 405mm
8.6 kg

Form Cure (2nd Generation)

庫内温度とUV光を精密に制御し、造形品の持つ本来の材料特性を最大限に引き出します。



337 x 404 x 372mm
12.1 kg

届出番号: 13B1X10233F00089
 販売名: Form Cure 2(フォーム キュア 2)
 一般的名称: 歯科技工用重合装置
 一般医療機器

PreForm Dental

PreForm に実装されたアルゴリズムが、造形品の向きや角度、サポート材の生成を自動で行うため、専門的なトレーニングを受けることなく誰でもすぐに造形ができます。完全無料。ライセンスや年間使用料、インストール制限の心配は不要です。



Form 4B OMM(オープンマテリアルモード)に関して

2026年1月以降に出荷されるForm 4BプリンタにはOMM機能が事前にアクティベートされた状態で出荷されます。追加のアクティベーションキーやプロダクトキーは必要ありません。お客様はシステムセットアップ後すぐにOMMをご利用になれます。Form 4BにOMMを標準機能として組み込むことで、歯科医院や医療従事者は、Form 4Bプラットフォームのコアとなる品質と信頼性を維持しながら、サードパーティ製レジンの使用を検討できるようになります。

OMM でのサードパーティレジンの使用に関しては、

- 技術的には、405nm の波長と互換性のあるレジンを OMM 機能で使用できます。
- Formlabs 以外のレジンを使用する場合、パラメータの設定と検証についてはユーザーが全責任を負います。
- 生体適合性認証については、レジンメーカーに直接確認する必要があります。
- 詳細なパラメータ推奨事項については、各レジンメーカーの技術文書を参照してください。

Formlabs 3D Printer Resin

生体適合性レジンをはじめとする歯科用レジンとForm 4B 3Dプリンタを利用することで、様々な歯科用途に対応する高品質な装置・模型を素早く、容易に作成することができます。

JOS 特別価格
お問い合わせください



Precision Model Resin

Form Precision モデル レジン

Formlabs最上級の精度を誇る材料で、高品質修復モデルを製作

届出番号: 13B1X10233F00058
販売名: Form Precision モデル レジン
一般的名称: 歯科用樹脂系模型材
一般医療機器



Fast Model Resin

Form Fast モデル レジン

1時間あたり最大100mmという造形スピードを誇る3Dプリント用材料

届出番号: 13B1X10233F00059
販売名: Form Fast モデル レジン
一般的名称: 歯科用樹脂系模型材
一般医療機器



Custom Tray Resin

Form Custom トレー レジン

生体適合性感光性レジン

生体適合性レジン

届出番号: 13B1X10233F00060
販売名: Form Custom トレー レジン
一般的名称: 歯科用印象トレー用レジン
一般医療機器



Surgical Guide Resin

Form サージカル ガイド レジン

オートクレーブ対応の生体適合性材料

生体適合性レジン

届出番号: 13B1X10233F00061
販売名: Form サージカル ガイド レジン
一般的名称: 歯科用インプラント手術器具
一般医療機器



BioMed Flex 80A Resin

Form Flex 80A レジン

IDB トレーにご利用いただける生体適合性材料

生体適合性レジン

届出番号: 13B1X10233F00069
販売名: Form Flex 80A レジン
一般的名称: 歯科用樹脂系模型材
一般医療機器



BioMed Clear Resin

Form クリア レジン

スプリント製作用レジンとしての利用が可能な生体適合性レジン

生体適合性レジン

届出番号: 13B1X10233F00064
販売名: Form クリア レジン
一般的名称: 歯科咬合スプリント用材料
一般医療機器



Model Resin V5

Form モデル レジン

スタディモデル、各種樹脂模型用レジン。クリア・ホワイト・グレイ・ブラックの4色から選択

届出番号: 13B1X10233F00063
販売名: Form モデル レジン
一般的名称: 歯科用樹脂系模型材
一般医療機器

Form 4Bで実現する
次世代デジタルデンチャー製作

— 高精度・短時間・高品質 —

DETAX（デタックス）は、ドイツに本社を置く歯科・補聴器分野向け医療材料メーカーです。1954年の創業以来、70年以上にわたり、歯科用シリコン、レジン、3Dプリンティング材料の開発・製造を行っており、近年は主要な歯科用3Dプリンタとの適合材料を積極的に展開しており、高い適合精度優れた機械的強度生体適合性天然歯に近い色調を兼ね備えた材料として、世界中の歯科技工所・歯科医院で採用が進んでいます。

製造販売元: コアフロント株式会社

医療機器認証番号: 303AIBZX00022000
販売名: Detax テンポラリー (freepoint temp)
一般的名称: 歯冠用硬質レジン
管理医療機器

医療機器認証番号: 305AIBZX00021000
販売名: Detax クラウン (freepoint crown)
一般的名称: 歯冠用硬質レジン
管理医療機器

医療機器認証番号: 303AIBZX00019000
販売名: Detax デンチャーベース (freepoint denture)
一般的名称: 義歯床用アクリル系レジン
管理医療機器



detax

Forestadent Thermoforming Units

JOS 特別価格
お問い合わせください加圧式
コンプレッサー
内蔵タイプ

歯科技工用加圧型成型器

Track Pci

トラック - Pci サーマフォーミング ユニット
(外部のコンプレッサーへの接続は不要です。)加圧式成型による高精度の装置作成を実現
コンプレッサー内蔵型、外部コンプレッサーの接続不要
コンピューター制御 & オートマッチク サーマフォーミング

テクニカルデータ

ユニット寸法: 320(H) x 350(W) x 430(D)
 ユニット重量: 21.3 kg
 消費電力: 100V、440W
 最大使用圧力: 0.6Mpa(6bar)
 使用フィルム: 径 125mm、厚さ 0 - 5.5mm

届出番号: 13B1X10233F00029
 販売名: トラック Pci
 一般的名称: 歯科技工用成型器
 一般医療機器



トラックP 操作方法を動画で確認できます。

2026 JOS 特別価格

注文番号 900-2410

吸引式



歯科技工用吸引型成型器

Track V

トラック V サーマフォーミング ユニット
(外部のコンプレッサーへの接続は不要です。)FORESTADENT社のトラック サーマフォーミング フィールの情報は
予めプログラムされています。使用するフィルムを選択するだけ
で最適な成型時間と温度を設定できます。

テクニカル データ

ユニット寸法: 315(H) x 350(W) x 370(D) mm
 ユニット重量: 11.9kg
 消費電力: 110 V、340W(ヒーター部含む)
 吸引部: 吸引 0.8bar 容量 6L/min
 使用フィルム寸法: 径 125mm、厚さ 0 - 6mm

届出番号: 13B1X10233F00009
 販売名: トラックVサーマフォーミングユニット
 一般的名称: 歯科技工用成型器
 一般医療機器



トラックV 操作方法を動画で確認できます。

2026 JOS 特別価格

注文番号 900-2110

加圧式
コンプレッサー
接続タイプ

歯科技工用加圧型成型器

Track P

トラック - P サーマフォーミング ユニット
(外部のコンプレッサーへの接続が必要です。)加圧式成型による高精度の装置作成を実現
コンプレッサー外付タイプ、外部コンプレッサーの接続が必要
コンピューター制御 & オートマッチク サーマフォーミング

テクニカルデータ

ユニット寸法: 320(H) x 350(W) x 430(D)
 ユニット重量: 18.9 kg
 消費電力: 100V、380W
 最大使用圧力: 0.6Mpa(6bar)
 使用フィルム: 径 125mm、厚さ 0 - 5.5mm

届出番号: 13B1X10233F00030
 販売名: トラック P
 一般的名称: 歯科技工用成型器
 一般医療機器



2026 JOS 特別価格

注文番号 900-2310

Forestadent Thermoforming Foils

TRACK®-thermoforming Foil

トラック サーモフォーミング フォイル

トラックフォイルはすべて径 125mmとなります。

*トラックは1箱/100枚、又は50/30枚入りが対象となります。

製品名/材質		厚さ	注文番号	入り数	標準価格	セール価格 20%OFF
トラック A ハード (PETG)		0.5mm	408-0105	100		
		0.6mm	408-0106	100		
		0.8mm	408-0108	100		
		1.0mm	408-0110	100		
		1.5mm	408-0115	50		
トラック B ソフト/ハード (TPU/PETG)		2.0mm	408-0220	30		
トラック C ソフト (PE)		0.5mm	408-0305	100		
		1.0mm	408-0310	100		
トラック E ソフト/ラバー (EVA)		1.5mm	408-0515	50		
		2.0mm	408-0520	50		
		3.0mm	408-0530	30		
トラック ブリーチ ソフト/ラバー (EVA)		1.0mm	408-0610	100		

20% OFF*

価格はお問い合わせください!!

NEW



歯科用熱可塑性3層シート

タグラス ウルトラ シート


Taglus ウルトラは、一般的なりテーナー用の単層シートとは異なり、3層構造（ハード・ソフト・ハード）のサンドイッチ構造）を0.762mmの薄さで実現しているシートです。



- タグラス ウルトラ シート
- サイズ(厚み) : 0.762 mm
- 内容量 : 100枚 / 20枚 入り
- シート径 : 125mm
- シート素材: PETG / TPU / PETG

届出番号: 13B1X10233F00093
販売名: Taglus ウルトラ
一般名称: 歯科咬合スプリント用材料
一般医療機器

価格はお問い合わせください!!





15% OFF

Forestadent Expansion Screws

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストデント スクリュー
一般名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Memory Expansion Screw

フォレストデント メモリー エクспанションスクリュー

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	キャンペーン価格
 メモリー ユニバーサル エクспанション スクリュー 上下顎用 Force:約500g	5mm		10	100M2015		
 メモリー バイト ジャンピング アプラ イアンス (BJA) 上顎用 Force:約500g	5mm	-	5	169M1343		
 メモリー バイト ジャンピング アプラ イアンス (BJA) 下顎用 Force:約500g	5mm	-	5	100M2016		
 メモリー アナトミカル エクパンダー タイプ "S" Force:約 5N (500g)	8mm		5	A167M1326		

10% OFF

価格はお問い合わせください!!

Snap Lock Expander

フォレストデント スナップ-ロック エクパンダー

-* 1/パック5個入り対象となります。

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	キャンペーン価格
	8mm	12mm	5	A167-1239		
	10mm	14mm	5	A167-1439		
	12mm	16mm	5	A167-1639		

20% OFF*

価格はお問い合わせください!!

Forestadent Expansion Screws

Universal expansion screws

ユニバーサル エクспанション スクリュー

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器





		拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	キャンペーン価格
	ユニバーサル エクспанション スクリュー	7mm		10	100-2000		
	ユニバーサル エクспанション スクリュー チタン製	7mm		10	100T2000		
	ユニバーサル エクспанション スクリュー スモール	5mm		10	130-2000		
	ユニバーサル エクспанション スクリュー	7mm		10	150-2000		
	ユニバーサル エクспанション スクリュー ラージ	10mm		10	150-2011		

25% OFF

価格はお問い合わせください!!

Skeletal sector screws

スケルタル セクター スクリュー

		拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	キャンペーン価格
		5mm		10	134-1315		
	スケルタル セクター スクリュー 単歯の移動用、及び遠心スクリューと しても利用できます。 アングル、及びストレートからご選択で きます。	5mm		10	134-1316		
		5mm		10	134-1314		
	スケルタル セクター スクリュー ショートバージョン	3mm		10	134-1014		
		3mm		10	134-1016		

25% OFF

価格はお問い合わせください!!

Fan-type screws

ファンタイプ スクリュー スクリュー

		拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	キャンペーン価格
	ファンタイプ エクспанション スクリュー 扇状に開き、遠心端のヒンジによっ て犬歯間が拡大します。	8mm	-	10	105-1310		
	ファンタイプ エクспанション スクリュー セパレート	8mm	-	10	105-1320		

25% OFF

価格はお問い合わせください!!

Forestadent Expansion Screws

Palatal Sprit Screw

パラタル スプリット スクリュー

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストデント スクリュー
一般名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	キャンペーン価格
	パラタル スプリット スクリュー タイプ "N"	12mm	15.5mm	5	167-1633	
	アノミカル エクスパンダー タイプ "N"	12mm	15.5mm	5	A167-1633	
	パラタル スプリット スクリュー タイプ "S"	10mm	13mm	5	167-1326	
	アノミカル エクスパンダー タイプ "S"	10mm	14mm	5	A167-1326	
	パラタル スプリット スクリュー タイプ "S" Acc. Dr. Elbel	10mm	13mm	5	167-1323	
	下顎用 スリム リング エクス パンダー	8mm	12mm	5	198-1223	
		12mm	16mm	5	198-1623	

25% OFF

価格はお問い合わせください!!

Bite Jumping screws

バイト ジャンピング アプライアンス(BJA)用スクリュー

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	キャンペーン価格
	バイト ジャンピング アプライ アンス (BJA) スクリュー 上顎用	7mm	-	5	169-1325	
	バイト ジャンピング アプライ アンス (BJA) スクリュー 下顎用	7mm	-	5	100-2001	

25% OFF

価格はお問い合わせください!!

Other screws

その他の スクリュー

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	キャンペーン価格
	3 - ディメンション エクスパンション スクリュー (Bertoni)	3mm x 3	13mm	5	165-1412	
	ダブルガイド マイクロ エクスパンション スクリュー	3mm		10	170-1118	

25% OFF

価格はお問い合わせください!!

売れて
ます!!

Clear Retainer Wires

クリアボウ クリアリテーナーワイヤー

クリアボウ製品
製品紹介動画クリアボウ
製品マニュアル

- 目立ちにくい半透明スリムワイヤーを使用
- 多くの症例に対応できる豊富なサイズ
- 壊れにくい耐久性のあるPET樹脂使用
- 長期間にわたり美しさを保ちます
- シンプルな技工作業を実現

価格はお問い合わせください!!


ALL
20% OFFさらに5パック以上で
30% OFF

医療機器認証番号: 227AKBZX00049000
販売名: クリアボウ
一般名称: 歯列矯正用歯牙維持装置
管理医療機器

抜歯症例用

クリアワイヤー

アーチ長



メタルコネクター

注文番号

製品名

アーチ長 (mm)

(適応範囲)
左右犬歯
遠心間距離


入数

CBS-10000	ClearBow Assorted Pak for Extraction (Size: -4, -3, -2, -1, -A)	-	-	5
CBS-10005	ClearBow Extraction Case -5	62 mm	56 - 61 mm	5
CBS-10004	ClearBow Extraction Case -4	58 mm	52 - 56 mm	5
CBS-10003	ClearBow Extraction Case -3	54 mm	48 - 52 mm	5
CBS-10002	ClearBow Extraction Case -2	50 mm	44 - 48 mm	5
CBS-10001	ClearBow Extraction Case -1	45 mm	41 - 44 mm	5
CBS-1000A	ClearBow Extraction Case -A	42 mm	38.5 - 41 mm	5
CBS-1000B	ClearBow Extraction Case -B	39 mm	36 - 38.5 mm	5
CBS-1000C	ClearBow Extraction Case -C	37 mm	34 - 36 mm	5

非抜歯症例用

クリアワイヤー

アーチ長

エクステンション
(非抜歯症例用)

メタルコネクター

注文番号

製品名

アーチ長 (mm)

(適応範囲)
左右第1小臼歯
遠心間距離

入数

CBS-10010	ClearBow Assorted Pak for Non-Extraction (Size: +4, +3, +2, +1, +A)	-	-	5
CBS-10015	ClearBow Non-Extraction Case +5	62 mm	71.5 - 76.5 mm	5
CBS-10014	ClearBow Non-Extraction Case +4	58 mm	66.5 - 71.5 mm	5
CBS-10013	ClearBow Non-Extraction Case +3	54 mm	61.5 - 66.5 mm	5
CBS-10012	ClearBow Non-Extraction Case +2	50 mm	57.5 - 61.5 mm	5
CBS-10011	ClearBow Non-Extraction Case +1	45 mm	54.5 - 57.5 mm	5
CBS-1001A	ClearBow Non-Extraction Case +A	42 mm	51.5 - 54.5 mm	5
CBS-1001B	ClearBow Non-Extraction Case +B	39 mm	49.5 - 51.5 mm	5
CBS-1001C	ClearBow Non-Extraction Case +C	37 mm	47.5 - 49.5 mm	5

Orthodontic Resin

国内初のラメ入り矯正用レジン
色鮮やかなリテーナーで楽しく矯正



Ortho Neon
オーソネオン

ラメの上品な輝き
鮮やかな発色と透明感。

価格はお問い合わせください!!

ALL
10% OFF



粉末 100g
(ノズル付き)
■色調 クリア NS-206180

■色調 クリアラメ NS-206182



粉末 500g
(紙ロート付き)
■色調 クリア NS-206181

■色調 クリアラメ NS-206183

国内で初めての*ラメが入った矯正用レジンです。どの色調のレジンとも相性がよくなるように、ラメ形状、色調、サイズを選定。今までにない上品な輝きを実現しました。

*- 2013年4月 ニッシン調べ



液 100mL
(スポイト付き)
■色調 ダイヤモンドクリア NS-206184
フルーティーピンク NS-206186
パッションイエロー NS-206188
ブライトパープル NS-206190



液 250mL
(スポイト付き)
■色調 ダイヤモンドクリア NS-206185
フルーティーピンク NS-206187
パッションイエロー NS-206189
ブライトパープル NS-206191

■販売名：オーソネオン 製造販売元 / 株式会社ニッシン 京都府亀岡市旭町樋ノ口88 歯科矯正用レジン材料 管理医療機器 医療機器認証番号 225AFBZX00035000
●掲載商品の標準価格は、2024年9月現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

Lingual-Lock

歯列矯正用ロック
リンガルロック EVO

20% OFF

価格はお問い合わせください!!

注文番号		サイズ		入数
LL-001-110	リンガルロック EVO	全長60mm 高さ3.5mm		5 set (10本入り)
LL-002-110	リンガルロック EVO エクステンション	全長104.7mm 高さ3.5mm		1 set (2本入り)

医療機器認証番号: 302AKBZX00085000
販売名: リンガルロック
一般的名称: 歯列矯正用ロック
管理医療機器

Forestadent Thermoforming Foils

Forestadent Stainless Steel Wires

フォレストアデント ステンレススチール ワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZX00034000
販売名: フォレストアデント ステンレススチール ワイヤー
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ
管理医療機器

10% OFF

注文番号 ハード	注文番号 ハード スプリング	サイズ mm	サイズ inch	入数
-	213-2060	0.60	0.023	40m
212-2070	213-2070	0.70	0.028	30m
-	213-2080	0.80	0.031	20m
-	213-2090	0.90	0.036	10m
-	213-2100	1.00	0.039	10m
-	213-3060	0.60	0.023	500g
212-3070	213-3070	0.70	0.028	500g
212-3080	213-3080	0.80	0.031	500g
212-3090	213-3090	0.90	0.036	500g
-	213-3100	1.00	0.039	500g
-	213-3110	1.10	0.043	500g
-	213-3120	1.20	0.047	500g



フォレストニット ワイヤー
ラボラトリーコイル

価格はお問い合わせください!!



フォレストニット ワイヤー
クリニックコイル

価格はお問い合わせください!!

8/17 ➤ 10/16

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名	
〒 —	
電 話 ()	FAX ()
Mail @	

	注文番号	製品名	注文数
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

尚、取寄せ品、品切れの場合はお届けまでに約3週間かかりますので、ご容赦ください。

FAX 03-3568-8864

TEL 03-6277-6980

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info.fdj@forestadent.co.jp

TEL. 03-6277-6980 <http://www.forestadent.co.jp>