



2025 FORESTADENT AUTUMN SALE

formlabs | dental

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



8/18



10/10

2025 フォRESTADENT 矯正歯科技工製品
オータム セールス

フォRESTADENT・ジャパン株式会社

Formlabs 3D Printer

formlabs | dental

新世代LFD方式3Dプリンタ

Form 4B

高スピードと高精度の融合

高速: 1モデル作成に49秒で完了

高精度: いつでも完璧にフィット

シンプル操作: 15分で習得可能

Form 4Bはサージカルプレートレジンやカスタムトレー用レジン等、歯科用材料を使用できる医療機器3Dプリンタです。



製品の詳しい情報、お見積り依頼はこちらから



届出番号: 13B1X1023F00057
販売名: Form 4B 3Dプリンター
一般的名称: 歯科技工装置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
一般医療機器

造形方式	Low Force Display™ (LFD)
最大造形サイズ (幅 x 奥行 x 高さ)	200 x 125 x 210mm
積層ピッチ (Z軸解像度)	25~300ミクロン
XY軸解像度	50ミクロン
平均造形速度	40mm/h
最高造形速度	100mm/h
レジントankの耐用期間	Formlabs提供のどの材料でも75,000層以上
プリンタ重量	18.3 kg 40.4 lb
プリンタ寸法	39.8 x 36.7 x 55.4 cm 15.7 x 14.5 x 21.9 in
保証およびサービス	1年間の製品保証 別途、有料サービスおよび延長保証あり
ソフトウェア使用環境	Windows 7以降 Mac OS X 10.12以降
利用可能なファイル形式	STL、OBJ、3MF

すぐに造形が可能な歯科用のデンタル ベーシック パッケージ

JOS特別価格
お問い合わせください

Form 4B Dental Basic Package

+



Resin Tank



Mixer



Build Platform Flex



Finish Kit

後処理システムが同梱しているデンタル コンプリート パッケージ

JOS特別価格
お問い合わせください

Form 4B Dental Complete Package

+



Resin Tank



Mixer



Build Platform Flex



Finish Kit

Form Wash 2ND Generation
(フォーム ウォッシュ 2)

造形物のサイズや数量に応じて溶剤の使用量を調整できるため、小型の造形品に大量の溶剤を使うことなく、より効率的な備品管理を実現します。

Form Cure 2ND Generation
(フォーム キュア 2)

庫内温度とUV光を精密に制御し、造形品の持つ本来の材料特性を最大限に引き出します。

届出番号: 13B1X1023F00089
販売名: Form Cure(フォーム キュア2)
一般的名称: 歯科技工用重合装置
一般医療機器

Formlabs 3D Printer

formlabs | dental



歯科装置の生産を高効率で叶える大容量歯科用3Dプリンタ

Form 4BL

高速スピードと大量造形
14分で32個(フラット)の歯科モデルを製造*

届出番号: 13B1X10233F0081
販売名: Form 4BL 3Dプリンター
一般名称: 歯科技工装置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
一般医療機器



製品の詳しい情報、お見積り
依頼はこちらから

JOS 特別価格
お問い合わせください

後処理システムが同梱しているデンタル ベーシック パッケージ

Form 4BL Dental Basic Package



造形方式	Low Force Display™ (LFD)
最大造形サイズ (幅 x 奥行 x 高さ)	353 x 196 x 350 mm
積層ピッチ (Z軸解像度)	25~200ミクロン
XY軸解像度	46ミクロン
平均造形速度	24mm/h
最大造形速度	80mm/h
レジンタンクの耐用期間	Formlabs提供のどの材料でも75,000層以上
プリンタ重量	58.5 kg
プリンタ寸法	66.4 x 52.8 x 79.4 cm
ソフトウェア使用環境	Windows 7以降 Mac OS X 10.12以降
利用可能なファイル形式	STL, OBJ, 3MF



* 別途輸送費用等が必要となります。

Formlabs 3D Printer Resin

生体適合性レジンをはじめとする歯科用レジンとForm 4B 3Dプリンタを利用することで、様々な歯科用途に対応する高品質な装置・模型を素早く、容易に作成することができます。


Form 4B用レジンの詳細情報は同封の「2025 フォレストデント オータム セール」P15をご覧ください。

JOS 特別価格
お問い合わせください



届出番号: 13B1X10233F00058
販売名: Form Precision モデル レジン
一般名称: 歯科用樹脂系模型材
一般医療機器

Precision Model Resin
Form Precision モデル レジン



届出番号: 13B1X10233F00059
販売名: Form Fast モデル レジン
一般名称: 歯科用樹脂系模型材
一般医療機器

Fast Model Resin
Form Fast モデル レジン



届出番号: 13B1X10233F00063
販売名: Form モデル レジン
一般名称: 歯科用樹脂系模型材
一般医療機器

Model Resin V5
Form モデル レジン



生体適合性レジン

Custom Tray Resin
Form Custom トレー レジン

届出番号: 13B1X10233F00060
販売名: Form Custom トレー レジン
一般名称: 歯科印象トレー用レジン
一般医療機器



生体適合性レジン

Surgical Guide Resin
Form サージカル ガイド レジン

届出番号: 13B1X10233F00061
販売名: Form サージカル ガイド レジン
一般名称: 歯科インプラント手術器具
一般医療機器



生体適合性レジン

BioMed Flex 80A Resin
Form Flex 80A レジン

届出番号: 13B1X10233F00069
販売名: Form Flex 80A レジン
一般名称: 歯科用樹脂系模型材
一般医療機器



生体適合性レジン

BioMed Clear Resin
Form クリア レジン

届出番号: 13B1X10233F00064
販売名: Form クリア レジン
一般名称: 歯科咬合スプリント用材料
一般医療機器

Forestadent Thermoforming Units

加圧式

コンプレッサー
内蔵タイプ

歯科技工用加圧型成型器

Track Pci

トラック - Pci サーモフォーミング ユニット
(外部のコンプレッサーへの接続は不要です。)加圧式成型による高精度の装置作成を実現
コンプレッサー内蔵型、外部コンプレッサーの接続不要
コンピューター制御 & オートマチック サーモフォーミング

テクニカルデータ

ユニット寸法: 320(H) x 350(W) x 430(D)
 ユニット重量: 21.3 kg
 消費電力: 100V、440W
 最大使用圧力: 0.6Mpa(6bar)
 使用フィルム: 径 125mm、厚さ 0 - 5.5mm

届出番号: 13B1X10233F00029
 販売名: トラック Pci
 一般名称: 歯科技工用成型器
 一般医療機器

トラックP 操作方法を
動画で確認できます。

特別価格

→ お問い合わせください！

注文番号 900-2410

吸引式



歯科技工用吸引型成型器

Track V

トラック V サーモフォーミング ユニット
(外部のコンプレッサーへの接続は不要です。)FORESTADENT社のトラック サーモフォーミング フィールの情報は
予めプログラムされています。使用するフィルムを選択するだけ
で最適な成型時間と温度を設定できます。

テクニカル データ

ユニット寸法: 315(H) x 350(W) x 370(D) mm
 ユニット重量: 11.9kg
 消費電力: 110 V、340W(ヒーター部含む)
 吸引部: 吸引 0.8bar 容量 6L/min
 使用フィルム寸法: 径 125mm、厚さ 0 - 6mm

届出番号: 13B1X10233F00009
 販売名: トラック V
 一般名称: 歯科技工用成型器
 一般医療機器

トラックV 操作方法を
動画で確認できます。

特別価格

→ お問い合わせください！

注文番号 900-2110

加圧式

コンプレッサー
接続タイプ

歯科技工用加圧型成型器

Track P

トラック - P サーモフォーミング ユニット
(外部のコンプレッサーへの接続が必要です。)加圧式成型による高精度の装置作成を実現
コンプレッサー外付タイプ、外部コンプレッサーの接続が必要
コンピューター制御 & オートマチック サーモフォーミング

テクニカルデータ

ユニット寸法: 320(H) x 350(W) x 430(D)
 ユニット重量: 18.9 kg
 消費電力: 100V、380W
 最大使用圧力: 0.6Mpa(6bar)
 使用フィルム: 径 125mm、厚さ 0 - 5.5mm

届出番号: 13B1X10233F00030
 販売名: トラック P
 一般名称: 歯科技工用成型器
 一般医療機器



特別価格

→ お問い合わせください！

注文番号 900-2310

Forestadent Thermoforming Foils

TRACK®-thermoforming Foil

トラック サーモフォーミング フォイル

アライナー装置に適したフォイル
Track®A 熱成型フォイルは、ハードな材質に柔軟性も兼ね備え、アライナー装置(マウスピース型矯正装置)に適したフォイルです。



トラックフォイルはすべて径 125mmとなります。

製品名/材質		厚さ	注文番号	入り数	標準価格	セール価格 20%OFF	セール価格 3箱以上 25%OFF
トラック A ハード (PETG)		0.5mm	408-0105	100			
		0.6mm	408-0106	100			
		0.8mm	408-0108	100			
		1.0mm	408-0110	100			
		1.5mm	408-0115	50			
トラック B ソフト/ハード (TPU/PETG)		2.0mm	408-0220	30			
トラック C ソフト (PE)		0.5mm	408-0305	100			
		1.0mm	408-0310	100			
トラック E ソフト/ラバー (EVA)		1.5mm	408-0515	50			
		2.0mm	408-0520	50			
		3.0mm	408-0530	30			
トラック ブリーチ ソフト/ラバー (EVA)		1.0mm	408-0610	100			

ALL
20% OFF

さらに3箱以上で
25% OFF*

*トラックは1箱/100枚、又は50/30枚入りが対象となります。

医療機器認証番号:222AKBZX00100000
販売名:トラック A
一般的名称:歯科矯正用レジジン材料
管理医療機器

届出番号:13B1X10233F00010
販売名:トラック B
一般的名称:歯科咬合スプリント用材料
一般医療機器

届出番号:13B1X10233F00014
販売名:トラック C
一般的名称:歯科印象トレー用レジジン
一般医療機器

届出番号:13B1X10233F00015
販売名:トラック E
一般的名称:歯科咬合スプリント用材料
一般医療機器

届出番号:13B1X10233F00016
販売名:トラック ブリーチ
一般的名称:歯科印象トレー用レジジン
一般医療機器


Forestadent Expansion Screws

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器


Memory Expansion Screw

フォレストデント メモリー エクスパンションスクリュー






フォレストデントのメモリー エクスパンション スクリューは、超弾性スプリングをスクリュー本体に組み入れています。そのため常に持続的で安定した矯正力を生み出し、临床上多くの利点と効果が期待できます。これはフォレストデントだけがご提供できるテクノロジーです。



超弾性コイルスプリングが組み込まれた本体内部



メモリースクリューの機能を動画で確認できます。

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
  メモリー ユニバーサル エクスパンション スクリュー 上下顎用 Force: 約500g	5mm 0.7		10	100M2015		
 メモリー エクスパンダー タイプ "N" Force: 約 8N (800g)	10 mm 0.8		5	167M1529		
 メモリー アナトミカル エクスパンダー タイプ "S" Force: 約 5N (500g)	8mm 0.7		5	A167M1326		
 メモリー 3-ディメンション エクスパンション スクリュー Berton Force: 約500g			5	165M1413		
 メモリー バイト ジャンピング アプライアンス (BJA) 上顎用 本体に組み込まれた超弾性スプリングによって、従来品と比較してより効果的な側方拡大を実現します。 Force: 約500g	5mm 0.7		5	169M1343		
 メモリー バイト ジャンピング アプライアンス (BJA) 下顎用 傾斜角調整のためのホルダーマウントが付属します。 Force: 約500g	5mm 0.7		5	100M2016		

ALL
20% OFF

Forestadent Expansion Screws

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストデント スクリュー
一般名: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Universal expansion screws

ユニバーサル エクスパンション スクリュー

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 ユニバーサル エクスパンション スクリュー 上顎/下顎用側方拡大	7mm 0.8		10	100-2000		
 ユニバーサル エクスパンション スクリュー チタン製 上顎/下顎用側方拡大	7mm 0.8		10	100T2000		
 ユニバーサル エクスパンション スクリュー スモール 上顎/下顎用側方拡大、及びセクター用	5mm 0.7		10	130-2000		
 エクスパンション スクリュー 上顎用側方拡大、及びアクチベーター用	7mm 0.8		10	150-2000		
 エクスパンション スクリュー ラージ 上顎用側方拡大用	11mm 0.8		10	150-2011		

ALL
25% OFF

さらに5パック以上で
30% OFF*

Skeletal sector screws

スケルタル セクター スクリュー

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 スケルタル セクター スクリュー ストレート	5mm 0.35		10	134-1315		
 スケルタル セクター スクリュー アングル	5mm 0.35		10	134-1316		
 スケルタル セクター スクリュー アングル	5mm 0.35		10	134-1314		
 スケルタル セクター スクリュー ショートバージョン	3mm 0.35		10	134-1014		
 スケルタル セクター スクリュー ショートバージョン	3mm 0.35		10	134-1016		

ALL
25% OFF

さらに5パック以上で
30% OFF*

Fan-type screws

ファンタイプ スクリュー、 ボータップ スクリュー

-* 10個入りが対象となります。

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 ファンタイプ エクスパンション スクリュー	8mm 0.7		10	105-1310		
 ファンタイプ エクスパンション スクリュー セパレート	8mm 0.8		10	105-1320		
 ボータップ エクスパンション スクリュー(下顎用)	5mm 0.8		10	106-2020		

ALL
25% OFF

さらに5パック以上で
30% OFF*

Forestadent Expansion Screws

Snap Lock Expander

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

フォレストデント スナップ-ロック エクspander

1/4回転するとフラット スプリングによって次の回転までその位置でロックされ後戻りしません。



拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
8mm 0.9	12 mm	5	A167-1239		
10mm 0.9	14 mm	5	A167-1439		
12mm 0.9	16 mm	5	A167-1639		

ALL
25% OFF

さらに5パック以上で
30% OFF*

スナップ-ロックエクspander
レッグなし

メタルプリンター用として
ご利用いただけます。



拡大量	サイズ	入数	注文番号
8 mm	12 mm	5	169-1239
10 mm	14 mm	5	169-1439
12 mm	16 mm	5	169-1639

ALL
25% OFF

さらに5パック以上で
30% OFF*

* 5個入りが対象となります。

Palatal Sprit Screw

パラタル スプリット スクリュー

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 パラタル スプリット スクリュー タイプ "N"	12mm 0.9	15.5 mm	5	167-1633		
 アナトミカル エクspander タイプ "N"	12mm 0.9	15.5 mm	5	A167-1633		
 パラタル スプリット スクリュー タイプ "S"	10mm 0.8	13 mm	5	167-1326		
 アナトミカル エクspander タイプ "S"	10mm 0.8	14 mm	5	A167-1326		
 パラタル スプリット スクリュー タイプ "S" (リテンションアーム付) (Dr. Elble)	10mm 0.8	13 mm	5	167-1323		
 下顎用 リンガル エクspander	8mm 0.8	12 mm	5	168-1223		
 下顎用 スリム リンガル エクspander	8mm 0.8	12 mm	5	198-1223		
 下顎用 スリム リンガル エクspander	12mm 0.8	16 mm	5	198-1623		
 パラタル スプリット スクリュー キー			1	100-0009		

ALL
25% OFF

さらに5パック以上で
30% OFF*


Forestadent Expansion Screws

医療機器認証番号：221AKBZX00039000
販売名：フォレストデント スクリュー
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Bite Jumping screws

バイト ジャンピング アプライアンス (BJA) 用スクリュー



※ 5個入り、又は10個入りが対象となります。

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 サンダーII * バイト ジャンピング アプライアンス (BJA) スクリュー 上顎用	7mm 0.8		5	169-1325		ALL 25% OFF さらに5パック以上で 30% OFF*
 サンダーII * バイト ジャンピング アプライアンス (BJA) スクリュー 下顎用	7mm 0.8		5	100-2001		

Individual tooth movement screws マイクロ スクリュー

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 ダブルガイド マイクロ エクスパンション スクリュー スペースの狭い下顎での可撤式装置用	3mm 0.7		10	170-1118		ALL 25% OFF さらに5パック以上で 30% OFF*
 スケルトン タイプ マイクロ セクター スクリュー スペースの狭い下顎における遠心移動用	4mm 0.35		10	174-1217		
 マイクロトラクション スクリュー スペースの狭い下顎における近遠心移動用	3mm 0.35		10	179-1317		

レバー アクチベータリング スクリュー、単歯移動用スクリュー

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 レバー アクチベータリング スクリュー (UR/LL)	0.5mm		5	109-1621		ALL 25% OFF さらに5パック以上で 30% OFF*
 レバー アクチベータリング スクリュー (UL/LR)	0.5mm		5	109-1622		
 マイクロ プロトルュージョン スクリュー (上顎)	3mm 0.35		10	179-1017		
 マイクロ プロトルュージョン スクリュー (下顎)	2.5mm 0.35		10	179-0618		
 マイクロ プロトルュージョン スクリュー アングル (下顎)	2.5mm 0.35		10	179-0617		

Multi-sector screws マルチ セクター スクリュー

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 3 - ディメンション エクスパンション スクリュー (Bertoni) Y-プレート用		13mm	5	165-1312		ALL 25% OFF さらに5パック以上で 30% OFF*
 3 - ディメンション エクスパンション スクリュー (Bertoni)		13mm	5	165-1412		
 3 - ディメンション エクスパンション スクリュー (Beutelspacher)		17mm	5	136-1711		

Orthodontic Resin

国内初のラメ入り矯正用レジン
色鮮やかなリテーナーで楽しく矯正



Ortho Neon
オーソネオン

ラメの上品な輝き
鮮やかな発色と透明感。

国内で初めての*ラメが入った矯正用レジンです。どの色調のレジンとも相性がよくなるように、ラメ形状、色調、サイズを選定。今までにない上品な輝きを実現しました。

*- 2013年4月 ニッシン調べ



粉末 100g
(ノズル付き)

■色調 クリア

■色調 クリアラメ

NS-206180

NS-206182



粉末 500g
(紙ロート付き)

■色調 クリア

■色調 クリアラメ

NS-206181

NS-206183



液 100mL
(スポイト付き)

■色調 ダイヤモンドクリア NS-206184

フルーティーピンク NS-206186

パッションイエロー NS-206188

ブライtpパープル NS-206190



液 250mL
(スポイト付き)

■色調 ダイヤモンドクリア NS-206185

フルーティーピンク NS-206187

パッションイエロー NS-206189

ブライtpパープル NS-206191

■販売名: オーソネオン 製造販売元/株式会社ニッシン 京都府亀岡市旭町樋ノ口88 歯科矯正用レジン材料 管理医療機器 医療機器認証番号 225AFBZX00035000

●掲載商品の標準価格は、2024年9月現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

Lingual-Lock

歯列矯正用ロック リンガルロック EVO

ALL
20% OFF

さらに3PK以上で
25% OFF

医療機器認証番号: 302AKBZX00085000
販売名: リンガルロック
一般名称: 歯列矯正用ロック
管理医療機器

リンガルロック EVO

5 set

→ セール価格 20%OFF

→ さらに3PK以上購入で 25%OFF

リンガルロック EVO エクステンション

1 set

→ セール価格 20%OFF

→ さらに3PK以上購入で 25%OFF

注文番号		サイズ		入数
LL-001-110	リンガルロック EVO	全長60mm 高さ3.5mm		5 set (10本入り)
LL-002-110	リンガルロック EVO エクステンション	全長104.7mm 高さ3.5mm		1 set (2本入り)

売れて
ます!!

Clear Retainer Wires

クリアボウ クリアリテーナーワイヤー

クリアボウ製品
製品紹介動画クリアボウ
製品マニュアル

- 目立ちにくい半透明スリムワイヤーを使用
- 多くの症例に対応できる豊富なサイズ
- 壊れにくい耐久性のあるPET樹脂使用
- 長期間にわたり美しさを保ちます
- シンプルな技工作業を実現

ALL
20% OFFさらに5パック以上で
30% OFF

1パック5本入り

→ セール価格 20%OFF


→ さらに5PK以上購入で 30%OFF

医療機器認証番号: 227AKBZX00049000
販売名: クリアボウ
一般名称: 歯列矯正用歯牙維持装置
管理医療機器

抜歯症例用

クリアワイヤー

アーチ長



メタルコネクター

注文番号

製品名

アーチ長 (mm)

(適応範囲)
左右第1小臼歯
遠心間距離

入数

CBS-10000

ClearBow Assorted Pak for Extraction
(Size: -4, -3, -2, -1, -A)

-

-

5

CBS-10005

ClearBow Extraction Case -5

62 mm

56 - 61 mm

5

CBS-10004

ClearBow Extraction Case -4

58 mm

52 - 56 mm

5

CBS-10003

ClearBow Extraction Case -3

54 mm

48 - 52 mm

5

CBS-10002

ClearBow Extraction Case -2

50 mm

44 - 48 mm

5

CBS-10001

ClearBow Extraction Case -1

45 mm

41 - 44 mm

5

CBS-1000A

ClearBow Extraction Case -A

42 mm

38.5 - 41 mm

5

CBS-1000B

ClearBow Extraction Case -B

39 mm

36 - 38.5 mm

5

CBS-1000C

ClearBow Extraction Case -C

37 mm


34 - 36 mm

5

非抜歯症例用

クリアワイヤー

アーチ長

エクステンション
(非抜歯症例用)

メタルコネクター

注文番号

製品名

アーチ長 (mm)

(適応範囲)
左右第1小臼歯
遠心間距離

入数

CBS-10010

ClearBow Assorted Pak for Non-Extraction
(Size: +4, +3, +2, +1, +A)

-

-

5

CBS-10015

ClearBow Non-Extraction Case +5

62 mm

71.5 - 76.5 mm

5

CBS-10014

ClearBow Non-Extraction Case +4

58 mm

66.5 - 71.5 mm

5

CBS-10013

ClearBow Non-Extraction Case +3

54 mm

61.5 - 66.5 mm

5

CBS-10012

ClearBow Non-Extraction Case +2

50 mm

57.5 - 61.5 mm

5

CBS-10011

ClearBow Non-Extraction Case +1

45 mm

54.5 - 57.5 mm

5

CBS-1001A

ClearBow Non-Extraction Case +A

42 mm

51.5 - 54.5 mm

5

CBS-1001B

ClearBow Non-Extraction Case +B

39 mm

49.5 - 51.5 mm

5

CBS-1001C

ClearBow Non-Extraction Case +C

37 mm

47.5 - 49.5 mm

5

Orthodontic Lab Wires

Forestadent Stainless Steel Wires

フォrestaデント ステンレススチール ワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZX00034000
販売名: フォrestaデント ステンレススチール ワイヤー
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ
管理医療機器

注文番号 ハード	注文番号 スプリング ハード	サイズ mm	サイズ inch	入数	
1450-1650 N/mm2	1850-2050 N/mm2				
-	213-2060	0.60	.023	40 m	セール価格 All 20% OFF フォレスタニットワイヤー ラボラトリーコイル 
212-2070	213-2070	0.70	.028	30 m	
-	213-2080	0.80	.031	20 m	
-	213-2090	0.90	.036	10 m	
-	213-2100	1.00	.039	10 m	
-	213-3060	0.60	.023	500 g	セール価格 All 20% OFF フォレスタニットワイヤー クリニックコイル 
212-3070	213-3070	0.70	.028	500 g	
212-3080	213-3080	0.80	.031	500 g	
212-3090	213-3090	0.90	.036	500 g	
-	213-3100	1.00	.039	500 g	
-	213-3110	1.10	.043	500 g	
-	213-3120	1.20	.047	500 g	
Ni-Free*					セール価格 All 20% OFF フォレスタニットワイヤー Ni-Free* ラボラトリーコイル  *- <0.3% Ni
		0.70	.028	30 m	
		0.80	.031	20 m	

* ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。