

# HAPPY NEW YEAR ClearBow SALE

from 2026/1/5 to 2026/2/27

from FORESTADENT JAPAN

“強さ”と“美しさ”をかねそなえたリテーナーの新しい選択

## クリアボウ クリアリテーナーワイヤー



製品紹介動画こちら

**40% OFF**

1PK/5本入

価格はお問い合わせください！



医療機器認証番号: 227AKBZX00049000

販売名: クリアボウ

一般的名称: 歯列矯正用歯牙維持装置

管理医療機器

掲載のリテーナーはクリアボウ使用の装置例です

製造販売元:

フォレストアデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F

TEL: 03-6277-6980 FAX: 03-3568-8864

Info.fdj@forestadent.co.jp

<http://www.forestadent.co.jp>

**PWG** ORTHODONTIC  
SPECIALTIES LTD.

# FAXご注文書

FAX  
送信方向



クリアボウ クリア リテーナー ワイヤー  
HAPPY NEW YEAR セール  
2026/1/5～2026/2/27

FAX 03-3568-8864

フォレストデント・ジャパン株式会社 行き

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名

〒 —

電話 ( ) FAX ( )


Mail @

40% OFF

価格はお問い合わせください!

初めてのご購入にはアソートパックがおすすめです!!

1PK(5本入り)



注文番号	製品名	クリアワイヤー アーチ長 (mm)	(適応範囲) 左右犬歯 遠心間距離	入数	注文数
CBS-10000	ClearBow Assorted Pak for Extraction ( Size: -4, -3, -2, -1, -A)	-	-	5	
CBS-10005	ClearBow Extraction Case -5	62 mm	56 - 61 mm	5	
CBS-10004	ClearBow Extraction Case -4	58 mm	52 - 56 mm	5	
CBS-10003	ClearBow Extraction Case -3	54 mm	48 - 52 mm	5	
CBS-10002	ClearBow Extraction Case -2	50 mm	44 - 48 mm	5	
CBS-10001	ClearBow Extraction Case -1	45 mm	41 - 44 mm	5	
CBS-1000A	ClearBow Extraction Case -A	42 mm	38.5 - 41 mm	5	
CBS-1000B	ClearBow Extraction Case -B	39 mm	36 - 38.5 mm	5	
CBS-1000C	ClearBow Extraction Case -C	37 mm	34 - 36 mm	5	

## クリアボウ - 製品の特長

- 目立ちにくい半透明スリムワイヤーを使用
- 多くの症例に対応できる豊富なサイズ
- 壊れにくい耐久性のあるPET樹脂使用
- 長期間にわたり美しさを保ちます
- シンプルな技工作業を実現

クリアボウ クリア リテーナー ワイヤーは、審美性はもちろん、優れた耐久性を併せ持った、歯牙の唇側面にフィットするラビアル ワイヤーです。  
特許取得済みのデザインを特徴としており、その素材はアメリカ食品医薬品局(FDA)の食品グレードの材料で製造されています。スリージョウブライヤーを利用することで調整も可能で、捻転歯にも使用可能です。熱湯で損傷したり、コーヒー、赤ワイン等で染色することはありません。



クリアボウ製品マニュアル

製造販売元:

フォレストデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F

TEL : 03-6277-6980 FAX : 03-3568-8864

Info.fdj@forestadent.co.jp http://www.forestadent.co.jp

PWG ORTHODONTIC  
SPECIALTIES LTD.