

フォレストアデント アーリーサマー セール

2025 Early Summer Sale

5/19 MON ▶ 7/11 FRI

formlabs | dental

Form 4BL

高速スピードと大量造形
14分で32個(フラット)の歯科モデルを製造*

価格はお問い合わせください！



届出番号: 13B1X10233F00081
販売名: Form 4BL 3Dプリンター
一般名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
一般医療機器



*- ファストモデル 160um(32モデル): 14分(26秒/モデル)

*- 別途輸送費用等が必要となります。

新世代LFD方式3Dプリンタ

Form 4B

Form 4Bはサージカルプレート用レジンやカスタムトレー用レジン等、歯科用材料を使用できる医療機器3Dプリンターです。

価格はお問い合わせください！



製品の詳しい情報、お見積り依頼はこちらから

届出番号: 13B1X10233F00057
販売名: Form 4B 3Dプリンター
一般名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
一般医療機器

LuxCreo
Simplify Digital Dentistry

NEW

ダイレクトアライナー プリンティング システム

4D アライナー システムは、DLP プリンター、洗浄ボックス、ベーキング ボックス、UV キュア ボックスが含まれており、インハウス アライナーを迅速かつ効率的に製造します。

<https://luxcreo.com/industries/4d-aligner/>

ダイレクト
アライナー レジン



薬事認証取得

認証番号: 307AKBZX0002900
販売名: LuxCreo DCA デンタルクリアー
アライナーレジン
一般名称: 歯科矯正用レジン材料
管理医療機器

LuxCreo 4D Aligner™



届出番号: 13B1X10233F00074
販売名: Lux Pro Dental 3Dプリンター
一般名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
一般医療機器
届出番号: 13B1X10233F00075
販売名: LuxCure Pro 3D UV キュアボックス
一般名称: 歯科技工用重合装置
一般医療機器

価格はお問い合わせください！

フォレストアデント・ジャパン株式会社



03-6277-6980



<http://www.forestadent.co.jp>




03-3568-8864



Info.fdj@forestadent.co.jp

Memory Expansion Screws

フォレストデント メモリー エクспанション スクリュー



メモリースクリーの機能を動画で確認できます。

*- 1個入り商品は対象外となります。

5mm
0.7



ユニバーサル
エクспанション
スクリー 上下顎用

注文番号 100M2015

8mm
0.7



アナトミカル
エクспанダータイプ "S"

注文番号 A167M1326

5mm
0.7



バイト ジャンピング
アプライアンス (BJA)
上顎用

注文番号 169M1343

10mm
0.8



エクспанダー
タイプ "N"

注文番号 167M1529

5mm
0.7



バイト ジャンピング
アプライアンス (BJA)
下顎用

注文番号 100M2016

0.4
0.8



3-ディメンション スクリュー
Berton

注文番号 165M1413

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストデント スクリュー
一般名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

ALL
20% OFF

さらに5パック以上で
25% OFF*

Universal expansion screws ユニバーサル エクспанション スクリュー

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 ユニバーサル エクспанション スクリュー 上顎/下顎用側方拡大	7mm 0.8		10	100-2000		
 ユニバーサル エクспанション スクリー チタン製 上顎/下顎用側方拡大	7mm 0.8		10	100T2000		
 ユニバーサル エクспанション スクリュー スモール 上顎/下顎用側方拡大、及びセクター用	5mm 0.7		10	130-2000		
 エクспанション スクリュー 上顎用側方拡大、及びアクチベーター用	7mm 0.8		10	150-2000		
 エクспанション スクリュー ラージ 上顎用側方拡大用	11mm 0.8		10	150-2011		

ALL
25% OFF

さらに5パック以上で
30% OFF*

Skeletal sector screws スケルタル セクター スクリュー

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストデント スクリュー
一般名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 スケルタル セクター スクリュー ストレート	5mm 0.35		134-1315			
 スケルタル セクター スクリュー アングル	5mm 0.35		134-1316			
 スケルタル セクター スクリュー アングル	5mm 0.35		134-1314			
 スケルタル セクター スクリュー ショートバージョン	3mm 0.35		134-1014			
 スケルタル セクター スクリュー ショートバージョン	3mm 0.35		134-1016			

ALL
25% OFF

さらに5パック以上で
30% OFF*

Snap Lock Expander

フォレストデント スナップ-ロック エクスパンダー

1/4回転するとフラット スプリングによって次の回転までその位置でロックされ後戻りしません。

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
	8mm 0.9	12 mm	5	A167-1239		* 5個入りが対象となります。
	10mm 0.9	14 mm	5	A167-1439		
	12mm 0.9	16 mm	5	A167-1639		


さらに5パック以上で
30% OFF*

ALL
25% OFF

Palatal Sprit Screw

パラタル スプリット スクリュー

医療機器認証番号: 221AKBZX00039000
販売名: フォレストデント スクリュー
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

	拡大量	サイズ	入数	注文番号	標準価格	セール価格
 パラタル スプリット スクリュー タイプ "N"	12mm 0.9	15.5 mm	5	167-1633		* 5個入りが対象となります。
 アナトミカル エクスパンダー タイプ "N"	12mm 0.9	15.5 mm	5	A167-1633		
 パラタル スプリット スクリュー タイプ "S"	10mm 0.8	13 mm	5	167-1326		
 アナトミカル エクスパンダー タイプ "S"	10mm 0.8	14 mm	5	A167-1326		* 5個入りが対象となります。
 パラタル スプリット スクリュー タイプ "S" (リテンションアーム付) (Dr. Elble)	10mm 0.8	13 mm	5	167-1323		
 下顎用 リンガル エクスパンダー	8mm 0.8	12 mm	5	168-1223		
 下顎用 スリム リンガル エクスパンダー	8mm 0.8	12 mm	5	198-1223		* 5個入りが対象となります。
 下顎用 スリム リンガル エクスパンダー	12mm 0.8	16 mm	5	198-1623		
 パラタル スプリット スクリュー キー			1	100-0009		

さらに5パック以上で
30% OFF*

ALL
25% OFF

2025 Early Summer Sale

5/19 MON ▶ 7/11 FRI

TRACK®-thermoforming Foil

トラック サーモフォーミング フォイル



製品名/材質		厚さ	注文番号	入り数	標準価格	セール価格 20%OFF	セール価格 3箱以上 25%OFF
トラック A ハード (PETG)		0.5mm	408-0105	100			
		0.6mm	408-0106	100			
		0.8mm	408-0108	100			
		1.0mm	408-0110	100			
		1.5mm	408-0115	50			
トラック B ソフト/ハード (TPU/PETG)		2.0mm	408-0220	30			
トラック C ソフト (PE)		0.5mm	408-0305	100			
		1.0mm	408-0310	100			
トラック E ソフト/ラバー (EVA)		1.5mm	408-0515	50			
		2.0mm	408-0520	50			
		3.0mm	408-0530	30			
トラック ブリーチ ソフト/ラバー (EVA)		1.0mm	408-0610	100			

ALL
20% OFF

さらに3箱以上で
25% OFF*

*トラックは1箱/100枚、又は50/30枚入りが対象となります。

医療機器認証番号: 222AKBZX00100000
販売名: トラック A
一般名称: 歯科矯正用レジジン材料
管理医療機器

届出番号: 13B1X10233F00010
販売名: トラック B
一般名称: 歯科咬合スプリント用材料
一般医療機器


届出番号: 13B1X10233F00014
販売名: トラック C
一般名称: 歯科印象トレー用レジジン
一般医療機器

届出番号: 13B1X10233F00015
販売名: トラック E
一般名称: 歯科咬合スプリント用材料
一般医療機器

届出番号: 13B1X10233F00016
販売名: トラック ブリーチ
一般名称: 歯科印象トレー用レジジン
一般医療機器

ClearBow™ CleaBow Retainer Wire

クリアボウ リテーナー ワイヤー



- 目立ちにくい半透明スリムワイヤーを使用
- 多くの症例に対応できる豊富なサイズ
- 壊れにくい耐久性のあるPET樹脂使用
- 長期使用にわたり美しさを保ちます
- シンプルな技工作業を実現



製品の詳細、技工法を
動画でご覧いただけます。

医療機器認証番号: 227AKBZX00049000
販売名: クリアボウ
一般名称: 歯列矯正用歯牙維持装置
管理医療機器

掲載のリテーナーはクリアボウ使用の装置例です

ALL
25% OFF

さらに5パック以上で
30% OFF*

注文番号	製品名	アーチ長 (mm)	(適応範囲) 左右大歯 遠心距離	入数
CBS-10000	ClearBow Assorted Pak for Extraction (Size: +4, +3, +2, +1, -A)	-	-	5
CBS-10005	ClearBow Extraction Case -5	62 mm	56 - 61 mm	5
CBS-10004	ClearBow Extraction Case -4	58 mm	52 - 56 mm	5
CBS-10003	ClearBow Extraction Case -3	54 mm	48 - 52 mm	5
CBS-10002	ClearBow Extraction Case -2	50 mm	44 - 48 mm	5
CBS-10001	ClearBow Extraction Case -1	45 mm	41 - 44 mm	5
CBS-1000A	ClearBow Extraction Case -A	42 mm	38.5 - 41 mm	5
CBS-1000B	ClearBow Extraction Case -B	39 mm	36 - 38.5 mm	5
CBS-1000C	ClearBow Extraction Case -C	37 mm	34 - 36 mm	5
注文番号	製品名	アーチ長 (mm)	(適応範囲) 左右第1小臼歯 遠心距離	入数
CBS-10010	ClearBow Assorted Pak for Non-Extraction (Size: +4, +3, +2, +1, -A)	-	-	5
CBS-10015	ClearBow Non-Extraction Case +5	62 mm	71.5 - 76.5 mm	5
CBS-10014	ClearBow Non-Extraction Case +4	58 mm	66.5 - 71.5 mm	5
CBS-10013	ClearBow Non-Extraction Case +3	54 mm	61.5 - 66.5 mm	5
CBS-10012	ClearBow Non-Extraction Case +2	50 mm	57.5 - 61.5 mm	5
CBS-10011	ClearBow Non-Extraction Case +1	45 mm	54.5 - 57.5 mm	5
CBS-1001A	ClearBow Non-Extraction Case +A	42 mm	51.5 - 54.5 mm	5
CBS-1001B	ClearBow Non-Extraction Case +B	39 mm	49.5 - 51.5 mm	5
CBS-1001C	ClearBow Non-Extraction Case +C	37 mm	47.5 - 49.5 mm	5

<お問い合わせ・製造販売元>

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F TEL. 03-6277-6980 FAX. 03-3568-8864

製品についてのお問い合わせ、ご相談は……

E-mail: info.fdj@forestadent.co.jp <http://www.forestadent.co.jp>