

# 2026 Summer sale

## サマーセール

2026年7月1日～8月10日

NEW ICERAM

ポリクリスタライン セラミック ブラケット

歯冠色にマッチする  
半透明セラミック ブラケット



All  
30%  
OFF

ICERAM-P

ポリクリスタライン セラミック ブラケット

美しい  
透明なセラミック ブラケット



サマーセール 2026年7月1日～8月10日

医療機器認証番号: 307AKBZX00075000  
販売名: ICERAM セラミックブラケット  
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器

**ORTHOMETRIC**  
Helping the World Smile

## NEW ICERAM

ポリクリスタライン セラミック ブラケット

NEW ICERAM ブラケットは CIM (セラミック射出成形) 技術を使用して製造され、多結晶酸化アルミニウムで作られているため、治療の最初から最後まで優れた審美効果を発揮します。

**MBT 022" PRESCRIPTION**

**ROTH 022" PRESCRIPTION**

30% OFF



**ORTHOMETRIC**  
Helping the World Smile

## ICERAM-P

ポリクリスタライン セラミック ブラケット

ICERAM-Pブラケットは多結晶酸化アルミニウムから作られ、表面処理を施すことで、サファイア ブラケットと同等の透明感を実現しました。

**MBT 022" PRESCRIPTION**

**ROTH 022" PRESCRIPTION**

30% OFF



**ORTHOMETRIC**  
Helping the World Smile

## ICERAM Mini Tube

セラミック ミニ チューブ

セラミックミニチューブは、ユニバーサルデザインで上顎と下顎の両方に使用できます。

UNIVERSAL | 022"

PRESCRIPTION	USE	LEN.	TUBE	TORQUE	DISTAL	QTY.
UNIVERSAL	54 45	3.0 mm	-	-7°	0°	10
	54 45					

30% OFF



**ORTHOMETRIC**  
Helping the World Smile

## ICERAM Button

セラミック ボタン

ICERAM ボタンは、ポリサファイアとも呼ばれる透明な多結晶セラミックで作られており、CIM (セラミック射出成形) を使用して製造され、優れた審美性、耐性、耐久性を備えています。

For Bonding

PRESCRIPTION	QTY.
CONCAVE	10

30% OFF

