

# 値上げ(2026年2月)前 特別セール

2025年12月19日 ~ 2026年1月30日

歯科技工用吸引型成型器

## トラック V サーモフォーミング ユニット

特別価格

価格はお問い合わせください！



トラックV 操作方法を動画で確認できます。



### テクニカル データ

ユニット寸法: 315(H) x 350(W) x 370(D) mm

ユニット重量: 11.9kg

消費電力: 110 V、340W(ヒーター部含む)

吸引部: 吸引 0.8bar 容量 6L/min

使用フイルム寸法: 径 125mm、厚さ 0 - 6mm

一般の名称: 歯科技工用成型器  
届出番号: 13B1X10233F00009  
販売名: トラック V サーモフォーミングユニット  
一般医療機器



### テクニカルデータ

ユニット寸法: 320(H) x 350(W) x 430(D)

ユニット重量: 21.3 kg

消費電力: 100V、440W

最大使用圧力: 0.6Mpa(6bar)

使用フイルム: 径 125mm、厚さ 0 - 5.5mm

一般の名称: 歯科技工用成型器  
届出番号: 13B1X10233F00029  
販売名: トラック Pci  
一般医療機器

歯科技工用加圧成型器

## トラック Pci サーモフォーミング ユニット



トラックP 操作方法を動画で確認できます。

特別価格

価格はお問い合わせください！

製造販売元 フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F

TEL : 03-6277-6980 FAX : 03-3568-8864 E-mail: info.fdj@forestadent.co.jp <http://www.forestadent.co.jp>

# 値上げ(2026年2月)前 特別セール

## ご注文書

フォレストデント・ジャパン株式会社 行き

ご注文日: 年 月 日

2025年12月19日 ~ 2026年1月30日

お名前 / 医院名

〒


電話 ( )

FAX ( )

Mail @



### 吸引式



FORESTADENT社サーモフォーミング ユニットに使用するフォイルは、径125mmの丸型となります。

歯科技工用吸引型成型器

**トラック V サーモフォーミング ユニット**  
(外部のコンプレッサーへの接続は不要です。)

外付コンプレッサー不要、コンセントを差し込むだけですぐに熟成型作業がスタート。カウンタートップのサイズですのでオフィス内のスペースを有効に活用できます。

標準価格

キャンペーン特別価格

注文数

**トラック - V**  
サーモフォーミング ユニット  
歯科技工用吸引式熟成型器

**特別価格**

**価格はお問い合わせください！**

台



### 加圧式

歯科技工用加圧型成型器

**トラック - Pci サーモフォーミング ユニット**  
(外部のコンプレッサーへの接続は不要です。)

加圧式成型器による高精度の装置作成を実現  
コンプレッサー内蔵型、外部コンプレッサーの接続不要)  
コンピューター制御 & オートマチック サーモフォーミング

標準価格

キャンペーン特別価格

注文数

**トラック - Pci**  
サーモフォーミング ユニット  
歯科技工用加圧成型器

**特別価格**

**価格はお問い合わせください！**

台

配達日、お届け先の変更のご希望がある場合はお書きください

尚、取寄せ品、品切れの場合はお届けまでに約3週間かかりますので、ご容赦ください。

ご注文

**FAX 03-3568-8864**

お問い合わせ

TEL 03-6277-6980