



*BioCosmetic®-archwires –  
durable, perfect aesthetics.*

フォrestaデント

バイオコスメティック アーチワイヤー

## 新しいコーティング ワイヤーへのアプローチ

医療機器認証番号: 221AKBZX00033000  
販売名: フォrestaデントニッケルチタン ワイヤー

FORESTADENTの新しいバイオコスメティック アーチワイヤーは、通常のコーティング処理されたアーチワイヤーと違い、ニッケルチタン製のアーチワイヤーを柔軟性のあるチューブ状の素材に埋め込みました。これによりワイヤー表面は均質でなめらかな面となり、矯正歯科治療において多くの利点を与えることが可能となりました。

フォrestaデント・ジャパン株式会社

**FORESTADENT**®  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

フォレストudent

## バイオコスメティック アーチワイヤー



治療初期における効果的なイニシャルワイヤーとしてご使用いただけます

バイオコスメティック アーチワイヤーに使用されているコアワイヤーは、すでに定評のあるバイオスター ニッケルチタン ワイヤー(ラウンドワイヤー)、バイオトルク ニッケルチタン ワイヤー(レクト/スクエア ワイヤー)を使用しています。特にラウンド ワイヤーに使用する0.010インチ、0.012インチのコアワイヤーは、とても穏やかで持続的な矯正力を発揮するため、治療初期における効果的なワイヤーとなります。また、チューブコーティングによってワイヤー表面は均質でなめらかな面となり、耐摩擦性を向上させます。

チューブ状のコーティングは耐久性に優れ、特にセルフライゲーション ブラケットに利用することで美しい審美性を長く保つことが可能となります。

バイオコスメティック ワイヤーはコーティングの特性上、鋭利なインスツルメントでのベンディングではコーティング材を損傷することがありますので、取り扱いにご注意ください。

ラウンド ワイヤー (上顎)	ラウンド ワイヤー (下顎)	ワイヤーサイズ (inch)	コアワイヤーサイズ (inch)	コーティングの厚み (inch)
217-0845	217-0945	0.017	0.010	0.035
217-0850	217-0950	0.019	0.012	0.035

レクトワイヤー (上顎)	レクトワイヤー (下顎)	ワイヤーサイズ (inch)	コアワイヤーサイズ (inch)	コーティングの厚み (inch)
217-1440	217-1540	0.016 x 0.016	0.012 x 0.012	0.02
217-2040	217-2140	0.016 x 0.022	0.012 x 0.018	0.02
217-2046	217-2146	0.018 x 0.025	0.014 x 0.021	0.02

バイオコスメティック ワイヤーのサイズは全5種類。ご使用のブラケットスロット サイズに合わせてご選択ください。

FAX  
送信方向

### バイオコスメティック ワイヤー ご注文書

フォレストudent・ジャパン株式会社 行き

ご注文日: 年 月 日

NiTi Round	サイズ (inch)	コアワイヤー	注文番号(上顎)	注文数	注文番号(下顎)	注文数
	.017	.010	217-0845		217-0945	
	.019	.012	217-0850		217-0950	

NiTi Rectangular	サイズ (inch)	コアワイヤー	注文番号(上顎)	注文数	注文番号(下顎)	注文数
	.016 x .016	.012 x .012	217-1440		217-1540	
	.016 x .022	.012 x .018	217-2040		217-2140	
	.018 x .025	.014 x .021	217-2046		217-2146	

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	

ご注文FAX番号: 03-3568-8864

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX.03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは...

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>