


バイオ ハイブル システム

届出番号：13R2X10094F0006
販売名：フォレストアデント ヘッドギア



すぐれた品質を持ったスプリングによって、スプリング1個あたり約450gの継続的なフォースを発揮、それにより治療時間の短縮と装着の快適性を確保します。
安全性を確保したセーフティ機能付き。

注意：フェイスポーは含まれません。



バイオ ハイブル
構成：
① トラクション スプリング付ハイブル バンド
② カップリング ボタン
③ カップリング スプリング

フェイスポー

注意：フェイスポーは含まれません

611-0240 CE		<p>1症例セット トラクション スプリング付ハイブル バンド 1 カップリング ボタン 2 カップリング スプリング 2 標準価格 各¥9,800/セット</p>	 N°123
611-1013 CE		<p>カップリング セット カップリング ボタン 10 カップリング スプリング 10 標準価格 ¥9,800/PK (各10個入)</p>	
611-1010 CE		<p>カップリング スプリング 標準価格 ¥4,800/PK (10個入)</p>	