

フォレストudent セーフ ファイスボー システム

届出番号：1382X10094F0006
販売名：フォレストudent ヘッドギア



セーフティ機能付きネックバンド システム。
調整可能なネックバンドをフォームパッドに
差し込み、セーフティ機能をもったカップリ
ング スプリングを組み合ませます。



注意：フェイスボーは含まれません。



611-0025		1	セーフ ファイスボー システム セット トラクション バンド 1 フォームパッド 1 カップリング スプリング 1
CE			標準価格 ¥3,600/セット
613-0001		10	補充用フォームパッド
CE			標準価格 ¥10,800/PK
612-0003		10	補充用トラクション バンド
CE			標準価格 ¥20,800/PK
611-1009		5	補充用カップリング スプリング
CE			標準価格 ¥2,400/PK