Pliers, Instruments and accessories

フォレスタデント ハンドインスツルメント

製品カタログ







Pliers, instruments and accessories

フォレスタデント ハンド インスツルメント

届出番号:13B1X10233F00001 販売名:フォレスタデント ブライヤー 一般的名称:歯科矯正用プライヤ 一般医療機器

ワイヤー ベンディング プライヤー



TEL: 03-6277-6980 FAX: 03-3568-8864



Pliers, instruments and accessories フォレスタデント ハンド インスツルメント

届出番号: 13B1X10233F00001 販売名: フォレスタデント プライヤー 一般的名称: 歯科矯正用プライヤ 一般医療機器

ワイヤー ベンディング プライヤー

注文番号		
501-0707		アデラー (スリージョー) プライヤー ナロータイプ 最大屈曲許容径:0.4 mm オートクレーブ滅菌対応
501-0701		アデラー (スリージョー) プライヤー 最大屈曲許容径:0.9 mm オートクレーブ滅菌対応
501-0503		ミディアムサイズ ベンディング プライヤー w/G 最大屈曲許容径:0.7 mm オートクレーブ滅菌対応
501-0211		ヤング ループ ベンディング プライヤー 最大屈曲許容径:0.7 mm オートクレーブ滅菌対応
501-0864	COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF	バイオプログレッシブ プライヤー 最大屈曲許容径: .022" x .028" オートクレーブ滅菌対応* *-ハンドルカバーは対応しません。 標準価格 ¥29,800



Pliers, instruments and accessories

フォレスタデント ハンド インスツルメント

届出番号:13B1X10233F00001 販売名:フォレスタデント ブライヤー 一般的名称:歯科矯正用プライヤ 一般医療機器

フィックスアプライアンス用 カッター

注文番号		
501-0805	ミニ セーフティホールド エンドカッター 最大切断許容径: .021" x .025" オートクレーブ滅菌対応	標準価格 ¥38,800
501-0806	セーフティホールド エンドカッター 最大切断許容径: .022" x.028" オートクレーブ滅菌対応	標準価格 ¥38,800
501-0802	ミディアムサイズピン & リゲチャー カッター 超硬メタル付 最大切断許容径: 0.4 mm / .016" オートクレーブ滅菌対応	標準価格 ¥24,800
501-0819	ハードワイヤー カッター 超硬メタル付 最大切断許容径: .022" x.028" オートクレーブ滅菌対応	標準価格 ¥29,800
501-0801	ミニ ピン & リゲチャー カッター 超硬メタル付 最大切断許容径: 0.4 mm / .016" オートクレーブ滅菌対応	標準価格¥29,800



Pliers, instruments and accessories

フォレスタデント ハンド インスツルメント

届出番号:13B1X10233F00001 販売名:フォレスタデント ブライヤー 一般的名称:歯科矯正用プライヤ 一般医療機器

フィックスアプライアンス用 プライヤー

注文番号	
501-0845	スリム ユーティリティー プライヤー オートクレーブ滅菌対応 標準価格¥29,800
501-0810	ライトワイヤー ベンディング プライヤー (ジャラバック) 最大屈曲許容径:0.5 mm オートクレーブ滅菌対応
501-0865	ライトワイヤー ベンディング プライヤー (ベッグ) カッター付 最大屈曲許容径:0.5 mm オートクレーブ滅菌対応
501-0820	アングル ベンディング プライヤー 超硬メタル付 オートクレーブ滅菌対応
501-0839	アーチトルキング & ベンディング プライヤー 超硬メタル付 最大屈曲許容径:0.6 mm オートクレーブ滅菌対応
501-0822	デラロサプライヤー 超硬メタル付 最大屈曲許容径:0.55 mm オートクレーブ滅菌対応



Pliers, instruments and accessories

フォレスタデント ハンド インスツルメント

届出番号: 13B1X10233F00001 販売名: フォレスタデント プライヤー 一般的名称: 歯科矯正用プライヤ 一般医療機器

フィックスアプライアンス用 プライヤー


2422A722472A7724				
注文番号				
501-0825		ブラケットリムービング プライヤー アングル オートクレーブ滅菌対応 標準価格¥24,800		
C501-0828		クイックリアーブラケット リムービング プライヤー ノッチ付 標準価格¥29,800		
501-0816		バンドリムービング プライヤー ストレート プラスチック パッド付 オートクレーブ滅菌対応		
501-0840		2D リンガル ブラケット オープニング プライヤー 標準価格 ¥29,800		
501-0708		マチュー ニードルホルダー 超硬メタル付 オートクレーブ滅菌対応 標準価格¥19,800		
501-0830		エラスチック モスキートフォーセプス オートクレーブ滅菌対応 標準価格¥15,000		
501-0870		エラスチック セパレーティング プライヤー オートクレーブ滅菌対応		



Pliers, instruments and accessories

フォレスタデント ハンド インスツルメント

その他のインスツルメント





Pliers, instruments and accessories

フォレスタデント ハンド インスツルメント

その他のインスツルメント


注文番号		
501-0828	パンドプッシャー オートクレーブ滅菌対応 届出番号:1381X10233F00004 販売名:フォレスタデントバンドブッシャー 一般的名称:直列塔正用パンドブッシャ 一般医療機器	標準価格 ¥12,800
501-0868	モラーパンドシーター 先端超硬メタル製 オートクレーブ滅菌対応 届出番号:1381X10233F00004 販売名:フォレスタデントパンドブッシャー 一般的名称: 歯列筒正用パンドブッシャー 色数名数器	標準価格 ¥7,800
501-0103	ヘビーワイヤー カッター 最大切断許容径:1.2 mm (ハードワイヤー) 届出番号:13B1X10233F00001 販売名:フォレスタデントプライヤー 一般的名称: 直利矯正用プライヤ 一般医療機器	標準価格 ¥12,800
501-0204	ピン & ユニバーサル テクニック プライヤー カッター付 最大切断許容径: 0.9 mm 届出番号: 13B1X10233F00001 販売名: フォレスタデント ブライヤー 一般的名称: 歯科矯正用プライヤ 一般医療機器	標準価格¥19,800
501-0871	プラケット ポジショニング ブーン ゲージ 届出番号:1381X10233F00003 販売名:フォレスタデントボジショニング ゲージ 一般的名称: 歯列矯正用位置測定器具 一般医療機器	標準価格 ¥5,800
501–0002	プライヤー ホルダー 15 ホルダー サイズ:30 x 25 x 6 cm	標準価格¥40,000

Aligner Pliers

アライナー プライヤー

届出番号:13B1X10233F00017 販売名:アライナー プライヤー 一般的名称:歯科矯正用プライヤ 一般医療機器

「目立たない便利なマウスピース型矯正装置」をより使いやすく、そして効果的に使用するためのプライヤー、新たに4本のプライヤーが追加されました。




SB Lingual Pliers

SB リンガル プライヤー



医療機器届出番号: 13B2X10191000002 一般医療機器・ 歯科矯正用プライヤ

舌側矯正治療において最適な性能を引き出すため、ロング & スリムのデザインを採用。舌側矯正治療のみならず、唇側矯正治療においても推奨される製品です。



ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

製造販売元 フォレスタデント・ジャパン株式会社