

FORESTADENT McLaughlin/Bennett/Trevisi System

製品カタログ



GLAM Ceramic Brackets

フォrestaデント グラム セラミックブラケット



Mini Sprint®-Brackets

フォrestaデント ミニスプリントブラケット

GLAM : 魅力的な、華やかな、の意味を持つ”Glamorous” から名づけました。グラム (GLAM) セラミック ブラケットには専用のディボンディングツールをご用意しています。このツールはディボンディング時のブラケットの破折のリスクを軽減し、より一層で安全なブラケット撤去を可能にします。グラム (GLAM) セラミック ブラケットの持つ乳白色の色合いは、患者さんがもつ歯牙の自然なシェードと調和し、優れた審美性を発揮します。


専用ディボンディングツールの製品情報は最終ページをご参照ください。

McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

GLAM®-Brackets

フォレストアデント グラム セラミック ブラケット

医療機器認証番号: 224AKBZX0003000
販売名: フォレストアデント グラム ブラケット



1 PK (10個入) 標準価格 ¥11,000 / PK

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	1.0	-	G762-0103	G761-0103	G762-0101	G761-0101
2 側切歯	+10	+8	1.5	-	G762-0203	G761-0203	G762-0201	G761-0201
3 犬歯	-7	+8	1.0	-	G762-0303	G761-0303	G762-0301	G761-0301
	犬歯 フック付	-7	+8	1.0	-	G762-0313	G761-0313	G762-0311
4 小臼歯	-7	0	1.0	-	G761-0403	G761-0403	G761-0401	G761-0401
	小臼歯 フック付	-7	0	1.0	-	G761-0413	G761-0413	G761-0411
5 小臼歯	-7	0	1.35	-	G761-0503	G761-0503	G761-0501	G761-0501
	小臼歯 フック付	-7	0	1.35	-	G761-0513	G761-0513	G761-0511

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	-6	0	1.5	-	G761-1203	G761-1203	G761-1201	G761-1201
2 側切歯	-6	0	1.5	-	G761-1203	G761-1203	G761-1201	G761-1201
3 犬歯	-6	+3	1.0	-	G762-1403	G761-1403	G762-1401	G761-1401
	犬歯 フック付	-6	+3	1.0	-	G762-1413	G761-1413	G762-1411
4 小臼歯	-12	0	0.7	-	G761-1503	G761-1503	G761-1501	G761-1501
	小臼歯 フック付	-12	0	0.7	-	G761-1513	G761-1513	G761-1511
5 小臼歯	-17	0	0.7	-	G761-1603	G761-1603	G761-1601	G761-1601
	小臼歯 フック付	-17	0	0.7	-	G761-1613	G761-1613	G761-1611

フォレストアデント グラム セラミック ブラケット セット McLaughlin/Bennett/Trevisi System* 5-5



標準価格 1症例セット各 ¥22,000 / Set

標準価格 3症例セット各 ¥66,000 / Set

	Slot .018		Slot .022	
	注文番号		注文番号	
	1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
フックなし	G706-0759	G706-0760	G706-0735	G706-0736
犬歯フック付	G706-0762	G706-0763	G706-0740	G706-0741
犬歯・小臼歯フック付	G706-0765	G706-0766	G706-0745	G706-0746


*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

ミニ スプリント ブラケットは、優れた耐腐食性およびニッケルフリー**の原材料を使用しています。選び抜かれた素材と精密な生産技術によって築かれた高い製品性能を持つフォレストアデント ミニ スプリント ブラケットは、ブラケット本体とベースは一体型で、ソルダーリングによる接着部分はありません。安心の生体適合性をもったブラケットです。

McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

Mini Sprint®-Brackets フォレストアデントミニ スプリント ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000
販売名: フォレストアデント スプリント ブラケット



1 PK (10個入) 標準価格 ¥5,000 / PK

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	1.0	-	780-0103	779-0103	780-0101	779-0101
2 側切歯	+10	+8	1.5	-	780-0203	779-0203	780-0201	779-0201
3 犬歯	-7	+8	0.9	-	780-0313	779-0313	780-0311	779-0311
犬歯 フック付	-7	+8	0.9	-	780-0303	779-0303	780-0301	779-0301
4 小臼歯	-7	0	0.9	-	780-0413	779-0413	780-0411	779-0411
小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	780-0403	779-0403	780-0401	779-0401
5 小臼歯	-7	0	1.3	-	780-0513	779-0513	780-0511	779-0511
小臼歯 フック付	-7	0	1.3	-	780-0503	779-0503	780-0501	779-0501

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	-6	0	1.5	-	780-1203	780-1203	780-1201	780-1201
2 側切歯	-6	0	1.5	-	780-1203	780-1203	780-1201	780-1201
3 犬歯	-6	+3	0.9	-	780-1413	779-1413	780-1411	779-1411
犬歯 フック付	-6	+3	0.9	-	780-1403	779-1403	780-1401	779-1401
4 小臼歯	-12	+2	0.7	-	780-1513	779-1513	780-1511	779-1511
小臼歯 フック付	-12	+2	0.7	-	780-1503	779-1503	780-1501	779-1501
5 小臼歯	-17	+2	0.7	-	780-1613	779-1613	780-1611	779-1611
小臼歯 フック付	-17	+2	0.7	-	780-1603	779-1603	780-1601	779-1601

ミニ スプリント ブラケット セット McLaughlin/Bennett/Trevisi System* 5-5



標準価格 1症例セット各 ¥10,000 / Set

標準価格 5症例セット各 ¥50,000 / Set

標準価格 10症例セット各 ¥100,000 / Set

	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706-1031	706-1032	706-1033	706-1046	706-1047	706-1048
犬歯フック付	706-1036	706-1037	706-1038	706-1051	706-1052	706-1053
犬歯・小臼歯フック付	706-1041	706-1042	706-1043	706-1056	706-1057	706-1058

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

** - Prof. Dr. H.F. Kappert, University of Freiburg, dtd. March 8, 1999. ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Flat-Line buccal tubes -






フォレストアデント バッカルチューブ

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストアデント バッカルチューブ

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System*

1 PK (10個入)

標準価格はすべて1PK(10個入)の価格です。


	Torque	Ang.	Offset	Slot	Base	右	左	Base	右	左
 コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウエルド用 標準価格 ¥8,800	728-0713	727-0713	ダイレクト用 スタンダードベース 標準価格 ¥10,800	728-0714	727-0714
				.022		728-0711	727-0711		728-0712	727-0712
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース 標準価格 ¥11,800	-	-	-	-	-
				.022		728B0712	727B0712	-	-	
 コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウエルド用 標準価格 ¥8,800	728-0727	727-0727	ダイレクト用 スタンダードベース 標準価格 ¥10,800	728-0728	727-0728
				.022		728-0725	727-0725		728-0726	727-0726
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース 標準価格 ¥11,800	-	-	-	-	-
				.022		728B0726	727B0726	-	-	
 コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウエルド用 標準価格 ¥6,400	728-0803	727-0803	ダイレクト用 スモールベース 標準価格 ¥8,400	728-0804	727-0804
				.022		728-0801	727-0801		728-0802	727-0802
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース 標準価格 ¥9,800	-	-	ダイレクト用 スタンダードベース 標準価格 ¥8,800	-	-
				.022		728B0802	727B0802		728L0802	727L0802
 コンバーチブル	-20	0	0	.018	ウエルド用 標準価格 ¥8,800	728-1703	727-1703	ダイレクト用 スタンダードベース 標準価格 ¥10,800	728-1704	727-1704
				.022		728-1701	727-1701		728-1702	727-1702
	-20	0	0	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース 標準価格 ¥11,800	-	-	-	-	-
				.022		728B1702	727B1702	-	-	
 コンバーチブル	-10	0	0	.018	ウエルド用 標準価格 ¥6,400	728-1803	727-1803	ダイレクト用 スモールベース 標準価格 ¥8,400	728-1804	727-1804
				.022		728-1801	727-1801		728-1802	727-1802
	-10	0	0	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース 標準価格 ¥9,800	-	-	ダイレクト用 スタンダードベース 標準価格 ¥8,800	-	-
				.022		728B1802	727B1802		728L1802	727L1802

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

ダイレクトボンディング用 "ビッグフット ベース"

近遠心に付いたノッチを利用して、容易で確実なディボンディングを行うことができます。

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System* に用意された "ビッグフット" ベースは、薄いボンディングパッドと歯肉-咬合側と近遠心に延長した大きなベースデザインによって大臼歯へのより良い適合と良好な接着強度を提供します。



パッドサイズ: M/D幅 8.5mm O/G幅 3.5mm

グラム セラミック ブラケット ディボンディング ツール (ダブルエンド) オートクレープ滅菌対応



Easy Removal

注文番号 C501-0815

標準価格 ¥6,800 / 本



届出番号: 届出番号: 1381X10233F00001
販売名: フォレストアデント プライヤー