



フォレストudent マイクロ スプリント ブラケット ご注文用紙
(ご注文FAX番号：03-3568-8864)



ご注文日： 年 月 日

Roth System*

標準価格 ¥5,200 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	タイプ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	12	5	0.70	-	-	784-0103		784-0101	
	L	12	5	0.70	-	-	783-0103		783-0101	
側切歯	R	8	9	1.00	-	-	784-0203		784-0201	
	L	8	9	1.00	-	-	783-0203		783-0201	
犬歯	R	-2	11	0.50	4° mesial	-	784-0303		784-0301	
	L	-2	11	0.50	4° mesial	-	783-0303		783-0301	
	R	-2	11	0.50	4° mesial	Hook	784-0313		784-0311	
	L	-2	11	0.50	4° mesial	Hook	783-0313		783-0311	
小白歯	R	-7	0	0.50	2° distal	-	784-0503		784-0501	
	L	-7	0	0.50	2° distal	-	783-0503		783-0501	
	R	-7	0	0.50	2° distal	Hook	784-0513		784-0511	
	L	-7	0	0.50	2° distal	Hook	783-0513		783-0511	
下顎	R/L	トルク	タイプ	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	0	0	1.20	-	-	783-1203		783-1201	
犬歯	R	-11	7	0.70	2° mesial	-	784-1403		784-1401	
	L	-11	7	0.70	2° mesial	-	783-1403		783-1401	
	R	-11	7	0.70	2° mesial	Hook	784-1413		784-1411	
	L	-11	7	0.70	2° mesial	Hook	783-1413		783-1411	
第1小白歯	R	-17	0	0.70	4° distal	-	784-1503		784-1501	
	L	-17	0	0.70	4° distal	-	783-1503		783-1501	
	R	-17	0	0.70	4° distal	Hook	784-1513		784-1511	
	L	-17	0	0.70	4° distal	Hook	783-1513		783-1511	
第2小白歯	R	-22	0	0.70	4° distal	-	784-1603		784-1601	
	L	-22	0	0.70	4° distal	-	783-1603		783-1601	
	R	-22	0	0.70	4° distal	Hook	784-1613		784-1611	
	L	-22	0	0.70	4° distal	Hook	783-1613		783-1611	

マイクロ スプリント ブラケット Roth System* 5-5セット

ブラケット セット	上下顎	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格
	5-5	1	20	-	706-1094		706-1103		¥10,400
	5-5	5	100	-	706-1095		706-1104		¥52,000
	5-5	10	200	-	706-1096		706-1105		¥104,000
	5-5	1	20	犬歯フック付	706-1097		706-1106		¥10,400
	5-5	5	100	犬歯フック付	706-1098		706-1107		¥52,000
	5-5	10	200	犬歯フック付	706-1099		706-1108		¥104,000
	5-5	1	20	犬歯・小白歯フック付	706-1100		706-1109		¥10,400
	5-5	5	100	犬歯・小白歯フック付	706-1101		706-1110		¥52,000
	5-5	10	2000	犬歯・小白歯フック付	706-1102		706-1111		¥104,000

* - The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	

202101

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F

お問い合わせ：03-6277-6980



フォレストudent マイクロ スプリント ブラケット ご注文用紙
(ご注文FAX番号:03-3568-8864)



ご注文日: 年 月 日

McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

標準価格 ¥5,200 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	17	4	1.00	-	-	778-0103		778-0101	
	L	17	4	1.00	-	-	777-0103		777-0101	
側切歯	R	10	8	1.40	-	-	778-0203		778-0201	
	L	10	8	1.40	-	-	777-0203		777-0201	
犬歯	R	-7	8	0.80	-	-	778-0303		778-0301	
	L	-7	8	0.80	-	-	777-0303		777-0301	
	R	-7	8	0.80	-	Hook	778-0313		778-0311	
	L	-7	8	0.80	-	Hook	777-0313		777-0311	
第1小臼歯	R	-7	0	0.80	-	-	778-0403		778-0401	
	L	-7	0	0.80	-	-	777-0403		777-0401	
	R	-7	0	0.80	-	Hook	778-0413		778-0411	
	L	-7	0	0.80	-	Hook	777-0413		777-0411	
第2小臼歯	R	-7	0	1.20	-	-	778-0503		778-0501	
	L	-7	0	1.20	-	-	777-0503		777-0501	
	R	-7	0	1.20	-	Hook	778-0513		778-0511	
	L	-7	0	1.20	-	Hook	777-0513		777-0511	
下顎	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	-6	0	1.40	-	-	777-1203		777-1201	
犬歯	R	-6	3	0.80	-	-	778-1403		778-1401	
	L	-6	3	0.80	-	-	777-1403		777-1401	
	R	-6	3	0.80	-	Hook	778-1413		778-1411	
	L	-6	3	0.80	-	Hook	777-1413		777-1411	
第1小臼歯	R	-12	2	0.65	-	-	778-1503		778-1501	
	L	-12	2	0.65	-	-	777-1503		777-1501	
	R	-12	2	0.65	-	Hook	778-1513		778-1511	
	L	-12	2	0.65	-	Hook	777-1513		777-1511	
第2小臼歯	R	-17	2	0.65	-	-	778-1603		778-1601	
	L	-17	2	0.65	-	-	777-1603		777-1601	
	R	-17	2	0.65	-	Hook	778-1613		778-1611	
	L	-17	2	0.65	-	Hook	777-1613		777-1611	

マイクロ スプリント ブラケット McLaughlin/Bennett/Trevisi System* 5-5セット

ブラケット セット	上下顎	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格
	5-5	1	20	-	706-1112		706-1121		¥10,400
	5-5	5	100	-	706-1113		706-1122		¥52,000
	5-5	10	200	-	706-1114		706-1123		¥104,000
	5-5	1	20	犬歯フック付	706-1115		706-1124		¥10,400
	5-5	5	100	犬歯フック付	706-1116		706-1125		¥52,000
	5-5	10	200	犬歯フック付	706-1117		706-1126		¥104,000
	5-5	1	20	犬歯・小臼歯フック付	706-1118		706-1127		¥10,400
	5-5	5	100	犬歯・小臼歯フック付	706-1119		706-1128		¥52,000
	5-5	10	2000	犬歯・小臼歯フック付	706-1120		706-1129		¥104,000

*- The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	

202101