

Mini Sprint II Bracket

ミニスプリントIIブラケット

ヨーロッパでメタルブラケットのベストセラーとなっている一体型のフォrestaデント ミニスプリント ブラケットが、新たにMcLaughlin Bennett 5.0にアップデートしてミニスプリントIIとしてリリース。FORESTADENT社による高度なMIM技術により卓越した精度を持ったメタル ブラケットは、ベースコンター、ローックデザインなどの改善に加え、IN/OUTの修正、犬歯0°トルクの追加などにより、最新のMcLaughlin Bennett 5.0 システムにマッチしたブラケットとなりました。



McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT



FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



Mini Sprint II -Brackets

フォレスタデントミニスプリント II ブラケット

ミニ スプリントからミニ スプリント II ブラケットへ - FORESTADENTでは従来のミニ スプリントの基本デザインはそのままに、臨床における使いやすさと口腔内での快適性を改善しました。

McLaughlin
Bennett 5.0
with FORESTADENT



主な改善点は:

- 1、ブラケットベースのアライメントの変更
- 2、タイピング下のスペースを確保したまま、ブラケットのロープロファイル化を実現
- 3、装着時の快適性の向上のため、フックのデザイン変更と、ブラケットをより丸みのあるデザインに変更
- 4、確実な接着強度のために、コントアベース デザインの改善

丸みを帯びたブラケットと滑らかな表面により、装着感が向上。

患者さんの快適さとより良い審美性のためのローフラットなプロファイル。


正確なポジショニングのため途切れないセンターライン。

解剖学的にデザインされた新しいフックベースにより接着強度が向上。

ブラケット撤去が容易な近心および遠位の面取り部。


よフラットなデザインにより干渉が抑えられたフック形状。

** - Prof. Dr. H.F. Kappert, University of Freiburg, dtd. March 8, 1999. ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 950T0210 |  | 1 | <p>ミニ スプリント II ブラケット コンサルテーション モデル</p> <p style="text-align: right;">標準価格 ¥46,000</p> |
|----------|---|---|---|

Mini Sprint® II -Brackets
ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000
販売名: フォレスタデント スプリント ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



**McLaughlin
Bennett 5.0**
with FORESTADENT

McLaughlin Bennett 5.0

1 PK (10個入) 標準価格 ¥5,000 / PK

| 上 顎 | | | | | Slot .018 | | Slot .022 | |
|---------|----------|------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Tooth | Torque | Angulation | In/out | Rotation | 注文番号 | | 注文番号 | |
| | | | | | Right | Left | Right | Left |
| 1 中切歯 | +17 | +4 | 1.05 | - | 780T0103 | 779T0103 | 780T0101 | 779T0101 |
| 2 側切歯 | +10 | +8 | 1.25 | - | 780T0203 | 779T0203 | 780T0201 | 779T0201 |
| 3 犬歯 | -7 | +8 | 0.6 | - | 780T0313 | 779T0313 | 780T0311 | 779T0311 |
| | 犬歯 フック付 | -7 | +8 | 0.6 | - | 780T0303 | 779T0303 | 780T0301 |
| 3 犬歯 | 0 | +8 | 0.6 | - | 780T0333 | 779T0333 | 780T0331 | 779T0331 |
| | 犬歯 フック付 | 0 | +8 | 0.6 | - | 780T0323 | 779T0323 | 780T0321 |
| 4+5 小臼歯 | -7 | 0 | 0.5 | - | 780T0413 | 779T0413 | 780T0411 | 779T0411 |
| | 小臼歯 フック付 | -7 | 0 | 0.5 | - | 780T0403 | 779T0403 | 780T0401 |

| 下 顎 | | | | | Slot .018 | | Slot .022 | |
|----------|----------|------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Tooth | Torque | Angulation | In/out | Rotation | 注文番号 | | 注文番号 | |
| | | | | | Right | Left | Right | Left |
| 1+2 下顎前歯 | -1 | 0 | 1.3 | - | 780T1223 | | 780T1221 | |
| | -6 | 0 | 1.3 | - | 780T1203 | | 780T1201 | |
| 3 犬歯 | -6 | +3 | 0.6 | - | 780T1413 | 779T1413 | 780T1411 | 779T1411 |
| | 犬歯 フック付 | -6 | +3 | 0.6 | - | 780T1403 | 779T1403 | 780T1401 |
| 3 犬歯 | 0 | +3 | 0.6 | - | 780T1433 | 779T1433 | 780T1431 | 779T1431 |
| | 犬歯 フック付 | 0 | +3 | 0.6 | - | 780T1423 | 779T1423 | 780T1421 |
| 4 小臼歯 | -12 | +2 | 0.65 | - | 780T1513 | 779T1513 | 780T1511 | 779T1511 |
| | 小臼歯 フック付 | -12 | +2 | 0.65 | - | 780T1503 | 779T1503 | 780T1501 |
| 5 小臼歯 | -17 | +2 | 0.65 | - | 780T1613 | 779T1613 | 780T1611 | 779T1611 |
| | 小臼歯 フック付 | -17 | +2 | 0.65 | - | 780T1603 | 779T1603 | 780T1601 |


** - Prof. Dr. H.F. Kappert, University of Freiburg, dtd. March 8, 1999. ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Mini Sprint® II -Brackets

ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000
販売名: フォレスタデント スプリント ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Ni-Free**



McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

ミニ スプリント II メタル ブラケット 5-5 セット McLaughlin Bennett 5.0

標準価格 1症例セット 各 ¥10,000 / Set
標準価格 5症例セット 各 ¥50,000 / Set
標準価格 10症例セット 各 ¥100,000 / Set



| 犬歯ブラケット トルク付 | Slot .018 | | | Slot .022 | | |
|--------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|
| | 1症例セット | 注文番号 5症例セット | 10症例セット | 1症例セット | 注文番号 5症例セット | 10症例セット |
| フックなし | 706T1031 | 706T1032 | 706T1033 | 706T1046 | 706T1047 | 706T1048 |
| 犬歯フック付 | 706T1036 | 706T1037 | 706T1038 | 706T1051 | 706T1052 | 706T1053 |
| 犬歯・小臼歯フック付 | 706T1041 | 706T1042 | 706T1043 | 706T1056 | 706T1057 | 706T1058 |

ミニ スプリント II メタル ブラケット 5-5 セット McLaughlin Bennett 5.0

標準価格 1症例セット 各 ¥10,000 / Set
標準価格 5症例セット 各 ¥50,000 / Set
標準価格 10症例セット 各 ¥100,000 / Set




| 犬歯ブラケット 0° トルク | Slot .018 | | | Slot .022 | | |
|----------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|
| | 1症例セット | 注文番号 5症例セット | 10症例セット | 1症例セット | 注文番号 5症例セット | 10症例セット |
| フックなし | 706T1060 | 706T1061 | 706T1062 | 706T1069 | 706T1070 | 706T1071 |
| 犬歯フック付 | 706T1063 | 706T1064 | 706T1065 | 706T1072 | 706T1073 | 706T1074 |
| 犬歯・小臼歯フック付 | 706T1066 | 706T1067 | 706T1068 | 706T1075 | 706T1076 | 706T1077 |

** - Prof. Dr. H.F. Kappert, University of Freiburg, dtd. March 8, 1999. ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Mini Sprint® II -Brackets

ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000
販売名: フォレスタデント スプリント ブラケット
一般の名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



Roth System*

1 PK (10個入) 標準価格 ¥5,000 / PK

| 上 顎 | | | | | Slot .018 | | Slot .022 | |
|---------|----------|------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Tooth | Torque | Angulation | In/out | Rotation | 注文番号 | | 注文番号 | |
| | | | | | Right | Left | Right | Left |
| 1 中切歯 | +12 | +5 | 1.05 | - | 788-0103 | 787-0103 | 788-0101 | 787-0101 |
| 2 側切歯 | +8 | +9 | 1.25 | - | 788-0203 | 787-0203 | 788-0201 | 787-0201 |
| 3 犬歯 | -2 | +11 | 0.7 | 4° mesial | 788-0313 | 787-0313 | 788-0311 | 787-0311 |
| | 犬歯 フック付 | -2 | +11 | 0.7 | 4° mesial | 788-0303 | 787-0303 | 788-0301 |
| 4+5 小臼歯 | -7 | 0 | 0.8 | 2° distal | 788-0513 | 787-0513 | 788-0511 | 787-0511 |
| | 小臼歯 フック付 | -7 | 0 | 0.8 | 2° distal | 788-0503 | 787-0503 | 788-0501 |

| 下 顎 | | | | | Slot .018 | | Slot .022 | |
|----------|----------|------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Tooth | Torque | Angulation | In/out | Rotation | 注文番号 | | 注文番号 | |
| | | | | | Right | Left | Right | Left |
| 1+2 下顎前歯 | 0 | 0 | 1.3 | - | 787-1203 | | 787-1201 | |
| 3 犬歯 | -11 | +7 | 0.7 | 2° mesial | 788-1413 | 787-1413 | 788-1411 | 787-1411 |
| | 犬歯 フック付 | -11 | +7 | 0.7 | 2° mesial | 788-1403 | 787-1403 | 788-1401 |
| 4 小臼歯 | -17 | 0 | 0.7 | 4° distal | 788-1513 | 787-1513 | 788-1511 | 787-1511 |
| | 小臼歯 フック付 | -17 | 0 | 0.7 | 4° distal | 188-1503 | 787-1503 | 188-1501 |
| 5 小臼歯 | -22 | 0 | 0.7 | 4° distal | 788-1613 | 787-1613 | 788-1611 | 787-1611 |
| | 小臼歯 フック付 | -22 | 0 | 0.7 | 4° distal | 788-1603 | 787-1603 | 788-1601 |

ミニ スプリント II ブラケット 5-5 セット Roth System*

標準価格 1症例セット各 ¥10,000 / Set

標準価格 5症例セット各 ¥50,000 / Set

標準価格 10症例セット各 ¥100,000 / Set

| | Slot .018 | | | Slot .022 | | |
|------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|
| | 1症例セット | 注文番号 5症例セット | 10症例セット | 1症例セット | 注文番号 5症例セット | 10症例セット |
| フックなし | 706-1001 | 706-1002 | 706-1003 | 706-1016 | 706-1017 | 706-1018 |
| 犬歯フック付 | 706-1006 | 706-1007 | 706-1008 | 706-1021 | 706-1022 | 706-1023 |
| 犬歯・小臼歯フック付 | 706-1011 | 706-1012 | 706-1013 | 706-1026 | 706-1027 | 706-1028 |

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.


** - Prof. Dr. H.F. Kappert, University of Freiburg, dtd. March 8, 1999. ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Mini Sprint® II -Brackets

ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000
販売名: フォレスタデント スプリント ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

Ni-Free**



face™ FACE Evolution II

1 PK (10個入) 標準価格 ¥5,000 / PK

| 上 顎 | | | | | Slot .018 | | Slot .022 | |
|---------|----------|------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Tooth | Torque | Angulation | In/out | Rotation | 注文番号 | | 注文番号 | |
| | | | | | Right | Left | Right | Left |
| 1 中切歯 | +12 | +5 | 1.05 | - | 794-0103 | 793-0103 | 794-0101 | 793-0101 |
| 2 側切歯 | +8 | +9 | 1.25 | - | 794-0203 | 793-0203 | 794-0201 | 793-0201 |
| 3 犬歯 | +3 | +8 | 0.7 | - | 794-0313 | 793-0313 | 794-0311 | 793-0311 |
| | 犬歯 フック付 | +3 | +8 | 0.7 | - | 794-0303 | 793-0303 | 794-0301 |
| 4+5 小臼歯 | 0 | 0 | 0.85 | - | 794-0533 | 793-0533 | 794-0531 | 793-0531 |
| | 小臼歯 フック付 | 0 | 0 | 0.85 | - | 794-0523 | 793-0523 | 794-0521 |

| 下 顎 | | | | | Slot .018 | | Slot .022 | |
|----------|----------|------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Tooth | Torque | Angulation | In/out | Rotation | 注文番号 | | 注文番号 | |
| | | | | | Right | Left | Right | Left |
| 1+2 下顎前歯 | -1 | 0 | 1.3 | - | 793-1303 | | 793-1301 | |
| 3 犬歯 | -6 | +2 | 0.6 | - | 794-1413 | 793-1413 | 794-1411 | 793-1411 |
| | 犬歯 フック付 | -6 | +2 | 0.6 | - | 794-1403 | 793-1403 | 794-1401 |
| 4 小臼歯 | -12 | 0 | 0.65 | - | 794-1533 | 793-1533 | 794-1531 | 793-1531 |
| | 小臼歯 フック付 | -12 | 0 | 0.65 | - | 794-1523 | 793-1523 | 794-1521 |
| 5 小臼歯 | -17 | 0 | 0.65 | - | 794-1633 | 793-1633 | 794-1631 | 793-1631 |
| | 小臼歯 フック付 | -17 | 0 | 0.65 | - | 794-1623 | 793-1623 | 794-1621 |

face™ ミニ スプリント II ブラケット 5-5 セット FACE Evolution II

標準価格 1症例セット各 ¥10,000 / Set

標準価格 5症例セット各 ¥50,000 / Set

標準価格 10症例セット各 ¥100,000 / Set

| | Slot .018 | | | Slot .022 | | |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | 注文番号 | | | 注文番号 | | |
| | 1症例セット | 5症例セット | 10症例セット | 1症例セット | 5症例セット | 10症例セット |
| フックなし | 706-1218 | 706-1219 | 706-1220 | 706-1227 | 706-1228 | 706-1229 |
| 犬歯フック付 | 706-1221 | 706-1222 | 706-1223 | 706-1230 | 706-1231 | 706-1232 |
| 犬歯・小臼歯フック付 | 706-1224 | 706-1225 | 706-1226 | 706-1233 | 706-1234 | 706-1235 |

** - Prof. Dr. H.F. Kappert, University of Freiburg, dtd. March 8, 1999. ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

製造販売元 **フォレスタデント・ジャパン株式会社**

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは...

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>