

VERICOM

デンタル オフィスにさりげなく調和
小スペースでも強力サポート

小型・高性能 歯科用3Dプリンタ システム

マジック 3Dプリンタ

MAZIC L-200

Mono 4K LCD Printer



磁気ビルドステージと電磁式レジンタンクを採用。4K LCDにより、正確で詳細な再現性を実現。

マジック キュア

MAZIC C-200

Uniformity Curing Unit



レジンごとに最適化された硬化設定により作業時間を的確にコントロール

フォレストudent・ジャパン株式会社

製品概要



マジック 3Dプリンタ

MAZIC L-200
Mono 4K LCD Printer



MAZIC L-200	
操作	4.3in タッチパネル
外部コネクター	USB
光源	405nm LED
LCD Specification	6.5" 4K Mono LCD
XY軸解像度	35 µm
造形速度	40mm/hour
造形サイズ	L132 x W78 x H110
使用電源	AC 100-120V, 50/60Hz / AC 220-240V, 50/60Hz
製品サイズ	L220 x W240 x H390 mm
製品重量	10kg

届出番号: 13B1X10233F00076
販売名: MAZIC L-200 3Dプリンター
一般的名称: 歯科技工装置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
一般医療機器



マジック キュア

MAZIC C-200
Uniformity Curing Unit

MAZIC C-200	
操作	4.3in Touch Panel
光源	405nm LED
LED 出力	190W
内容量	Ø115 x H90mm
使用電源	AC 100-120V, 50/60Hz / AC 220-240V, 50/60Hz
製品サイズ	L220 x W240 x H390 mm
製品重量	7.5kg

届出番号: 13B1X10233F00077
販売名: MAZIC C-200 重合器
一般的名称: 歯科技工用重合装置
一般医療機器

専用レジン製品概要

MAZIC D MODEL ORTHO



歯科矯正用模型をプリントするためのフォトポリマー アクリレート タイプのレジンです。MAZIC D Model と比較すると、MAZIC D Model Ortho は、プリント速度が速く、物理的強度が高いなど、多くの点で優れています。

1 kg / 500g

届出番号: 13B1X10233F00080
販売名: MAZIC D MODEL ORTHO モデル レジン
一般的名称: 歯科用樹脂系模型材
一般医療機器

MAZIC D Dental Model



歯科模型を印刷するためのフォトポリマー アクリレート タイプのレジンです。石膏モデルを使用するすべての作業で使用できます。高強度と低収縮により、高精度の歯科模型のプリントに適しています。

1 kg / 500g

届出番号: 13B1X10233F00079
販売名: MAZIC D MODEL2.0 モデル レジン
一般的名称: 歯科用樹脂系模型材
一般医療機器

MAZIC D SG



MAZIC D SG は、あらゆる種類の UV 光硬化 3D プリンターと互換性のあるデンタルサージカルガイドガをプリントするためのフォトポリマー アクリレート タイプのレジンです。寸法安定性と機械的特性に影響を与えることなく、オートクレープを使用して滅菌できます。

1 kg / 500g

届出番号: 13B1X10233F00078
販売名: MAZIC D SG サージカル ガイド レジン
一般的名称: 歯科用インプラント手術器具
一般医療機器

製造販売元 フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F

TEL.03-6277-6980 | FAX. 03-3568-8864

<http://www.forestudent.co.jp> | E-mail: info@forestudent.co.jp