

ハイパワーLED照射器ノブレス

NOBLESSE

1秒モードが診療を変える



3000mw/ cfm

■X-tra power
エキストラパワーモード

1秒/3秒 レジンをすばやく固める

2000mw/ cfm

■High power
ハイパワーモード

5秒

3000mw/ cfm

■Orthodontics 矯正モード

3秒 ON 1秒 OFF(10回連射)

1600mw/ cfm

■Pulse パルスモード

5秒/10秒 0.6秒 ON 0.4秒 OFF

1400mw/ cfm

■Soft start ソフトモード

スタートから5秒でピーク+10秒

1200mw/ cfm

■Normal ノーマルモード

10秒/20秒

ご注文・お問い合わせ
フォレストudent・ジャパン株式会社

NOBLESSE – ノブレス ハイパワー光照射器



製品の特徴

ハイパワー&ハイコストパフォーマンス

■ 最大3000mW/cm²のハイパワー

ノブレスは460nmの同一波長のセグメントを4つ使い、3000mW/cm²の光量をもっています。



■ 光を集約し均一に照射

- 距離による光量の減衰を抑えます。
- 照射パワーを均一にすることにより強い光量を広範囲に照射できます。

■ 優れた放熱性

ラジエーター効果が高い銅製ヒートシンクとアルミニボディの組み合わせがハイパワー照射と連続照射を実現。

■ 回転可能な薄型ヘッド

- 球体レンズでなくシートレンズを採用することによりヘッドを薄くするコトン成功しました。
- ヘッドは180°回転するため、幹部が狙いやすい設計です。



バッテリー交換



バッテリー

※プラスドライバー 1本で簡単に交換できます

仕様

出力 (チャージャー)	5 V DC
充電電池	3.7V Lithium-ion 2600mAh
重合用光源	10W Dental Blue Power LED
中心波長	430nm~490nm(Peak460nm)
出力	3000mw/cm ² ±10%
照明用光源	Chip White LED
光量(白色LED)	20,000lux
ハンドピース全長	228×28×26(mm)
充電台	73×73×48(mm)
ハンドピース質量	170g
充電台質量	140g

標準価格 ¥79,000 (税抜き)

一般の名称: 歯科重合用光照射器
販売名: 可視光線照射器ノブレス
分類: 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器製造販売届出番号: 27BI XOO130000012

ご注文	ハイパワーLED光照射器 ノブレス		セット
医院名			
ご住所	〒	TEL	FAX
mail	@		

ご注文

FAX 03-3568-8864

お問い合わせ

TEL 03-6277-6980

製造販売元



歯科器材輸入・修理
デンタルテクニカ

〒567-0031 大阪市茨木市上中条1-1-37-1F

TEL 072-621-0884 FAX 072-621-0844

http://www.DentalTechnica.com info@DentalTechnica.com

ご注文・お問い合わせ

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F

TEL: 03-6277-6980 FAX: 03-3568-8864

info@forestudent.co.jp