

**NEW**  
Appliances  
Kids+ Habit Corrector  
&  
Adult Slenderized

習癖是正用装置  
Habit Corrector **ハビット コレクター**

ご好評いただいておりますハビット コレクター シリーズに新たに2つの装置が加わりました。5歳から8歳の子供向け Kids+ ハビット コレクター、そしてフランジが高く、より細身のデザインとなった成人用スレンダーサイズハビットコレクター。

より長いリーチ  
第一大臼歯まで伸ばして過剰  
萌出を防ぎます

口蓋拡張タブアーチ  
上部の拡大を促進



より高いマージン  
マージンが高く輪郭に沿っているため、快適性が向上し、口呼吸をより効果的に防止できます

より長い舌タブ  
より長いリンガルタブによって、睡眠中に下顎骨が後方に滑り落ちないようにすることができます(観察はできません)。

Kids+ ハビット コレクターは、不適切な口腔習慣、アーチの不調和、口呼吸、舌突出癖などを示す、6歳の臼歯が存在するか、又は萌出する5歳から8歳の子供向けに特別に設計されました。  
成人用スレンダーサイズハビットコレクターは、装置に組み込まれた筋機能療法機能を介して発達と機能に対応するために、より小型で細身となったハビットコレクターです。

Kids+ ハビット コレクター、成人用スレンダーサイズハビット コレクターには以下の優れた機能があります。

- 舌を持ち上げ、適切な静止位置のためのリンガルランプ
- 口蓋拡張タブ
- 口呼吸を防ぎ、就寝中の着用をより確実にするための高い細身のフランジ。
- 舌突出癖防止用のタブとスパイク
- オープンホワイトの是正を加速する助けとなるパッド付も選択可能

医療機器認証番号: 303AKBZX00109000  
販売名: オーソ テイン  
一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置  
管理医療機器

オーソ テイン ハビットコレクター製品概要一覧

ハビット コレクター 装置のタイプ	適用年齢	フランジ高	オクルーザル プレーン厚	歯列範囲	筋機能作用	アライナーとの 併用	ブラケットとの 併用
Toddler 幼児用	2 - 4	Regular	Regular	乳歯列	○	○	○
Kids 小児用	4 - 6	Regular	Regular	乳歯列	○	○	○
Kids+ 小児用	5 - 8	Higher	Thinner	第一大臼歯	○	○	X
Youth 学童期用	7 - 11	Regular	Regular	第一大臼歯	○	○	○
Adult 成人用	12+	Regular	Regular	第二大臼歯	○	○	○
Adult Slenderized 成人用 スレンダーサイズ	12+	Higher	Thinner	第二大臼歯	○ - 下顎歯列が後方に落ち込むのを防ぐためわずかに長いリンガルタブ	○	X

<お問い合わせ・販売元> フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご相談は…… TEL. 03-6277-6980 <http://www.forestadent.co.jp>

齒列矯正用咬合誘導装置 オート テイン  
ハビットコレクター注文書

FAX  
送信方向

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名

FAX 03-3568-8864

〒

電話 ( )


FAX ( )

Mail @

ORTHOtain



ハビット コレクター Kids+



ハビット コレクター スレンダーサイズ アダルト

標準価格 各 ¥7,600 / 個 (税別)

オート テイン ハビットコレクターご注文書

Dimensions (Measured Values)

製品番号	幼児用 (適用年齢 2 - 4)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)	ご注文数
OT-HCCT40AT	ハビット コレクター 幼児用	21.0	50.8	35.3	
製品番号	小児用 (適用年齢 4 - 6)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)	ご注文数
OT-HCCP40-B	ハビット コレクター キッズ	24.4	55.0	37.9	
OT-HCCP40-BP	ハビット コレクター キッズ パッド付	24.4	55.0	37.9	
OT-HCCP40-BT	ハビット コレクター キッズ プルタブ付	24.4	55.0	37.9	
OT-HCCP40-BPT	ハビット コレクター キッズ パッド/プルタブ付	24.4	55.0	37.9	
製品番号	小児用 (適用年齢 5 - 8)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)	ご注文数
OT-HCCSK40AN	ハビット コレクター キッズ+	27.4	57.4	46.3	
OT-HCCSK40AP	ハビット コレクター キッズ+ パッド付	27.4	57.4	46.3	
製品番号	学童期用 (適用年齢 7 - 11)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)	ご注文数
OT-HCCY40-B	ハビット コレクター ユース	25.8	58.9	46.6	
OT-HCCY40-BP	ハビット コレクター ユース パッド付	25.8	58.9	46.6	
OT-HCCY40-BT	ハビット コレクター ユース プルタブ付	25.8	58.9	46.6	
OT-HCCY40-BPT	ハビット コレクター ユース パッド/プルタブ付	25.8	58.9	46.6	
製品番号	成人用 (適用年齢 12以上)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)	ご注文数
OT-HCCA40AN	ハビット コレクター アダルト	25.9	58.2	50.3	
OT-HCCA40BP	ハビット コレクター アダルト パッド付	25.9	58.2	50.3	
製品番号	成人用 (適用年齢 12以上)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)	ご注文数
OT-HCCSA40AN	ハビット コレクター アダルト スレンダーサイズ	30.6	59.8	50.4	
OT-HCCSA40BP	ハビット コレクター アダルト スレンダーサイズ パッド付	30.6	59.8	50.4	