



オーソ テイン (Ortho-Tain®) は、幼児期(2歳)からの早い年齢層も含め、成人(永久歯)までも含めた幅広い年齢層の習慣的な問題に対処するように設計された装置を開発しています。患者さんの年齢に合わせた適切な装置を選択できます。

## Eruptive Guidance Appliance

## 萌出誘導用装置

医療機器認証番号: 303AKBZX00109000  
販売名: オーソ テイン  
一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置  
管理医療機器

### 不正咬合の予防におけるナイト ガイド テクニック

ナイトガイド(“C” シリーズ)、またはインテリム・G (“IG” シリーズ)、およびオクルーズ・オー・ガイド (“G” シリーズ)の装置(一般的には萌出誘導用装置と呼ばれる)を利用したナイト ガイド テクニックは、永久歯の切歯の自然な萌出する力を回転や変位なしに口腔内に導き、公開されている研究結果と同様な自然なアーチに導くことで、未治療の理想的な歯列に導くことが示されています。

### Nite-Guide® (‘C’ Series)

ナイトガイド  
(“C” シリーズ)

Age: 4-6



下顎の切歯を誘導し、過蓋咬合を防ぎ、乳歯および早期の混合歯列のオーバージェットを是正するために使用されるガイダンス アプライアンス (EGA)。 多くのサイズから選択できます。

### 5~7歳の93%での永久歯を誘導

- 最初の永久歯(多くの場合下顎中切歯)が萌出した際に使用
- 1時間の夜間および睡眠中の着用
- 科学的にデザインされたソケットは、萌出する成人の切歯を正確に導きます
- コラーゲン線維(歯)が発達する間、成人の歯牙を適正な位置に保持します
- クラス I 咬合のために下顎を前方位に導き顔面のプロファイルを改善します
- オーバージェット、オーバーバイト、および多くのオープンバイトを修正します。

### Interim-G® (‘IG’ Series)

インテリム・G  
(“IG” シリーズ)

Age: 4-6



- 治療開始時点ですでに側切歯が萌出し6歳臼歯が存在する場合はナイトガイド (“C” シリーズ)を使わずインテリム・G (“IG” シリーズ)からスタートします
- 1時間の夜間および睡眠中の着用
- この装置は矯正歯科治療のフェーズ I とフェーズ II の間の理想的な保定装置としても機能します
- 多くのサイズから選択できます。

### Occlus-o-Guide® (‘G’ Series)

オクルーズ・オー・ガイド  
(“G” シリーズ)

Age: 6-12



混合歯列期のために特別に設計されており、重度のオーバーバイト、オーバージェット、叢生およびスペースを是正します。多くのサイズから選択できます。

### 8-12歳児のための矯正テクニック 混合歯列期における不正咬合の70%に対する治療

- 重度のオーバージェット
- 重度のオーバーバイト
- 最大4 mmまでの叢生
- 最大5 mmまでのスペース閉鎖
- TMJに関する問題
- 一つの装置で治療と保定に対応
- 多くの症例の治療期間は約4~10か月
- トータルのチェアタイムは1~2時間
- 最適なフィット感を得る13種類の成形済みサイズが利用可能

<お問い合わせ・製造販売元> フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご相談は…… TEL. 03-6277-6980 <http://www.forestadent.co.jp>

歯列矯正用咬合誘導装置  
オーソテイン  
注文書



FAX 03-3568-8864

ご注文日: 年 月 日

|           |     |     |     |  |
|-----------|-----|-----|-----|--|
| お名前 / 医院名 |     |     |     |  |
| 〒         | —   |     |     |  |
| 電話        | ( ) | FAX | ( ) |  |
| e-mail    | @   |     |     |  |

ナイトガイド(“C”シリーズ)

各 ¥7,800 / 個 (税抜)

| 製品番号        | 規格        | 下顎切歯部(乳歯または永久歯) | 上顎切歯部(乳歯または永久歯) | 下顎6前歯部  | 注文数 |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| OT-10C1400E | C サイズ 1   | 18.9 - 19.6 mm  | 24.9 - 26.0 mm  | 22.6 mm |     |
| OT-15C1400E | C サイズ 1.5 | 19.7 - 20.4 mm  | 26.1 - 27.2 mm  | 23.2 mm |     |
| OT-20C1400E | C サイズ 2   | 20.5 - 21.1 mm  | 27.3 - 28.3 mm  | 23.7 mm |     |
| OT-25C1400E | C サイズ 2.5 | 21.2 - 21.9 mm  | 28.4 - 29.5 mm  | 24.3 mm |     |
| OT-30C1400E | C サイズ 3   | 22.0 - 22.7 mm  | 29.6 - 30.7 mm  | 24.9 mm |     |
| OT-35C1400E | C サイズ 3.5 | 22.8 - 23.5 mm  | 30.8 - 31.9 mm  | 25.4 mm |     |
| OT-40C1400E | C サイズ 4   | 23.6 - 24.3 mm  | 32.0 - 33.1 mm  | 26.0 mm |     |
| OT-45C1400E | C サイズ 4.5 | 24.4 - 25.0 mm  | 33.2 - 34.2 mm  | 26.6 mm |     |
| OT-50C1400E | C サイズ 5   | 25.1 - 25.8 mm  | 34.3 - 35.4 mm  | 27.2 mm |     |
| OT-55C1400E | C サイズ 5.5 | 25.9 - 26.6 mm  | 35.5 - 36.6 mm  | 27.7 mm |     |
| OT-60C1400E | C サイズ 6   | 26.7 - 27.4 mm  | 36.7 - 37.8 mm  | 28.3 mm |     |

インテリム・G (“IG”シリーズ)

各 ¥7,800 / 個 (税抜)

| 製品番号         | 規格         | 下顎切歯部(乳歯または永久歯) | 上顎切歯部(乳歯または永久歯) | 上顎6前歯部(永久歯)    | 注文数 |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| OT-20I1600BC | IG サイズ 2   | 20.5 - 21.1 mm  | 27.3 - 28.3 mm  | 42.5 - 43.9 mm |     |
| OT-25I1600BC | IG サイズ 2.5 | 21.2 - 21.9 mm  | 28.4 - 29.5 mm  | 44.0 - 45.4 mm |     |
| OT-30I1600BC | IG サイズ 3   | 22.0 - 22.7 mm  | 29.6 - 30.7 mm  | 45.5 - 46.9 mm |     |
| OT-35I1600BC | IG サイズ 3.5 | 22.8 - 23.5 mm  | 30.8 - 31.9 mm  | 47.0 - 48.4 mm |     |
| OT-40I1600BC | IG サイズ 4   | 23.6 - 24.3 mm  | 32.0 - 33.1 mm  | 48.5 - 49.9 mm |     |
| OT-45I1600BC | IG サイズ 4.5 | 24.4 - 25.0 mm  | 33.2 - 34.2 mm  | 50.0 - 51.4 mm |     |
| OT-50I1600BC | IG サイズ 5   | 25.1 - 25.8 mm  | 34.3 - 35.4 mm  | 51.5 - 52.9 mm |     |
| OT-55I1600BC | IG サイズ 5.5 | 25.9 - 26.6 mm  | 35.5 - 36.6 mm  | 53.0 - 54.4 mm |     |
| OT-60I1600BC | IG サイズ 6   | 26.7 - 27.4 mm  | 36.7 - 37.8 mm  | 54.5 - 55.9 mm |     |
| OT-65I1600BC | IG サイズ 6.5 | 27.5 - 28.2 mm  | 37.9 - 39 mm    | 58.0 - 57.4 mm |     |
| OT-70I1600BC | IG サイズ 7   | 28.3 mm over    | 39.1 mm over    | 57.5 mm over   |     |

オクルース・オー・ガイド (“G”シリーズ)

各 ¥7,800 / 個 (税抜)

| 製品番号       | 規格        | 下顎切歯部(乳歯または永久歯) | 上顎切歯部(乳歯または永久歯) | 上顎6前歯部(永久歯)    | 注文数 |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| OT-10G1200 | G サイズ 1   | 18.9 - 19.6 mm  | 24.9 - 26.0 mm  | 39.5 - 40.9 mm |     |
| OT-15G1200 | G サイズ 1.5 | 19.7 - 20.4 mm  | 26.1 - 27.2 mm  | 41.0 - 42.4 mm |     |
| OT-20G1200 | G サイズ 2   | 20.5 - 21.1 mm  | 27.3 - 28.3 mm  | 42.5 - 43.9 mm |     |
| OT-25G1200 | G サイズ 2.5 | 21.2 - 21.9 mm  | 28.4 - 29.5 mm  | 44.0 - 45.4 mm |     |
| OT-30G1200 | G サイズ 3   | 22.0 - 22.7 mm  | 29.6 - 30.7 mm  | 45.5 - 46.9 mm |     |
| OT-35G1200 | G サイズ 3.5 | 22.8 - 23.5 mm  | 30.8 - 31.9 mm  | 47.0 - 48.4 mm |     |
| OT-40G1200 | G サイズ 4   | 23.6 - 24.3 mm  | 32.0 - 33.1 mm  | 48.5 - 49.9 mm |     |
| OT-45G1200 | G サイズ 4.5 | 24.4 - 25.0 mm  | 33.2 - 34.2 mm  | 50.0 - 51.4 mm |     |
| OT-50G1200 | G サイズ 5   | 25.1 - 25.8 mm  | 34.3 - 35.4 mm  | 51.5 - 52.9 mm |     |
| OT-55G1200 | G サイズ 5.5 | 25.9 - 26.6 mm  | 35.5 - 36.6 mm  | 53.0 - 54.4 mm |     |
| OT-60G1200 | G サイズ 6   | 26.7 - 27.4 mm  | 36.7 - 37.8 mm  | 54.5 - 55.9 mm |     |
| OT-65G1200 | G サイズ 6.5 | 27.5 - 28.2 mm  | 37.9 - 39 mm    | 58.0 - 57.4 mm |     |
| OT-70G1200 | G サイズ 7   | 28.3 mm over    | 39.1 mm over    | 57.5 mm over   |     |

ご注文

FAX 03-3568-8864

お問い合わせ

TEL 03-6277-6980