

U-Bond Ortho™


Light-cured Orthodontic Adhesive

VERICOM
VERICOM CO., LTD.

U-ボンド オーソ 矯正用光重合型接着材

U-ボンド カラーチェンジ光重合型ボンディングキット

- U-ボンド オーソは、矯正用ブラケットを取り付けるための光硬化型歯科矯正用接着材です。
- U-ボンド オーソは、セラミックおよびメタルブラケットの歯面へのボンディングに対応します。
- U-ボンド オーソのレジンが薄緑色(Sky)になっているので、ブラケット ポジショニングや、圧接後の余剰レジンの除去を容易に行うことが可能です。
- レジンは光照射による硬化後クリアに変化し、治療中の審美性を保ちます。



U-ボンド エッチング システム

- U-ボンド エッチング システムは、30ml入った詰め替え用のバルクパックをご用意。
- シリンジパック(各1.2ml)を使い切ったら、バルクパックから中身のエッチング剤を注入することが可能なお得なパックです。



ヴェルコム V-エッチ シリンジパック
1.2ml x 4 ea



詰め替え用

ヴェルコム V-エッチ バルクパック
30ml x 1 ea

医療機器認証番号: 303AKBZX00059000
販売名: U-ボンド オーソ キット
一般的名称: 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
管理医療機器

医療機器認証番号: 303AKBZX00050000
販売名: U-ボンド オーソ
一般的名称: 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
管理医療機器

医療機器認証番号: 303AKBZX00051000
販売名: U-ボンド プライマー
一般的名称: 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
管理医療機器

医療機器認証番号: 303AKBZX00052000
販売名: V-エッチ
一般的名称: 歯科用エッチング材
管理医療機器

フォレストudent・ジャパン株式会社

U-Bond Ortho™

Light-cured Orthodontic Adhesive

U-ボンド オース 矯正用光重合型接着材 注文書











フォレストudent・ジャパン株式会社行き

ご注文日： 年 月 日

* ご注文書はコピーしてもご利用になれます。

お名前 / 医院名	
〒 ー	
電話 ()	FAX ()
Mail @	

注文番号		入数	製品名	注文数
V-UO108-SKK0		KT	U-ボンド オース カラーチェンジ アドヘシブ キット カラーチェンジ アドヘシブ 4g x 2ea U-ボンド プライマー 6ml 1ea アクセサリ付	
V-UO108-CLK0		KT	U-ボンド オース クリア アドヘシブ キット クリア アドヘシブ 4g x 2ea U-ボンド プライマー 6ml 1ea アクセサリ付	
V-UO104-SKR0		PK	U-ボンド オース カラーチェンジ アドヘシブ カラーチェンジ アドヘシブ 4g x 1ea	
V-UO104-CLR0		PK	U-ボンド オース クリア アドヘシブ クリア アドヘシブ 4g x 1ea	
V-OP406-R000		BT	U-ボンド プライマー 6ml	
V-VE105-E000		PK	ヴェルコム V-エッチ シリンジパック 1.2ml x 4 ea	
V-VE130-B000		PK	ヴェルコム V-エッチ バルクパック 30ml x 1 ea	
V-AC001-00BH		5	ブラシホルダー 5/pack	
V-AC002-00BR		50	ブラシ 50/pack	
V-AC003-00MW		5	ミキシング ウェル 5/pack	
V-AC005-00MP		5	ミキシング パッド 5/PACK	
V-DT425-BU00		100	ディスプレイザブル ティップ ブルー 100/pack エッチングシリンジ用	