

コンパクト、
そして多用途にご利用いただけます。

フォrestaデント スリムライン エクスパンダー

Slim Line Expanders Compact & Multi-Functional



Part Number
8 mm #198-1223
12mm #198-1623



フォrestaデント スリムライン エクスパンダーは、2つのリテンションアームをもったコンパクトなエクспанション スクリューです。このエクспанション スクリューは、小児の上顎用、下顎用の矯正装置、および成人の下顎用拡大装置として、さまざまな症例に対して多用途にご利用いただけます。

- スリムライン エクスパンダーは、大臼歯のアップライトとトルキング、上顎臼歯部の拡大、ディスタライズ、そして近心移動の装置として応用できます。
- 高い硬度の材質を使用したスリムライン エクスパンダーは、多様な用途に対して安定した結果を提供します。
- スリムライン エクスパンダー本体はとても小さく、狭い口蓋にも適合するように 解剖学的デザインを採用しています。
- スリムライン エクスパンダーは、拡大量が8mmと12mmの2種類。回転方向は本体にレーザーマーキングで表示されています。

医療機器認証番号:221AKBZX00039000
販売名:フォrestaデントスクリュー

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォrestaデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品・その他のお問い合わせは・・・

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>