



フォレストデント クイック セルフライゲーション メタル ブラケット ご注文用紙  
(ご注文FAX番号:03-3568-8864)

McLaughlin/Bennett/Trevisi System\*

標準価格 ¥9,000 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	テック°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	+17	+4	1.10		-	733-0103		733-0101	
	L	+17	+4	1.10		-	732-0103		732-0101	
側切歯	R	+10	+8	1.50		-	733-0203		733-0201	
	L	+10	+8	1.50		-	732-0203		732-0201	
犬歯	R	-7	+8	0.90		-	733-0303		733-0301	
	L	-7	+8	0.90		-	732-0303		732-0301	
	R	-7	+8	0.90		Hook	733-0313		733-0311	
	L	-7	+8	0.90		Hook	732-0313		732-0311	
第1小臼歯	R	-7	0	0.90		-	733-0403		733-0401	
	L	-7	0	0.90		-	732-0403		732-0401	
	R	-7	0	0.90		Hook	733-0413		733-0411	
	L	-7	0	0.90		Hook	732-0413		732-0411	
第2小臼歯	R	-7	0	1.30		-	733-0503		733-0501	
	L	-7	0	1.30		-	732-0503		732-0501	
	R	-7	0	1.30		Hook	733-0513		733-0511	
	L	-7	0	1.30		Hook	732-0513		732-0511	
大臼歯	R	-14	0	-	12° distal	Hook	731-0713		731-0711	w/Base
	L	-14	0	-	12° distal	Hook	730-0713		730-0711	w/Base
下顎	R/L	トルク	テック°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	-6	0	1.60		-	732-1203		732-1201	
	R	-6	+3	1.30		-	733-1403		733-1401	
犬歯	L	-6	+3	1.30		-	732-1403		732-1401	
	R	-6	+3	1.30		Hook	733-1413		733-1411	
	L	-6	+3	1.30		Hook	732-1413		732-1411	
	R	-6	+3	1.30		Hook	733-1503		733-1501	
第1小臼歯	L	-12	+2	1.20		-	732-1503		732-1501	
	R	-12	+2	1.20		Hook	733-1513		733-1511	
	L	-12	+2	1.20		Hook	732-1513		732-1511	
	R	-12	+2	1.20		Hook	733-1603		733-1601	
第2小臼歯	L	-17	+2	1.20		-	732-1603		732-1601	
	R	-17	+2	1.20		Hook	733-1613		733-1611	
	L	-17	+2	1.20		Hook	732-1613		732-1611	
	R	-17	+2	1.20		Hook	733-1713		733-1711	w/Base
大臼歯	L	-20	0	-	2° distal	Hook	730-1713		730-1711	w/Base

注意: バイオパッシブ ブラケットをご希望の場合は、注文番号のハイフオン(-)の代わりに(P)を入れてください。例: 733P0103(上顎中切歯右.018スロット)

ブラケット セット(5-5)	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格
	5-5	1	20	-	706-0837	706-0852		¥18,000
	5-5	5	100	-	706-0838	706-0853		¥90,000
	5-5	10	200	-	706-0839	706-0854		¥180,000
	5-5	1	20	犬歯フック付	706-0842	706-0857		¥18,000
	5-5	5	100	犬歯フック付	706-0843	706-0858		¥90,000
	5-5	10	200	犬歯フック付	706-0844	706-0859		¥180,000
	5-5	1	20	犬歯・小臼歯フック付	706-0847	706-0862		¥18,000
	5-5	5	100	犬歯・小臼歯フック付	706-0848	706-0863		¥90,000
	5-5	10	200	犬歯・小臼歯フック付	706-0849	706-0864		¥180,000

注意: バイオパッシブ ブラケットをご希望の場合は、注文番号のハイフオン(-)の代わりに(P)を入れてください。例: 733P0837(5-5 1症例セット .018スロット)

スターターキット	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格
	5-5	5	100	フックなし	707-1025	707-1028		¥172,100
	5-5	10	200	フックなし	707-1125	707-1128		¥262,100
	5-5	5	100	犬歯フック付	707-1026	707-1029		¥172,100
	5-5	10	200	犬歯フック付	707-1126	707-1129		¥262,100
	5-5	5	100	犬歯・小臼歯フック付	707-1027	707-1030		¥172,100
	5-5	10	200	犬歯・小臼歯フック付	707-1127	707-1130		¥262,100

注意: バイオパッシブ ブラケットにはスターターキットの設定はありません。

\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	

2011 06

フォレストデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F

お問い合わせ:03-6277-6980