

フォレストudent クイック セルフライゲーション メタル ブラケット ご注文用紙
(ご注文FAX番号:03-3568-8864)



Roth System*

標準価格 ¥9,000 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	ティップ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	+12	+5	1.00		-	731-0103		731-0101	
	L	+12	+5	1.00		-	730-0103		730-0101	
側切歯	R	+8	+9	1.50		-	731-0203		731-0201	
	L	+8	+9	1.50		-	730-0203		730-0201	
犬歯	R	-2	+11	0.90	4° mesial	-	731-0303		731-0301	
	L	-2	+11	0.90	4° mesial	-	730-0303		730-0301	
	R	-2	+11	0.90	4° mesial	Hook	731-0313		731-0311	
	L	-2	+11	0.90	4° mesial	Hook	730-0313		730-0311	
小臼歯	R	-7	0	0.90	2° distal	-	731-0503		731-0501	
	L	-7	0	0.90	2° distal	-	730-0503		730-0501	
	R	-7	0	0.90	2° distal	Hook	731-0513		731-0511	
	L	-7	0	0.90	2° distal	Hook	730-0513		730-0511	
大臼歯	R	-14	0	-	12° distal	Hook	731-0713		731-0711	w/Base
	L	-14	0	-	12° distal	Hook	730-0713		730-0711	w/Base
下顎	R/L	トルク	ティップ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	0	0	1.60		-	730-1203		730-1201	
犬歯	R	-11	+7	1.30	2° mesial	-	731-1403		731-1401	
	L	-11	+7	1.30	2° mesial	-	730-1403		730-1401	
	R	-11	+7	1.30	2° mesial	Hook	731-1413		731-1411	
	L	-11	+7	1.30	2° mesial	Hook	730-1413		730-1411	
第1小臼歯	R	-17	0	1.20	4° distal	-	731-1503		731-1501	
	L	-17	0	1.20	4° distal	-	730-1503		730-1501	
	R	-17	0	1.20	4° distal	Hook	731-1513		731-1511	
	L	-17	0	1.20	4° distal	Hook	730-1513		730-1511	
第2小臼歯	R	-22	0	1.20	4° distal	-	731-1603		731-1601	
	L	-22	0	1.20	4° distal	-	730-1603		730-1601	
	R	-22	0	1.20	4° distal	Hook	731-1613		731-1611	
	L	-22	0	1.20	4° distal	Hook	730-1613		730-1611	
大臼歯	R	-20	0	-	2° distal	Hook	731-1713		731-1711	w/Base
	L	-20	0	-	2° distal	Hook	730-1713		730-1711	w/Base

注意: バイオパッシブ ブラケットをご希望の場合は、注文番号のハイフン(-)の代わりに(P)を入れてください。例: 731P0103(上顎中切歯右.018スロット)

ブラケット セット(5-5)	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格	
	5-5	1	20	-		706-0971		706-0986	¥18,000
	5-5	5	100	-		706-0972		706-0987	¥90,000
	5-5	10	200	-		706-0973		706-0988	¥180,000
	5-5	1	20	犬歯フック付		706-0976		706-0991	¥18,000
	5-5	5	100	犬歯フック付		706-0977		706-0992	¥90,000
	5-5	10	200	犬歯フック付		706-0978		706-0993	¥180,000
	5-5	1	20	犬歯・小臼歯フック付		706-0981		706-0996	¥18,000
	5-5	5	100	犬歯・小臼歯フック付		706-0982		706-0997	¥90,000
	5-5	10	200	犬歯・小臼歯フック付		706-0983		706-0998	¥180,000

ブラケット セット(6-6)	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格	
	6-6	1	24	-		706X0971		706X0986	¥21,600
	6-6	5	120	-		706X0972		706X0987	¥108,000
	6-6	10	240	-		706X0973		706X0988	¥216,000
	6-6	1	24	犬歯フック付		706X0976		706X0991	¥21,600
	6-6	5	120	犬歯フック付		706X0977		706X0992	¥108,000
	6-6	10	240	犬歯フック付		706X0978		706X0993	¥216,000
	6-6	1	24	犬歯・小臼歯フック付		706X0981		706X0996	¥21,600
	6-6	5	120	犬歯・小臼歯フック付		706X0982		706X0997	¥108,000
	6-6	10	240	犬歯・小臼歯フック付		706X0983		706X0998	¥216,000

スターターキット	ケース	ブラケット	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数	標準価格	
	5-5	5	100	フックなし		707-1018		707-1022	¥172,100
	5-5	10	200	フックなし		707-1118		707-1122	¥262,100
	5-5	5	100	犬歯フック付		707-1019		707-1023	¥172,100
	5-5	10	200	犬歯フック付		707-1119		707-1123	¥262,100
	5-5	5	100	犬歯・小臼歯フック付		707-1020		707-1024	¥172,100
	5-5	10	200	犬歯・小臼歯フック付		707-1120		707-1124	¥262,100

注意: バイオパッシブ ブラケットには大臼歯付のブラケットセット(6-6)、およびスターターキットの設定はありません。

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	

2011 06

