

フォレストudent エステティック ブラケット ご注文用紙
(ご注文FAX番号:03-3568-8864)

Roth System

標準価格 ¥5,900 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R	12	5	1.00	-	-	792-0103		792-0101	
	L	12	5	1.00	-	-	791-0103		791-0101	
側切歯	R	8	9	1.50	-	-	792-0203		792-0201	
	L	8	9	1.50	-	-	791-0203		791-0201	
犬歯	R	-2	13	0.90	4° mesial	-	792-0303		792-0301	.016" パーチカル スロット付
	L	-2	13	0.90	4° mesial	-	791-0303		791-0301	.016" パーチカル スロット付
小臼歯	R	-7	0	0.90	2° distal	-	792-0503		792-0501	
	L	-7	0	0.90	2° distal	-	791-0503		791-0501	
下顎	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	0	0	1.50	-	-	791-1203		791-1201	
犬歯	R	-11	7	0.90	2° mesial	-	792-1403		792-1401	.016" パーチカル スロット付
	L	-11	7	0.90	2° mesial	-	791-1403		791-1401	.016" パーチカル スロット付
第1小臼歯	R	-17	-1	0.70	4° distal	-	792-1503		792-1501	
	L	-17	-1	0.70	4° distal	-	791-1503		791-1501	
第2小臼歯	R	-22	-1	0.70	4° distal	-	792-1603		792-1601	
	L	-22	-1	0.70	4° distal	-	791-1603		791-1601	

Standard-Ricketts-System

標準価格 ¥5,900 1/pk (10個入り)

上顎	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
中切歯	R/L	22	0	1.00	-	-	796-0103		-	
側切歯	R	14	8	1.00	-	-	797-0203		-	.016" パーチカル スロット付
	L	14	8	1.00	-	-	796-0203		-	.016" パーチカル スロット付
犬歯	R	-7	5	1.00	-	-	797-0303		-	.016" パーチカル スロット付
	L	-7	5	1.00	-	-	796-0303		-	.016" パーチカル スロット付
小臼歯	R/L	0	0	1.00	-	-	795-0503		-	.016" パーチカル スロット付
下顎	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
前歯	R/L	0	0	1.00	-	-	795-1203		-	
犬歯	R	7	5	1.00	-	-	796-0303		-	.016" パーチカル スロット付
	L	7	5	1.00	-	-	797-0303		-	.016" パーチカル スロット付
小臼歯	R/L	0	0	1.00	-	-	795-0503		-	.016" パーチカル スロット付

Standard-Edgewise System

標準価格 ¥5,900 1/pk (10個入り)

	R/L	トルク	タイプ°	インアウト	ローテーション	フック	.018 スロット	注文数	.022 スロット	注文数
上顎中切歯	R/L	0	0	-	-	-	795-0103		-	
上顎側切歯	R/L	0	0	-	-	-	795-0203		-	
犬歯/小臼歯	R/L	0	0	-	-	-	795-0503		-	.016" パーチカル スロット付
下顎前歯	R/L	0	0	-	-	-	795-1203		-	

医院名		TEL	
ご住所	〒	FAX	

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F

お問い合わせ:03-6277-6980