

GLAM[®]-Ceramic Brackets

フォrestaデント グラム セラミック ブラケット

優れた審美性と、イージー ディボンディング
が融合したセラミック ブラケット





GLAM®-Brackets

フォレストudent グラム セラミック ブラケット

グラム セラミック ブラケットは、治療中に起こるブラケットの破折を極力なくし、治療期間を通して美しい状態を保つように独自のブラケットデザインを採用しました。



グラム セラミック ブラケットは、優れた審美性を持ったベーシックタイプのセラミック ブラケットです。専用のディボンディングツールを利用することでディボンディング時のセラミックブラケットの破折のリスクを軽減し、よりイージーで安全なブラケット撤去を可能にしたフォレストudentの新しい審美ブラケットです。

グラム セラミック ブラケットの持つ乳白色の色合いは、患者さんがもつ歯牙の自然なシェードと調和し、優れた審美性を発揮します。

グラム セラミック ブラケットにはプラスチック素材は一切使用されていないため、吸水による変色はありません。



グラム セラミック ブラケットに新たにカラーIDマーキングを採用。ボンディング時のポジショニングに役立つスロット部へのカラーマーキングを追加しました。



グラム セラミック ブラケットの美しい審美性は多くの矯正歯科医がその利点を認めています。しかし、ブラケット撤去時に、セラミック素材が破折したり、歯面に一部が残るリスクについても多くの矯正歯科医が抱えている問題です。グラム セラミック ブラケットには専用のディボンディングツールをご用意しています。このツールはディボンディング時のブラケットの破折のリスクを軽減し、よりイージーで安全なブラケット撤去を可能にします。



GLAM®-Brackets
フォレストアデント グラム セラミック ブラケット

**McLaughlin
Bennett 5.0**
with FORESTADENT



McLaughlin Bennett 5.0

1 PK (10個入)

上 顎						Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号		
					Right	Left	Right	Left	
1 中切歯	+17	+4	1.25	-	G762T0103	G761T0103	G762T0101	G761T0101	
2 側切歯	+10	+8	1.5	-	G762T0203	G761T0203	G762T0201	G761T0201	
3 犬歯	-7	+8	1.0	-	G762T0303	G761T0303	G762T0301	G761T0301	
	犬歯 フック付	-7	+8	1.0	-	G762T0313	G761T0313	G762T0311	G761T0311
3 犬歯	0	+8	1.0	-	G762T0323	G761T0323	G762T0321	G761T0321	
	犬歯 フック付	0	+8	1.0	-	G762T0333	G761T0333	G762T0331	G761T0331
4+5 小臼歯	-7	0	1.0	-	G762T0503	G761T0503	G762T0501	G761T0501	
	小臼歯 フック付	-7	0	1.0	-	G762T0513	G761T0513	G762T0511	G761T0511

下 顎						Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号		
					Right	Left	Right	Left	
1+2 下顎前歯	-6	0	1.5	-	G761T1203		G761T1201		
3 犬歯	-6	+3	1.0	-	G762T1403	G761T1403	G762T1401	G761T1401	
	犬歯 フック付	-6	+3	1.0	-	G762T1413	G761T1413	G762T1411	G761T1411
3 犬歯	0	+3	1.0	-	G762T1423	G761T1423	G762T1421	G761T1421	
	犬歯 フック付	0	+3	1.0	-	G762T1433	G761T1433	G762T1431	G761T1431
4 小臼歯	-12	0	0.7	-	G761T1503		G761T1501		
	小臼歯 フック付	-12	0	0.7	-	G761T1513		G761T1511	
5 小臼歯	-17	0	0.7	-	G761T1603		G761T1601		
	小臼歯 フック付	-17	0	0.7	-	G761T1613		G761T1611	



GLAM®-Brackets
フォレストアデント グラム セラミック ブラケット

**McLaughlin
Bennett 5.0**
with FORESTADENT



フォレストアデント グラム セラミック ブラケット 5-5 セット
McLaughlin Bennett 5.0

犬歯ブラケットトルク付	Slot .018		Slot .022	
	注文番号		注文番号	
	1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
フックなし	G706T0759	G706T0760	G706T0735	G706T0736
犬歯フック付	G706T0762	G706T0763	G706T0740	G706T0741
犬歯・小臼歯フック付	G706T0765	G706T0766	G706T0745	G706T0746



フォレストアデント グラム セラミック ブラケット 5-5 セット
McLaughlin Bennett 5.0

犬歯ブラケット 0° トルク	Slot .018		Slot .022	
	注文番号		注文番号	
	1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
フックなし	G706T0773	G706T0774	G706T0767	G706T0768
犬歯フック付	G706T0775	G706T0776	G706T0769	G706T0770
犬歯・小臼歯フック付	G706T0777	G706T0778	G706T0771	G706T0772

Forestadent Buccal Tubes

McLaughlin Bennett 5.0

フォレストアデント バッカルチューブ

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレストアデント バッカルチューブ
一般的な名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

**McLaughlin
Bennett 5.0**
with FORESTADENT

チューリップ バッカルチューブ

	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	ラージベース 注文番号		"ピックフット"ベース 注文番号	
						右	左	右	左
	6 6 7 7	-14	-	10	.018	743T0744	742T0744	743B0744	742B0744
					.022	743T0742	742T0742	743B0742	742B0742
	6 6	-20	-	0	.018	743T1714	742T1714	743B1714	742B1714
					.022	743T1712	742T1712	743B1712	742B1712
	7 7	-10	-	0	.018	742T0724	743T0724		
					.022	742T0722	743T0722		

コンフォートライン 3D バッカルチューブ

	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	インデントなし 注文番号		インデント付 注文番号	
						右	左	右	左
	6 6 7 7	-14	-	12	.018	728M0804	727M0804	728K0804	727K0804
					.022	728M0802	727M0802	728K0802	727K0802
	6 6	-20	-	0	.018	728M1714	727M1714	728K1714	727K1714
					.022	728M1712	727M1712	728K1712	727K1712
	7 7	-10	-	0	.018	728M1804	727M1804	728K1804	727K1804
					.022	728M1802	727M1802	728K1802	727K1802

コンフォートライン 3D ミニ バッカルチューブ

	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	1 PK (10個入)	
						右	左
	7 7	-14	-	4	.018	728-0814	727-0814
					.022	728-0812	727-0812
	7 7	-10	-	0	.018	728-1814	727-1814
					.022	728-1812	727-1812



GLAM®-Brackets

フォレストアデント グラム セラミック ブラケット



Roth System*

1 PK (10個入)

上 顎						Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号		
					Right	Left	Right	Left	
1 中切歯	+12	+5	1.0	-	G764-0103	G763-0103	G764-0101	G763-0101	
2 側切歯	+8	+9	1.5	-	G764-0203	G763-0203	G764-0201	G763-0201	
3 犬歯	-2	+11	1.0	4° mesial	G764-0303	G763-0303	G764-0301	G763-0301	
	-2	+11	1.0	4° mesial	G764-0313	G763-0313	G764-0311	G763-0311	
4+5 小臼歯	-7	0	1.0	-	G764-0503	G763-0503	G764-0501	G763-0501	
	-7	0	1.0	-	G764-0513	G763-0513	G764-0511	G763-0511	

下 顎						Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号		
					Right	Left	Right	Left	
1+2 下顎前歯	0	0	1.5	-	G763-1203		G763-1201		
3 犬歯	-11	+7	1.0	2° mesial	G764-1403	G763-1403	G764-1401	G763-1401	
	-11	+7	1.0	2° mesial	G764-1413	G763-1413	G764-1411	G763-1411	
4 小臼歯	-17	0	0.7	-	G763-1503		G763-1501		
	-17	0	0.7	-	G763-1513		G763-1511		
5 小臼歯	-22	0	0.7	-	G763-1603		G763-1601		
	-22	0	0.7	-	G763-1613		G763-1611		

医療機器認証番号: 224AKBZX00003000
販売名: フォレストudent グラム ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器



GLAM[®]-Brackets

フォレストudent グラム セラミック ブラケット



フォレストudent グラム セラミック ブラケット 5-5 セット
Roth System*

	Slot .018		Slot .022	
	注文番号		注文番号	
	1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
フックなし	G706-0700	G706-0701	G706-0705	G706-0706
犬歯フック付	G706-0710	G706-0711	G706-0715	G706-0716
犬歯・小臼歯フック付	G706-0720	G706-0721	G706-0725	G706-0726

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

GLAM[®]-Brackets

フォレストudent グラム セラミック ブラケット
アクセサリ

C501-0815		1	<p>グラム セラミック ブラケット / クイックリアー セルフライゲーション ブラケット 共用ディボンディング ツール (ダブルエンド) オートクレーブ滅菌対応</p> <p>届出番号: 13B1X10233F00001 販売名: フォレストudent プライヤー 一般的名称: 歯科矯正用プライヤー 一般医療機器</p>
G950-1000		1	<p>グラム セラミック ブラケット コンサルテーション モデル</p>

医療機器認証番号: 221AKBZX00033000
販売名: フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤ
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ
管理医療機器

*BioCosmetic[®]-archwires –
durable, perfect aesthetics.*

BioCosmetic Wire

バイオ コスメティック ワイヤ (Ni-Ti)

FORESTADENTの新しいバイオコスメティック アーチワイヤーは、通常のコーティング処理されたアーチワイヤーと違い、ニッケルチタン製のアーチワイヤーを柔軟性のあるチューブ状の素材に埋め込みました。これによりワイヤー表面は均質でなめらかな面となり、矯正歯科治療において多くの利点を与えることが可能となりました。



注文番号 上類	注文番号 下類	プロファイル	サイズ inch	コアワイヤー サイズ inch	入数	アーチフォーム
217-0845	217-0945	●	.017	.010	10	 ストレート アーチフォーム
217-0850	217-0950	●	.019	.012	10	
217-1440	217-1540	■	.016 x .016	.012 x .012	10	
217-2040	217-2140	■	.016 x .022	.012 x .018	10	
217-2046	217-2146	■	.018 x .025	.014 x .021	10	