

# FAXご注文書

FAX  
送信方向



McLaughlin  
Bennett 5.0  
with FORESTADENT

フォレストudent グラム セラミック ブラケット  
McLaughlin Bennett 5.0

FAX 03-3568-8864

フォレストudent・ジャパン株式会社 行き

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名

〒 —

電話 ( ) FAX ( )

Mail @

Maxillary (上顎)

1 PK (10個入)

標準価格 ¥11,000 / PK

	Teeth	Torque	Ang.	In/Out	Offset	Slot	右	注文数	左	注文数
1	中切歯	+17	+4	1.25	-	.018	G762T0103		G761T0103	
						.022	G762T0101		G761T0101	
2	側切歯	+10	+8	1.5	-	.018	G762T0203		G761T0203	
						.022	G762T0201		G761T0201	
3	犬歯	-7	+8	1.0	-	.018	G762T0303		G761T0303	
						.022	G762T0301		G761T0301	
3	犬歯 フック付	-7	+8	1.0	-	.018	G762T0313		G761T0313	
						.022	G762T0311		G761T0311	
3	犬歯	0	+8	1.0	-	.018	G762T0323		G761T0323	
						.022	G762T0321		G761T0321	
3	犬歯 フック付	0	+8	1.0	-	.018	G762T0333		G761T0333	
						.022	G762T0331		G761T0331	
4+5	小白歯	-7	0	1.0	-	.018	G762T0503		G761T0503	
						.022	G762T0501		G761T0501	
4+5	小白歯 フック付	-7	0	1.0	-	.018	G762T0513		G761T0513	
						.022	G762T0511		G761T0511	

Mandibular (下顎)

	Teeth	Torque	Ang.	In/Out	Offset	Slot	右	注文数	左	注文数
1+2	下顎前歯	-6	0	1.5	-	.018	G761T1203		G761T1203	
						.022	G761T1201		G761T1201	
3	犬歯	-6	+3	1.0	-	.018	G762T1403		G761T1403	
						.022	G762T1401		G761T1401	
3	犬歯 フック付	-6	+3	1.0	-	.018	G762T1413		G761T1413	
						.022	G762T1411		G761T1411	
3	犬歯	0	+3	1.0	-	.018	G762T1423		G761T1423	
						.022	G762T1421		G761T1421	
3	犬歯 フック付	0	+3	1.0	-	.018	G762T1433		G761T1433	
						.022	G762T1431		G761T1431	
4	第一小白歯	-12	0	0.7	-	.018	G762T1503		G761T1503	
						.022	G762T1501		G761T1501	
4	第一小白歯 フック付	-12	0	0.7	-	.018	G762T1513		G761T1513	
						.022	G762T1511		G761T1511	
5	第二小白歯	-17	0	0.7	-	.018	G762T1603		G761T1603	
						.022	G762T1601		G761T1601	
5	第二小白歯 フック付	-17	0	0.7	-	.018	G762T1613		G761T1613	
						.022	G762T1611		G761T1611	

ご注文

FAX 03-3568-8864

お問い合わせ

TEL 03-6277-6980

# FAXご注文書

FAX  
送信方向



McLaughlin  
Bennett 5.0  
with FORESTADENT

フォrestaデント グラム セラミック ブラケット  
McLaughlin Bennett 5.0

FAX 03-3568-8864

フォrestaデント・ジャパン株式会社 行き

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名

〒 —

電話 ( )

FAX ( )

Mail @

McLaughlin  
Bennett 5.0  
with FORESTADENT



フォrestaデント グラム セラミック ブラケット 5-5 セット  
McLaughlin Bennett 5.0

標準価格 1症例セット各 ¥22,000 / Set

標準価格 3症例セット各 ¥66,000 / Set

犬歯トルク付	フック	Slot	1症例セット	注文数	3症例セット	注文数		
上下顎 5-5 セット	フックなし	.018	G706T0759		G706T0760		-	
		.022	G706T0735		G706T0736		-	
上下顎 5-5 セット	犬歯フック付	.018	G706T0762		G706T0763		-	
		.022	G706T0740		G706T0741		-	
上下顎 5-5 セット	犬歯・小白歯フック付	.018	G706T0765		G706T0766		-	
		.022	G706T0745		G706T0746		-	

犬歯0° トルク	フック	Slot	1症例セット	注文数	3症例セット	注文数		
上下顎 5-5 セット	フックなし	.018	G706T0773		G706T0774		-	
		.022	G706T0767		G706T0768		-	
上下顎 5-5 セット	犬歯フック付	.018	G706T0775		G706T0776		-	
		.022	G706T0769		G706T0770		-	
上下顎 5-5 セット	犬歯・小白歯フック付	.018	G706T0777		G706T0778		-	
		.022	G706T0771		G706T0772		-	

配達日、お届け先の変更のご希望がある場合はお書きください

尚、取寄せ品、品切れの場合はお届けまでに約3週間かかりますので、ご容赦ください。

その他ご希望、ご質問があればお書きください

ご注文

FAX 03-3568-8864

お問い合わせ

TEL 03-6277-6980

# FAXご注文書

FAX  
送信方向



フォレストudent グラム セラミック ブラケット  
Roth System\*

FAX 03-3568-8864

フォレストudent・ジャパン株式会社 行き

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名

〒 —

電話 ( ) FAX ( )

Mail @

Maxillary (上顎)

1 PK (10個入) 標準価格 ¥11,000 / PK

	Teeth	Torque	Ang.	In/Out	Offset	Slot	右	注文数	左	注文数
1	中切歯	+12	+5	1.0	-	.018	G764-0103		G763-0103	
						.022	G764-0101		G763-0101	
2	側切歯	+8	+9	1.5	-	.018	G764-0203		G763-0203	
						.022	G764-0201		G763-0201	
3	犬歯	-2	+11	1.0	4° mesial	.018	G764-0303		G763-0303	
						.022	G764-0301		G763-0301	
3	犬歯 フック付	-2	+11	1.0	4° mesial	.018	G764-0313		G763-0313	
						.022	G764-0311		G763-0311	
4+5	小白歯	-7	0	1.0	-	.018	G764-0503		G763-0503	
						.022	G764-0501		G763-0501	
4+5	小白歯 フック付	-7	0	1.0	-	.018	G764-0513		G763-0513	
						.022	G764-0511		G763-0511	

Mandibular (下顎)

	Teeth	Torque	Ang.	In/Out	Offset	Slot	右	注文数	左	注文数
1+2	下顎前歯	0	0	1.5	-	.018	G763-1203		G763-1203	
						.022	G763-1201		G763-1201	
3	犬歯	-11	+7	1.0	2° mesial	.018	G764-1403		G763-1403	
						.022	G764-1401		G763-1401	
3	犬歯 フック付	-11	+7	1.0	2° mesial	.018	G764-1413		G763-1413	
						.022	G764-1411		G763-1411	
4	第一小白歯	-17	0	0.7	-	.018	G763-1503		G763-1503	
						.022	G763-1501		G763-1501	
4	第一小白歯 フック付	-17	0	0.7	-	.018	G763-1513		G763-1513	
						.022	G763-1511		G763-1511	
5	第二小白歯	-22	0	0.7	-	.018	G763-1603		G763-1603	
						.022	G763-1601		G763-1601	
5	第二小白歯 フック付	-22	0	0.7	-	.018	G763-1613		G763-1613	
						.022	G763-1611		G763-1611	

\* - The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

標準価格 1症例セット各 ¥22,000 / Set 標準価格 3症例セット各 ¥66,000 / Set

犬歯トルク付	フック	Slot	1症例セット	注文数	3症例セット	注文数		
上下顎 5-5 セット	フックなし	.018	G706-0700		G706-0701		-	
		.022	G706-0705		G706-0706		-	
上下顎 5-5 セット	犬歯フック付	.018	G706-0710		G706-0711		-	
		.022	G706-0715		G706-0716		-	
上下顎 5-5 セット	犬歯・小白歯フック付	.018	G706-0720		G706-0721		-	
		.022	G706-0725		G706-0726		-	

ご注文

FAX 03-3568-8864

お問い合わせ

TEL 03-6277-6980