

# フォレストudent プラスチック ブラケット エステティック ライン ブラケット



フォレストudent エステティックライン ブラケットはファイバー強化型ポリカーボネート ブラケットです。比較的短期間（1年～1.5年）の症例に適したブラケットとしてご利用いただけます。



## 製品の特徴：


- ファイバー強化型ポリカーボネート ブラケット
- 正確なポジショニングのためのトルク - イン - ベース デザイン
- 優れた視認性をもったダブル カラー I.D. システム
- 安定した接着強度を提供するデュアル デザイン ベース\*

医療機器認証番号：221AKBZX00037000  
販売名：フォレストudent エステティックライン ブラケット  
一般的名称：矯正用アタッチメント  
管理医療機器

\*ボンディングには化学重合型アーミックスタジアムを推奨します。

*Aesthetik-Line Bracket*  
*Reinforces with special fillers*

# Roth System\*\*



1 PK (10個入) 標準価格 ¥5,900 / PK

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	1.0	-	792-0103	791-0103	792-0101	791-0101
2 側切歯	+8	+9	1.5	-	792-0203	791-0203	792-0201	791-0201
3 犬歯	-2	+13	0.9	4° mesial	792-0303*	791-0303*	792-0301*	791-0301*
4+5 小臼歯	-7	0	0.9	2° distal	792-0503*	791-0503*	792-0501*	791-0501*

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	0	0	1.5	-	791-1203		791-1201	
3 犬歯	-11	+7	0.9	2° mesial	792-1403*	791-1403*	792-1401*	791-1401*
4 小臼歯	-17	-1	0.7	4° distal	792-1503*	791-1503*	792-1501*	791-1501*
5 小臼歯	-22	-1	0.7	4° distal	792-1603*	791-1603*	792-1601*	791-1601*

Tooth	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし 5-5	706-0421	706-0422	706-0423	706-0426	706-0427	706-0428

1 PK (10個入) 標準価格 ¥5,900 / PK

# Standard-Edgewise



上 顎					Slot .018	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号	
					Right	Left
1 中切歯	0	0	-	-	795-0103	
2 側切歯	0	0	-	-	795-0203	
3 犬歯	0	0	-	-	795-0503*	
4+5 小臼歯	0	0	-	-	795-0503*	

下 顎					Slot .018	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号	
					Right	Left
1+2 下顎前歯	0	0	-	-	795-1203	
3 犬歯	0	0	-	-	795-0503*	
4+5 小臼歯	0	0	-	-	795-0503*	

Tooth	Slot .018		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし 5-5	706-0441	706-0442	706-0443

\*- Vertical-slot .016" = 0.40 mm

\*\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品・その他のお問い合わせは・・・

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>